

## CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

### EDICION 2007 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.- Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 5 fracción X, 13 fracción I y 14 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; primero, tercero fracción II, cuarto, quinto y sexto fracciones I y II del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 3 y 5 fracciones I y II, y 26 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, y

#### CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos.

Que la Edición 2006 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2007 y a partir de esa fecha se efectuaron tres actualizaciones, con la finalidad de tener al día la lista de los materiales de curación indispensables para que las instituciones públicas de salud atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la Edición 2007, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2007.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que conforme al artículo 26 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

#### EDICION 2007 DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE MATERIAL DE CURACION

|  | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--|-------|----------------------------|-------------------------|
|--|-------|----------------------------|-------------------------|

#### CUADRO BASICO

| CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION |  |   |                                      |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| <b>BOLSAS</b>                       |  | Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; con reactivo químico impreso y sistema de apertura.<br>Medidas:<br>7.5 x 23.0 x 4.0 cm.<br>12.0 x 26.0 x 4.0 cm.<br>14.0 x 33.0 x 4.5 cm (con cartera integrada de 25 x 30 cm)<br>6.0 x 18.0 x 3.0 cm.<br>Envase con 1000 piezas.<br>25 x 38 x 8 cm.<br>Envase con 250 a 500 piezas.<br>Bolsa para esterilización con gas o vapor.<br>Medidas: 9.0 x 12.5 x 5.0 cm.<br>Envase con 1000 piezas. | Central de Equipos y Esterilización. |

|                 | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO  |
|-----------------|--------------|---|--|
| <b>CINTAS</b>   | 060.203.0207 | Para esterilización en vapor a presión.<br>Tamaño: 18 mm x 50 M.<br>Rollo.  | Central de Equipos y Esterilización.                           |
| <b>PAPELES</b>  | 311.685.5119 | Para envoltura.<br>Kraft de 70 Kg y 45 cm de ancho.<br>Rollo.   | Central de Equipos y Esterilización.<br>Médicas y Quirúrgicas. |
| <b>TALCOS</b>   | 060.849.0256 | Para guantes quirúrgicos.<br>Compuesto de almidón no aglutinable de maíz y óxido de magnesio.<br>Envase con 2 Kg.   | Central de Equipos y Esterilización.                           |
| <b>TESTIGOS</b> | 060.711.0038 | Controles biológicos para material esterilizado en gas.<br>Envase con 100 piezas.   | Central de Equipos y Esterilización.                           |
|                 | 060.711.0046 | Controles biológicos para material esterilizado en vapor.<br>Envase con 100 piezas.   | Central de Equipos y Esterilización.                           |
|                 | 060.711.0087 | Para validación del proceso de esterilización con óxido de etileno, contiene:<br>1 disco con esporas de <i>Bacillus subtilis</i> .<br>1 ampolleta de vidrio pintada con medio de cultivo líquido.<br>1 tira de cinta testigo sensible al calor.<br>1 tableta que funde a la temperatura de 55°C ± 2°C.<br>Envase con 50 unidades. | Central de Equipos y Esterilización.                           |
|                 | 060.711.0095 | Para validación del proceso de esterilización en vapor a presión, contiene:<br>1 disco con esporas de bacilo esterotermófilos.<br>1 ampolleta de vidrio pintada con medio de cultivo líquido.<br>1 cinta testigo sensible al calor.<br>1 tableta que funde a la temperatura de 120°C - 121°C.<br>Envase con 50 unidades.          | Central de Equipos y Esterilización.                           |
|                 | 080.711.0103 | Para validación del proceso de esterilización por radiación (rayos gama), contiene:<br>1 disco con esporas de <i>Bacillus pumilus</i> .<br>1 ampolleta de vidrio sensible al efecto de radiación, pintada con medio de cultivo líquido.<br>Envase con 50 unidades.  | Central de Equipos y Esterilización.                           |
|                 | 060.711.0111 | Para validación del proceso de esterilización con calor seco, contiene:<br>1 ampolleta de vidrio pintada con esporas de <i>Bacillus subtilis</i> Níger.<br>1 ampolleta de vidrio pintada con medio de cultivo líquido.<br>Envase con 50 unidades.   |  |

| GENERICO                               | CLAVE                        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO              |
|--|------------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>ESTOMATOLOGIA</b>                   |                              |   |                                      |
| <b>ACEITES</b>                         | 060.016.0204                 | Lubricante para pieza de mano de baja velocidad.<br>Envase con aplicador con 120 ml.  | Estomatología.                       |
| <b>AGUJAS</b>                          | 060.040.8041<br>060.040.8058 | Dentales.<br>Tipo Carpule.<br>Desechables.<br>Longitud:      Calibre:      Tamaño:<br>20-25 mm      30 G      Corta.<br>25-42 mm      27 G      Larga.<br>Envase con 100 piezas.  | Estomatología.                       |
| <b>ALAMBRES</b>                        | 060.046.1396<br>060.046.1404 | Para ortodoncia de 0.80 mm.<br>Tiras de 30 cm.<br>Envase con 25 piezas.<br><br>Para ortodoncia de 0.90 mm.<br>Tiras de 30 cm.<br>Envase con 25 piezas.  | Estomatología.<br><br>Estomatología. |
| <b>ALEACIONES PARA AMALGAMA DENTAL</b> | 060.064.0106<br>060.064.0064 | En polvo de fase dispersa.<br>Composición:<br>Plata      68.0 - 72%.<br>Estaño      15.0 - 21%.<br>Cobre      10.5 - 15%.<br>Mercurio      3%. Máximo.<br>Zinc      2%. Máximo.<br>Envase con 30 a 31.1 g.<br><br>En tabletas de fase dispersa.<br>Composición:<br>Plata      68.0 - 72%.<br>Estaño      15.0 - 21%.<br>Cobre      10.5 - 15%.<br>Mercurio      3% máximo.<br>Zinc      2% máximo.<br>Envase con 80 tabletas (0.38875 g por tableta). | Estomatología.<br><br>Estomatología. |
| <b>ALGODONES</b>                       | 060.797.0019                 | Para uso dental.<br>Medida: 3.8 x 0.8 cm.<br>Envase con 500 rollos.   | Estomatología.                       |
| <b>ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS</b>       | 060.066.0401                 | Eugenol.<br>Envase con 30 ml.   | Estomatología.                       |
| <b>BABEROS</b>                         | 060.100.0011                 | De tela no tejida de rayón.<br>Anatómico, autoajustable, desechable.<br>Tamaño: adulto.<br>Pieza.   | Estomatología.                       |

| GENERICICO      | CLAVE        | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>BARNICES</b> | 060.111.0208 | De copal.<br>Para revestimiento de cavidades.<br>Frasco con 15 ml y frasco con disolvente de 15 ml.<br>Juego.  | Estomatología.          |
| <b>CAPSULAS</b> | 060.623.0019 | Con perdigón metálico para amalgamador eléctrico.<br>Pieza.  | Estomatología.          |
| <b>CEMENTOS</b> | 060.182.1176 | Dentales.<br>De oxifosfato de zinc.<br>Polvo y líquido.<br>Caja con 32 g de polvo y 15 ml de solvente.<br>Estuche.   | Estomatología.          |
|                 | 060.182.1275 | Dentales.<br>Para restauración intermedia.<br>De óxido de zinc (polvo) 38 g y eugenol (líquido) 14 ml.<br>Con gotero de plástico.<br>Juego.  | Estomatología.          |
|                 | 060.182.1366 | Dentales.<br>Para uso quirúrgico.<br>De óxido de zinc con endurecedor (polvo) 65 g y eugenol (líquido) 30 ml.<br>Con gotero de plástico.<br>Equipo.  | Estomatología.          |
|                 | 060.182.0160 | Ionómero de vidrio I.<br>Para cementaciones definitivas.<br>Polvo 35 g.<br>Silicato de aluminio 95% -97%.<br>Acido poliacrílico 3% - 5%.<br>Líquido 25 g, 20 ml.<br>Acido poliacrílico 75%.<br>Acido polibásico 10-15%.<br>Juego.                                  | Estomatología.          |
|                 | 060.182.0178 | Ionómero de vidrio restaurativo II.<br>Color No. 21.<br>Polvo 15 g.<br>Silicato de aluminio 95% -97%.<br>Acido poliacrílico 3% - 5%.<br>Líquido 10 g, 8 ml.<br>Acido poliacrílico 75%.<br>Acido tartárico 10% -15%.<br>Barniz compatible líquido 10 g.<br>Estuche. | Estomatología.          |

| GENERICICO                     | CLAVE        | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>CEMENTOS<br/>(continúa)</b> | 060.182.0186 | Ionómero de vidrio restaurativo II.<br>Color No. 22.<br>Polvo 15 g.<br>Silicato de aluminio 95% -97%.<br>Acido poliacrílico 3% -5%.<br>Líquido 10 g, 8 ml.<br>Acido poliacrílico 75%.<br>Acido tartárico 10% - 15%.<br>Barniz compatible líquido 10 g.<br>Juego.   | Estomatología.          |
|                                | 060.182.0194 | Ionómero de vidrio con aleación de limadura de plata.<br>Polvo 15 g.<br>Silicato de aluminio 100%.<br>Líquido 10 g, 8 ml.<br>Acido poliacrílico 45%.<br>Polvo de limadura de plata 17 g.<br>Plata 56%, estaño 29%, cobre 15%.<br>Estuche.  | Estomatología.          |
|                                | 060.182.0228 | Ionómero de vidrio.<br>Para tratamiento restaurativo atraumático.<br>Polvo: 10 g.<br>Silicato de aluminio 89 -95%.<br>Acido poliacrílico 0.-10%.<br>Líquido 6 g, 4.8 ml agua destilada.<br>Acido poliacrílico 40 -50%.<br>Barniz 5 g.<br>Cloruro de polivinil 10 -20%.<br>Acetato etílico 75 -85%.<br>Estuche. | Estomatología.          |
|                                | 060.182.0236 | Dental para uso quirúrgico.<br>Polvo óxido de zinc.<br>Polvo rosa.<br>Talco.<br>Líquido: Eugenol.<br>Alcohol isopropílico al 10%.<br>Resina de pino.<br>Aceite de pino.<br>Aceite de clavo.<br>Aceite de cacahuete.<br>Estuche.  | Estomatología.          |
| <b>CEPILLOS</b>                | 060.189.0106 | Dental infantil, con mango de plástico y cerdas rectas de nylon 6.12, 100% virgen o poliéster P.B.T. 100% virgen, de puntas redondeadas en 3 hileras, cabeza corta, consistencia mediana.<br>Pieza.  | Estomatología.          |

| GENERICO                       | CLAVE  | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|
| <b>CEPILLOS<br/>(continúa)</b> | 060.189.0015                                 | Dental, para adulto, con mango de plástico y cerdas rectas de nylon 6.12, 100% virgen o poliéster P.B.T. 100% virgen, de puntas redondeadas en 4 hileras, cabeza corta, consistencia mediana.<br>Pieza.  | Estomatología.          |
|                                | 060.189.0023                                 | Para pulido de amalgamas y profilaxis. De cerdas blancas en forma de copa.<br>Para pieza de mano.  | Estomatología.          |
|                                | 060.189.0254                                 | Para contra-ángulo.<br>Pieza.  |                         |
|                                | 060.189.0205<br>060.189.0031                 | De cerdas negras, en forma de brocha.<br>Para pieza de mano.<br>Para contra-ángulo.<br>Pieza.  | Estomatología.          |
| <b>CINTAS</b>                  | 060.203.0058                                 | Para portamatriz.<br>De amalgama, metálica de 5 mm de longitud.<br>Envase con 12 piezas.   | Estomatología.          |
|                                | 060.203.0066                                 | Para portamatriz.<br>De amalgama, metálica de 7 mm de longitud.<br>Envase con 12 piezas.   |                         |
| <b>COLORANTES</b>              | 060.219.0068                                 | Reveladores de placas dentobacterianas.<br>Tabletas sin sabor.<br>Envase con 100 piezas.   | Estomatología.          |
| <b>COPAS</b>                   | 060.235.0019                                 | Para pieza de mano.<br>De hule suave, blanco, en forma de cono.<br>Envase con 12 piezas.   | Estomatología.          |
| <b>CORONAS</b>                 | 060.243.0019<br>060.243.0027<br>060.243.0035 | De acero inoxidable preconformadas, para reconstrucción de dientes anteriores y posteriores, temporales y los primeros molares permanentes.<br>Primer molar temporal.<br>Superior derecho.<br>Medidas:<br>No. 4.<br>No. 5.<br>No. 6.<br>Envase con 5 piezas. | Estomatología.          |
|                                | 060.243.0043<br>060.243.0050<br>060.243.0068 | Segundo molar temporal.<br>Superior derecho.<br>Medidas:<br>No. 4.<br>No. 5.<br>No. 6.<br>Envase con 5 piezas.   | Estomatología.          |

| GENÉRICO                            | CLAVE  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO                                 | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------|
| <b>CORONAS</b><br><b>(continúa)</b> |  | Primer molar temporal.<br>Superior izquierdo.<br>Medidas:  | Estomatología.          |
|                                     | 060.243.0076   | No. 4.   |                         |
|                                     | 060.243.0084   | No. 5.   |                         |
|                                     | 060.243.0092   | No. 6.   |                         |
|                                     |  | Envase con 5 piezas.                                       |                         |
|                                     |  | Segundo molar temporal.<br>Superior izquierdo.<br>Medidas: | Estomatología.          |
|                                     | 060.243.0100   | No. 4.   |                         |
|                                     | 060.243.0118   | No. 5.   |                         |
|                                     | 060.243.0126   | No. 6.   |                         |
|                                     |  | Envase con 5 piezas.                                       |                         |
|                                     |  | Primer molar temporal.<br>Inferior derecho.<br>Medidas:    | Estomatología.          |
|                                     | 060.243.0134   | No. 4.   |                         |
| 060.243.0142                        | No. 5.   |  |                         |
| 060.243.0159                        | No. 6.   |  |                         |
|                                     | Envase con 5 piezas.                                       |  |                         |
|                                     | Segundo molar temporal.<br>Inferior derecho.<br>Medidas:   | Estomatología.   |                         |
| 060.243.0167                        | No. 4.   |  |                         |
| 060.243.0175                        | No. 5.   |  |                         |
| 060.243.0183                        | No. 6.   |  |                         |
|                                     | Envase con 5 piezas.                                       |  |                         |
|                                     | Primer molar temporal.<br>Inferior izquierdo.<br>Medidas:  | Estomatología.   |                         |
| 060.243.0191                        | No. 4.   |  |                         |
| 060.243.0209                        | No. 5.   |  |                         |
| 060.243.0217                        | No. 6.   |  |                         |
|                                     | Envase con 5 piezas.                                       |  |                         |
|                                     | Segundo molar temporal.<br>Inferior izquierdo.<br>Medidas: | Estomatología.   |                         |
| 060.243.0225                        | No. 4.   |  |                         |
| 060.243.0233                        | No. 5.   |  |                         |
| 060.243.0241                        | No. 6.   |  |                         |
|                                     | Envase con 5 piezas.                                       |  |                         |

| GENÉRICO                            | CLAVE  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------|
| <b>CORONAS</b><br><b>(continúa)</b> | 060.243.0258<br>060.243.0266<br>060.243.0274 | Primer molar permanente.<br>Superior derecho.<br>Medidas:<br>No. 4.<br>No. 5.<br>No. 6.<br>Envase con 5 piezas.     | Estomatología.          |
|                                     | 060.243.0282<br>060.243.0290<br>060.243.0308 | Primer molar permanente.<br>Superior izquierdo.<br>Medidas:<br>No. 4.<br>No. 5.<br>No. 6.<br>Envase con 5 piezas.   | Estomatología.          |
|                                     | 060.243.0316<br>060.243.0324<br>060.243.0332 | Primer molar permanente.<br>Inferior derecho.<br>Medidas:<br>No. 4.<br>No. 5.<br>No. 6.<br>Envase con 5 piezas.     | Estomatología.          |
|                                     | 060.243.0340<br>060.243.0357<br>060.243.0365 | Primer molar permanente.<br>Inferior izquierdo.<br>Medidas:<br>No. 4.<br>No. 5.<br>No. 6.<br>Envase con 5 piezas.   | Estomatología.          |
|                                     | 060.243.0373<br>060.243.0381<br>060.243.0399 | Incisivo central.<br>Superior derecho temporal.<br>Medidas:<br>No. 1.<br>No. 2.<br>No. 3.<br>Envase con 5 piezas.   | Estomatología.          |
|                                     | 060.243.0407<br>060.243.0415<br>060.243.0423 | Incisivo central.<br>Superior izquierdo temporal.<br>Medidas:<br>No. 1.<br>No. 2.<br>No. 3.<br>Envase con 5 piezas. | Estomatología.          |

| GENERICO           | CLAVE  | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------|--|---|-------------------------|
|                    | 060.243.0431<br>060.243.0449<br>060.243.0456<br>060.243.0464<br>060.243.0472<br>060.243.0480 | Incisivo lateral.<br>Superior derecho temporal.<br>Medidas:<br>No. 1.<br>No. 2.<br>No. 3.<br>No. 4.<br>No. 5.<br>No. 6.<br>Envase con 5 piezas.   | Estomatología.          |
|                    | 060.243.0498<br>060.243.0506<br>060.243.0514<br>060.243.0522<br>060.243.0530<br>060.243.0548 | Incisivo lateral.<br>Superior izquierdo temporal.<br>Medidas:<br>No. 1.<br>No. 2.<br>No. 3.<br>No. 4.<br>No. 5.<br>No. 6.<br>Envase con 5 piezas.   | Estomatología.          |
|                    | 060.243.0555<br>060.243.0563<br>060.243.0571<br>060.243.0613<br>060.243.0662<br>060.243.0654 | Canino temporal superior.<br>Medidas:<br>No. 1.<br>No. 2.<br>No. 3.<br>No. 4.<br>No. 5.<br>No. 6.<br>Envase con 5 piezas.   | Estomatología.          |
|                    | 060.243.0647<br>060.243.0621<br>060.243.0639<br>060.243.0589<br>060.243.0597<br>060.243.0605 | Canino temporal inferior.<br>Medidas:<br>No. 1.<br>No. 2.<br>No. 3.<br>No. 4.<br>No. 5.<br>No. 6.<br>Envase con 5 piezas.   | Estomatología.          |
| <b>CUCHARILLAS</b> | 060.272.0013<br>060.272.0021<br>060.272.0039<br>060.272.0047                                 | Para aplicación tópica de flúor en gel, de vinil atóxico, desechables.<br>Estuche que consta de:<br>1 par para niños de 2 a 3 años.<br>1 par para niños de 4 a 7 años.<br>1 par para adolescentes.<br>1 par para adultos. | Estomatología.          |
| <b>CUÑAS</b>       | 060.276.0050   | De madera, para espacios interdentarios.<br>Envase con 100 piezas.  | Estomatología.          |

| GENERICICO               | CLAVE        | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>DISCOS</b>            | 060.303.0057 | Para separar, lijar o cortar dientes.<br>De carburo.<br>Pieza.   | Estomatología.          |
|                          | 060.303.0016 | De carboacero con limadura de diamante en las dos caras.<br>Pieza.   | Estomatología.          |
| <b>ENSANCHADORES</b>     | 060.348.0013 | De canales.<br>No. 10 al 40.   | Estomatología.          |
|                          | 060.348.0021 | No. 45 al 80.<br>Pieza.  |                         |
| <b>EYECTORES</b>         | 060.910.0011 | Para saliva, de plástico, desechable<br>Envase con 100 piezas.   | Estomatología.          |
| <b>FLUORURO DE SODIO</b> | 060.066.0500 | Para prevención de caries.<br>Acidulado al 2%.<br>En gel de sabor.<br>Envase con 480 ml.   | Estomatología.          |
|                          | 060.066.0112 | Solución ingerible.<br>Cada 100 ml contienen:<br>Fluoruro de sodio equivalente a:<br>248.8 mg de ion flúor.<br>Envase con 10 ml con dispensador. | Estomatología.          |
| <b>FORMOCRESOL</b>       | 060.622.0143 | Para momificación y desvitalización de la pulpa dentaria.<br>De Buckley.<br>Envase con 30 ml.  | Estomatología.          |
| <b>HILOS</b>             | 060.203.0439 | Retractor de encías.<br>De algodón, seco y suave, impregnado con sal de aluminio.<br>Calibre: mediano.<br>Envase con rollo de 3 M.               | Estomatología.          |
|                          | 060.811.0060 | Seda dental, sin cera.<br>Envase con rollo de 50 M.  | Estomatología.          |
| <b>LOSETAS</b>           | 060.593.0106 | Para batir cemento.<br>De vidrio.<br>Tamaño: 8 x 12 x 0.5 cm.<br>Pieza.  | Estomatología.          |
| <b>MERCURIO</b>          | 060.630.0028 | Tridestilado, químicamente puro.<br>Envase con 250 g.  | Estomatología.          |

| GENERICO                | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>PAÑOS</b>            | 060.683.0057 | Para exprimir amalgama.<br>De algodón.<br>Forma circular.<br>Envase con 100 piezas.  | Estomatología.          |
| <b>PAPELES</b>          | 060.491.0018 | Indicador de contacto oclusal.<br>En tiras, con pegamento en ambas caras.<br>Block con 15 hojas.   | Estomatología.          |
| <b>PASTAS</b>           | 060.749.0703 | Para profilaxis dental. Abrasiva.<br>Con abrasivos blandos.<br>Envase con 200 g.   | Estomatología.          |
| <b>PROTECTOR PULPAR</b> | 060.182.1150 | Para sellar cavidades dentales.<br>De hidróxido de calcio, compuesto autopolimerizable, dos pastas semilíquidas, base 13 g y catalizador 11 g con bloque de papel para mezclar.<br>Estuche con un juego y aplicador desechable.  | Estomatología.          |
| <b>RESINAS</b>          | 060.597.0037 | Autopolimerizables.<br>Para restauración de dientes anteriores.<br>Epóxicas a base de cuarzo y aglutinantes.<br>Estuche con base y catalizador.  | Estomatología.          |
| <b>SELLADORES</b>       | 060.815.0058 | De fisuras y fosetas.<br>Envase con 3 ml de Bond base.<br>Envase con 3 ml de sellador de fisuras.<br>2 envases con 3 ml cada uno con Bond catalizador.<br>Jeringa con 2 ml de gel grabador.<br>2 portapinceles.<br>10 cánulas.<br>1 block de mezcla.<br>5 pozos de mezcla.<br>30 pinceles.<br>1 instructivo.<br>Estuche. | Estomatología.          |
| <b>SOLUCIONES</b>       | 060.833.0197 | De acetato de clorexidina al 10% sumatra benzoico 20 mg y alcohol etílico cbp 1 ml; barniz de cloruro de metileno poliuretano y acetato de etilo 1 ml para la prevención de caries dental.<br>Estuche.   | Estomatología.          |
| <b>TIRAS</b>            | 060.889.0158 | De celuloide para conformar restauraciones de resina.<br>Ancho: Calibre:<br>8 a10 mm Fino<br>Envase con 50 piezas.   | Estomatología.          |
|                         | 060.889.0208 | De lija para pulir restauraciones de resina.<br>Grueso y mediano.<br>Envase con 150 piezas, tiras dobles.  | Estomatología.          |

| GENERICO                         | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO    |
|----------------------------------|--------------|---|----------------------------|
| <b>GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA</b> |              |   |                            |
| <b>CEPILLOS</b>                  | 060.189.0049 | Para estudio citológico (toma de muestra) del canal endocervical a base de colector celular, con cerdas suaves fijadas a un mango aristado.<br>Desechable.<br>Pieza.  | Ginecología y Obstetricia. |
| <b>MEDICAS Y QUIRURGICAS</b>     |              |   |                            |
| <b>ABATELENGUAS</b>              | 060.004.0109 | De madera, desechables.<br>Largo: Ancho:<br>142.0 mm 18.0 mm<br>Envase con 500 piezas.  | Médicas y Quirúrgicas.     |
| <b>ACEITES</b>                   | 060.016.0279 | De almendras dulces.<br>Envase con 4 L.   | Médicas y Quirúrgicas.     |
|                                  | 060.016.0154 | Mineral para uso externo.<br>Envase con 250 ml.   | Médicas y Quirúrgicas.     |
|                                  | 060.016.0261 | Hidrosoluble para lubricar y prevenir el deterioro del instrumental quirúrgico. Incluye: envase con atomizador para aplicación.<br>Envase con 240 ml a 4 L.   | Médicas y Quirúrgicas.     |
| <b>AGUJAS HIPODERMICAS</b>       |              | Hipodérmicas con pabellón luer-lock hembra de plástico, desechables.<br>Longitud: Calibre:<br>060.040.3711 32 mm 20 G<br>060.040.3729 38 mm 20 G<br>060.040.3745 32 mm 21 G<br>060.040.3786 32 mm 22 G<br>060.040.3760 16 mm 25 G<br>Envase con 100 piezas. | Médicas y Quirúrgicas.     |
| <b>ALGODONES</b>                 | 060.058.0153 | En láminas.<br>Enrollado o plisado.<br>Envase con 300 g.  | Médicas y Quirúrgicas.     |
|                                  | 060.904.0100 | Torundas.<br>Envase con 500 g.  | Médicas y Quirúrgicas.     |
| <b>ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS</b> | 060.034.0103 | Agua oxigenada en concentración del 2.5 a 3.5%.<br>Envase con 480 ml.   | Médicas y Quirúrgicas.     |
|                                  | 060.066.0039 | Alcohol desnaturalizado.<br>Envase con 1 L.   | Médicas y Quirúrgicas.     |
|                                  | 060.066.0773 | Envase con 20 L.  |                            |

| GENERICO                                    | CLAVE                        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---|------------------------------|---|-------------------------|
| <b>ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS (continúa)</b> | 060.066.0609                 | Cloruro de benzalconio.<br>Tintura 1 x 400 (0.25%).<br>Con colorante.<br>Envase con 3.750 a 4 L.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
|   | 060.066.0757                 | Cloruro de benzalconio al 12%.<br>Cada 100 ml contienen:<br>Cloruro de benzalconio 12 g.<br>Nitrito de sodio (antioxidante) 5 g.<br>Envase con 500 ml.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
|   | 060.066.0765                 | Glutaraldehído al 2%.<br>Con activador en polvo (color verde al activarse) con efectividad de 14 días.<br>Envase de plástico con 4 L.   | Médicas y Quirúrgicas.  |
|   | 060.066.0989                 | Glutaraldehído al 2% activado, de color verde, listo para su uso, con efectividad de 30 días.<br>Envase con 1 a 5 L.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
|   | 060.066.0658                 | Iodopovidona, espuma.<br>Cada 100 ml contienen:<br>Iodopovidona 8 g.<br>Equivalente a 0.8 g de yodo.<br>Envase con 3.5 L.   | Médicas y Quirúrgicas.  |
|   | 060.066.0666                 | Iodopovidona, solución.<br>Cada 100 ml contienen:<br>Iodopovidona 11 g.<br>Equivalente a 1.1 g de yodo.<br>Envase con 3.5 L.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
|   | 060.066.0880                 | Solución concentrada esterilizante en frío para preparar glutaraldehído al 8.5%, $\pm$ 0.5%, tensioactivo no iónico ni catiónico, 2.0% $\pm$ 0.8% y perfume sin formol.<br>Frasco con un litro y dosificador de 20 ml integrado.<br>Envase con 6 frascos. | Quirúrgicas.            |
| <b>APLICADORES</b>                          | 060.082.0104<br>060.082.0021 | Con algodón.<br>De madera.<br>De plástico.<br>Envase con 150 a 750 piezas.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
| <b>APOSITOS</b>                             | 060.088.0017<br>060.088.0025 | Transparente, microporoso, autoadherible, estéril y desechable.<br>Medidas:<br>7.0 a 8.5 x 5.08 a 6.0 cm.<br>10.0 a 10.16 x 12.0 a 14.0 cm.<br>Envase con 50 piezas.  | Médicas y Quirúrgicas.  |

| GENÉRICO                       | CLAVE  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------|--|--|-------------------------|
| <b>APOSITOS<br/>(continúa)</b> | 060.088.0058<br>060.088.0108   | Combinados.<br>De celulosa, con tela no tejida.<br>Medidas:<br>20 x 8 cm. Envase con 200 piezas.<br>20 x 13 cm. Envase con 150 piezas.   | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                                | 060.088.0504   | Con petrolato.<br>Medidas: 10 x 10 cm.<br>Envase individual.<br>Pieza.   | Médicas y Quirúrgicas.  |
| <b>BIBERONES</b>               | 060.118.0052<br>060.118.0102   | De vidrio con mamila, tapa de rosca, capuchón protector.<br>Capacidad:<br>120 ml.<br>240 ml.<br>Pieza.   | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                                | 060.600.0057   | Repuestos:<br>Mamilas de hule látex.<br>Pieza.   | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                                | 060.169.0019   | Capuchón protector.<br>Pieza.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                                | 060.855.0034   | Tapas con rosca.<br>Pieza.   | Médicas y Quirúrgicas.  |
| <b>BOLSAS</b>                  | 060.125.2901<br>060.125.2919   | De hule natural o sintético de textura blanda o flexible, con tapón para:<br>Agua caliente (capacidad 1750 a 2000 ml).<br>Hielo (capacidad 1000 g).<br>Pieza.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                                | 060.859.0063   | Repuestos:<br>Tapón de plástico rígido, con asa, cuerda y empaque para la bolsa de agua caliente.<br>Pieza.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                                | 060.859.0048   | Tapón de plástico rígido, con cuerda y empaque para la bolsa de hielo.<br>Pieza.   | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                                | 060.125.3933<br>060.125.3941<br>060.125.3958<br>060.125.3966<br>060.125.3974 | De polietileno color rojo traslúcido, impermeable, marcada con la leyenda: " <b>Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos</b> " y con el símbolo universal de: <b>Riesgo Biológico</b> . Calibre mínimo 200. Tamaño de:<br>25 x 35 cm.<br>30 x 70 cm.<br>50 x 65 cm.<br>60 x 90 cm.<br>90 x 120 cm.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas.  |

| GENÉRICO                     | CLAVE  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|--|---|-------------------------|
| <b>BOLSAS<br/>(continúa)</b> | 060.125.3982<br>060.125.3990<br>060.125.4006<br>060.125.4014<br>060.125.4022 | De polietileno color amarillo traslúcido impermeable, marcada con la leyenda: <b>“Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos”</b> y con el símbolo universal de: <b>Riesgo Biológico</b> .<br>Calibre mínimo 300. Tamaño de:<br>25 x 35 cm.<br>30 x 70 cm.<br>50 x 65 cm.<br>60 x 90 cm.<br>90 x 120 cm.<br>Pieza.                    | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                              | 060.125.0236   | Para enema.<br>Capacidad 1500 ml con tubo transportador de 5.0 a 6.0 mm de diámetro interno, 128 cm de longitud y dispositivo obturador de plástico para control de flujo. El extremo proximal debe tener la punta roma sin filos, un orificio lateral cercano a la punta lubricante y protector plástico.<br>Desechable.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                              | 060.125.1879   | Para recolección de orina.<br>Rectangular, elaborada a base de cloruro de polivinilo, con graduaciones cada 100 ml y lectura cada 200 ml.<br>Sistema cerrado.<br>Capacidad: 2000 ml.<br>Pieza.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                              | 060.125.0228   | Para urocultivo (niño).<br>Estéril, de plástico grado médico, forma rectangular, con capacidad de 50 ml y escala de 10, 20, 30 y 50 ml, con orificio redondo de 30 mm, área adhesiva.<br>De 45 x 60 mm.<br>Pieza.   | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                              | 060.125.0244   | Para urocultivo (niña).<br>Estéril, de plástico grado médico, forma rectangular, con capacidad de 50 ml y escala de 10, 20, 30 y 50 ml. Con orificio en forma de pera, 2.5 cm en su lado más ancho y 1 cm en el más angosto.<br>Área adhesiva de 45 x 60 mm.<br>Pieza.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                              | 060.125.2505<br>060.125.3230   | Para uso general, de polietileno.<br>Medidas:<br>30 x 20 cm.<br>60 x 80 cm.<br>Envase con 100 piezas.   | Médicas y Quirúrgicas.  |

| GENERICO          | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>BRAZALETES</b> | 060.132.0054 | Para identificación.<br>De plástico.<br>Adulto.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                   | 060.132.0203 | Infantil.<br>Envase con 100 piezas.  |                         |
| <b>CATETERES</b>  |              | Para venoclisis<br>De politetrafluoretileno o poliuretano, radiopaco,<br>con aguja.<br>Longitud:                      Calibre:   | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                   | 060.168.6603 | 46-52 mm                      14 G.  |                         |
|                   | 060.168.6629 | 46-52 mm                      16 G.  |                         |
|                   | 060.168.6645 | 28-34 mm                      18 G.  |                         |
|                   | 060.168.6660 | 28-34 mm                      20 G.  |                         |
|                   | 060.168.6686 | 23-27 mm                      22 G.  |                         |
|                   | 060.166.0103 | 17-24 mm                      24 G.<br>Envase con 50 piezas.<br>*Para la adquisición de estas claves deberá<br>acatarse el material específico que solicite cada<br>institución. |                         |
| <b>CEPILLOS</b>   | 060.189.0304 | Para uso quirúrgico.<br>De plástico, de forma rectangular, con dos<br>agarraderas laterales simétricas y cerdas de<br>nylon.<br>Pieza.   | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                   | 060.189.0056 | Para lavado de instrumental.<br>Con cerdas de fibra vegetal, lechuguilla.<br>Pieza.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
| <b>CINTAS</b>     | 060.203.0108 | Métrica.<br>Ahulada, graduada en centímetros y milímetros.<br>Longitud: 1.50 M.<br>Pieza.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                   | 060.203.0454 | Métrica.<br>Retraíble, de vinil con 1.50 M de longitud.<br>Pieza.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                   | 060.203.0165 | Umbilicales.<br>De algodón, tejido plano (trenzado de 21 hilos),<br>estériles.<br>Longitud: 41 cm.<br>Ancho: 4 mm.<br>Envase con 100 sobres.                                     | Quirúrgicas.            |

| GENERICO            | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>CONTENEDORES</b> |              | Desechables de punzo-cortantes, de polipropileno, esterilizable, incinerable y no contaminante, resistente a la perforación, al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con o sin separador de agujas y abertura para el depósito de otros punzo-cortantes, con tapas de seguridad para las aberturas, de color rojo, etiquetado con la leyenda "peligro residuos punzo-cortantes biológico-infecciosos" y marcado con el símbolo universal de Riesgo Biológico.<br>Capacidad: | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                     | 060.218.0085 | 0.94 a 1.90 litros.  |                         |
|                     | 060.218.0093 | 3.70 a 4.75 litros.  |                         |
|                     | 060.218.0101 | 5.50 a 7.00 litros.  |                         |
|                     | 060.218.0119 | 7.50 a 9.40 litros.  |                         |
|                     | 060.218.0127 | 11.30 a 13.25 litros.  |                         |
|                     | 060.218.0135 | 15.00 a 22.70 litros.  |                         |
|                     | 060.218.0143 | 26.00 a 30.20 litros.<br>Pieza.  |                         |
|                     | 060.234.0051 | Desechable para líquidos, de polipropileno de color amarillo, rígido, esterilizable, incinerable y no contaminante; resistente a la perforación, al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con tapa de seguridad para la abertura, etiquetado con la leyenda: " <b>Residuos Peligrosos Punzocortantes Biológico-Infecciosos</b> " y marcado con el símbolo universal de <b>Riesgo Biológico</b> . Capacidad de 7.50 a 9.40 L.<br>Pieza.                                       | Médicas y Quirúrgicas.  |
| <b>CUBREBOCAS</b>   | 060.621.0524 | Para uso en área hospitalaria.<br>Desechables.<br>Envase con 150 piezas.   | Médicas y Quirúrgicas.  |
| <b>ESCOBILLONES</b> |              | De alambre galvanizado con cerdas de nylon o de origen animal.<br>Tamaños:   | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                     | 060.341.0325 | Chico.   |                         |
|                     | 060.341.0333 | Mediano.   |                         |
|                     | 060.341.0341 | Grande.<br>Pieza.  |                         |
| <b>ESPACIADORES</b> | 060.623.0852 | De volumen, de plástico, de forma ovoide, con aberturas en ambos extremos y que se ajuste a la entrada de los diferentes medicamentos en suspensión o aerosol, para la terapéutica broncodilatadora.<br>Con capacidad interior de 300 ml $\pm$ 10 ml y longitud de 19 cm $\pm$ 1 cm.<br>Pieza.   | Médicas y Quirúrgicas.  |

| GENERICO       | CLAVE  | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO  |
|----------------|--|--|--|
| <b>ESPEJOS</b> | 060.360.0032   | Vaginal desechable, mediano, valva superior de 10.7 cm, valva inferior de 12.0 cm, orificio central de 3.4 cm.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas.   |
| <b>GASAS</b>   | 060.436.0057<br>060.436.0107   | Seca cortada, de algodón.<br>Largo: Ancho:<br>7.5 cm 5 cm.<br>10 cm 10 cm.<br>Envase con 200.                            | Médicas y Quirúrgicas<br>Central de Equipos y Esterilización.  |
|                | 060.436.0206   | Simple, seca.<br>De algodón, tipo hospital.<br>Rollo tejido plano (doblada).<br>Largo: Ancho:<br>91 M 91 cm.<br>Rollo.   | Médicas y Quirúrgicas.<br>Central de Equipos y Esterilización. |
|                | 060.436.0669   | Rollo, tejido de punto.<br>Largo: Ancho:<br>91 M 45 cm.<br>Rollo.  | Médicas y Quirúrgicas.<br>Central de Equipos y Esterilización. |
| <b>GORROS</b>  | 060.439.0039   | Para cirujano.<br>De tela no tejida, desechable.<br>Envase con 100 piezas.   | Médicas y Quirúrgicas.   |
|                | 060.439.0054   | Para pacientes y enfermeras.<br>De tela no tejida, redondo, desechables.<br>Envase con 100 piezas.                       | Médicas y Quirúrgicas.   |
| <b>GUANTES</b> | 060.456.0300<br>060.456.0318<br>060.456.0334<br>060.456.0359<br>060.456.0367 | Para cirugía.<br>De látex natural, estériles y desechables.<br>Tallas:<br>6 1/2<br>7<br>7 1/2<br>8<br>8 1/2<br>Par.      | Médicas y Quirúrgicas.   |
|                | 060.456.0516<br>060.456.0524<br>060.456.0532<br>060.456.0540<br>060.456.0557 | Para cirugía.<br>De látex natural, reesterilizables y reusables.<br>Tallas:<br>6 1/2<br>7<br>7 1/2<br>8<br>8 1/2<br>Par. | Médicas y Quirúrgicas.   |

| GENERICO                      | CLAVE  | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO                                     |
|-------------------------------|--|--|---|
| <b>GUANTES<br/>(continúa)</b> | 060.456.0383<br>060.456.0391<br>060.456.0409                 | Para exploración, ambidiestro, estériles.<br>De látex, desechables.<br>Tamaños:<br>Chico.<br>Mediano.<br>Grande.<br>Envase con 100 piezas.   | Médicas y Quirúrgicas.                                      |
|                               | 060.456.0037<br>060.456.0045                                 | Para exploración, ambidiestro, estériles.<br>De polietileno, desechables.<br>Tamaños:<br>Mediano.<br>Grande.<br>Envase con 100 piezas.   | Médicas y Quirúrgicas.                                      |
| <b>GUATAS</b>                 | 060.461.0147<br>060.461.0154<br>060.461.0162<br>060.461.0188 | De tela no tejida, de algodón o fibras derivadas de celulosa y resinas.<br>Longitud: Ancho:<br>5 M      5 cm.<br>5 M      10 cm.<br>5 M      15 cm.<br>5 M      20 cm.<br>Envase con 24 piezas.  | Médicas y Quirúrgicas.                                      |
| <b>JABONES</b>                | 060.066.0054   | Neutro adicionado con glicerina.<br>Pastilla de 100 g.<br>Pieza.   | Médicas y Quirúrgicas.                                      |
|                               | 060.537.0048   | Neutro.<br>Pastilla de 100 g.<br>Pieza.  | Médicas y Quirúrgicas.                                      |
|                               | 060.066.0062<br>060.066.0070                                 | Para uso prequirúrgico.<br>Líquido y neutro (pH 7).<br>Envase con 3.850 L.<br>Envase con 18 L.   | Médicas y Quirúrgicas.                                      |
| <b>JALEAS</b>                 | 060.543.0115   | Lubricante.<br>Aséptica.<br>Envase con 135 g.  | Médicas y Quirúrgicas.                                      |
| <b>JERINGAS</b>               | 060.550.0016<br>060.550.0354<br>060.550.0677                 | De plástico.<br>Con pivote tipo luer lock, con aguja, estériles y desechables.<br>Capacidad 10 ml, escala graduada en ml, divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2.<br>Con aguja de:<br>Longitud: Calibre:<br>38 mm                      20 G.<br>32 mm                      20 G.<br>32 mm                      21 G.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas.<br>Laboratorio de Análisis Clínicos. |

| GENÉRICO                       | CLAVE   | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO                                     |
|--------------------------------|---|---|---|
| <b>JERINGAS<br/>(continúa)</b> |   | De plástico.<br>Con pivote tipo luer lock, estériles y desechables.<br>Capacidad 20 ml, escala graduada en ml, divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0.<br>Con aguja de:<br>Longitud:           Calibre:<br>38 mm               20 G.<br>32 mm               20 G.<br>32 mm               21 G.<br>Pieza.  | Médicas y Quirúrgicas.<br>Laboratorio de Análisis Clínicos. |
|                                | 060.550.0024  |   |   |
|                                | 060.550.0370  |   |   |
|                                | 060.550.0735  |   |   |
|                                |   | De plástico, sin aguja con pivote tipo luer lock, estériles y desechables.<br>Capacidad:           Escala graduada en ml<br>3 ml           Divisiones de 0.5 y subdivisiones de 0.1.<br>5 ml           Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2.<br>10 ml          Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2.<br>20 ml          Divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0.<br>Envase con 100 piezas, excepto las de 20 ml que es de 50. | Médicas y Quirúrgicas.                                      |
|                                | 060.550.0222  |   |   |
|                                | 060.550.0438  |   |   |
|                                | 060.550.0446  |   |   |
|                                | 060.550.0453  |   |   |
|                                | 060.550.0636  | De plástico, para tuberculina, de 1 ml de capacidad, con aguja de 27 G x 13 mm con escala graduada en ml, con divisiones de 0.1 y subdivisiones de 0.01 ml, estéril y desechable.<br>Envase con 200 piezas.   | Médicas y Quirúrgicas.                                      |
|                                | 060.550.2590  | De plástico grado médico, de 1 ml de capacidad, escala graduada en ml, con divisiones de 0.1 y subdivisiones de 0.01 ml y aguja de 22 G y 32 mm de longitud, estéril y desechable.<br>Pieza.  | Médicas y Quirúrgicas.                                      |
|                                | 060.550.2608  | De plástico grado médico, de 5 ml de capacidad, escala graduada en ml, con divisiones de 1.0 ml y subdivisiones de 0.2 y aguja de 20 G y 38 mm de longitud, estéril y desechable.<br>Pieza.   | Médicas y Quirúrgicas.                                      |
|                                | De plástico, con bulbo de hule, desechables.<br>Capacidad:<br>60 ml.<br>90 ml.<br>Pieza.  | Médicas y Quirúrgicas.  |   |
| 060.550.0404                   |   |   |   |
| 060.550.0917                   |   |   |   |
| 060.550.2517                   | De plástico grado médico, con pivote tipo luer lock, capacidad de 10 ml, escala graduada en ml con divisiones de 1.0 ml y subdivisiones de 0.2 ml, con aguja calibre 20 G y 36 mm de longitud.<br>Estéril y desechable.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas.  |   |

| GENERICO                       | CLAVE  | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------|--|---|-------------------------|
| <b>JERINGAS<br/>(continúa)</b> | 060.550.0909   | De vidrio con bulbo de hule, reutilizables.<br>Capacidad:<br>60 ml.   | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                                | 060.550.0891   | 90 ml.<br>Pieza.  |                         |
|                                | 060.550.0503   | De vidrio, sin aguja, con pivote metálico.<br>Reutilizables.<br>Capacidad: Escala graduada en ml<br>5 ml Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2.                              | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                                | 060.550.1394   | 10 ml Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2.   |                         |
|                                | 060.550.2483   | 20 ml Divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0.   |                         |
|                                | 060.550.0651   | 50 ml Divisiones de 10.0 y subdivisiones de 5.0.<br>Pieza.  |                         |
|                                | 060.550.0800   | De vidrio sin aguja, con pivote de vidrio.<br>Reutilizables.<br>Capacidad: Escala graduada en ml:<br>5 ml Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2.                             | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                                | 060.550.0826   | 10 ml Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2.   |                         |
|                                | 060.550.0784   | 20 ml Divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0.<br>Pieza.   |                         |
|                                | 060.550.1014   | De vidrio sin aguja.<br>Con pivote excéntrico de vidrio, reutilizables.<br>Capacidad 50 ml y escala graduada en ml, con divisiones de 10.0 y subdivisiones de 5.0 ml.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas.  |
| 060.551.2078                   | Hipodérmica, reutilizable, para cartucho anestésico.<br>Tipo: Carpule.<br>Pieza.   | Médicas y Quirúrgicas.  |                         |
| 060.550.0685                   | Para extraer sangre o inyectar sustancias, con pivote tipo luer lock, de polipropileno, volumen de 5 ml y aguja calibre 21 G y 32 mm de longitud.<br>Estéril.<br>Envase con 100 piezas.  | Médicas y Quirúrgicas   |                         |
| 060.550.2186                   | Para insulina, con aguja.<br>Capacidad 1 ml, graduada de 0 a 100 unidades.<br>Con aguja, longitud 13 mm, calibre 27 G.<br>Estéril y desechable.<br>Envase con 200 piezas.  | Médicas y Quirúrgicas.  |                         |
| 060.550.1279                   | De plástico grado médico, con pivote tipo luer lock, capacidad de 3 ml, escala graduada en ml con divisiones de 0.5 ml y subdivisiones de 0.1 ml, con aguja calibre 22 G y 32 mm de longitud.<br>Estéril y desechable.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas.  |                         |

| GENÉRICO                       | CLAVE  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO  |
|--------------------------------|--|---|--|
| <b>JERINGAS<br/>(continúa)</b> | 060.550.1147   | Para tuberculina, con aguja.<br>Plástico grado médico, capacidad 1 ml, escala graduada en ml, con divisiones de 0.05 ml y subdivisiones de 0.01 ml con aguja longitud 16 mm, calibre 25 G.<br>Estériles y desechables.<br>Envase con 200 piezas.  | Médicas.   |
| <b>LUBRICANTES</b>             | 060.596.0111   | Glicerina.<br>Envase con 1 L.   | Médicas y Quirúrgicas.   |
| <b>PAÑALES</b>                 | 060.681.0034<br>060.681.0042<br>060.681.0059<br><br>060.681.0067 | De forma anatómica, desechables, para niños.<br>Medidas:<br>Chico.<br>Mediano.<br>Grande.<br>Pieza.<br><br>Predoblados, desechables.<br>Para adultos.<br>Pieza.   | Médicas y Quirúrgicas.<br><br><br><br><br><br>Médicas y Quirúrgicas. |
| <b>PERILLAS</b>                | 060.701.0360<br>060.701.0378                                     | Para aspiración de secreciones.<br>De hule.<br>No. 2.<br>No. 4.<br>Pieza.   | Médicas y Quirúrgicas.   |
| <b>POPOTES</b>                 | 060.729.0087<br><br>060.729.0012                                 | Para beber.<br>De plástico, flexibles, desechables.<br>Envase con 100 piezas.<br><br>Para beber.<br>De plástico, desechables.<br>Con fuelle que permite angulación.<br>Envase con 100 piezas.   | Médicas y Quirúrgicas.<br><br><br>Médicas y Quirúrgicas.             |
| <b>PROTECTORES</b>             | 060.740.0025   | De piel. Tintura de Benjuí al 20%.<br>Envase con 1000 ml.   | Médicas y Quirúrgicas.   |
| <b>RASTRILLOS</b>              | 060.771.0050<br><br>060.771.0068                                 | Con dientes de bordes romos y hoja de un filo.<br>Desechables.<br>Pieza.<br><br>De cabeza fija, rectangular. De 1 a 1.5 cm de ancho y de 3.5 a 4.5 cm de longitud. Con borde liso, banda lubricante, doble hoja de afeitar, sobrepuestas, unidas cada 3 a 5 mm. Mango rígido, reforzado, resistente de 7.5 a 10 cm de longitud y curvatura o angulación a la unión de la cabeza. Desechables.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas.<br><br><br>Médicas y Quirúrgicas.             |

| GENERICICO       | CLAVE        | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------|--------------|---|-------------------------|
| <b>SOLVENTES</b> | 060.819.0021 | Acetona.<br>Para usos diversos.<br>Envase con 1000 ml.  | Médicas y Quirúrgicas.  |
| <b>SONDAS</b>    | 060.168.9599 | Para drenaje urinario.<br>De látex, estériles, desechables, con globo de autorretención de 5 ml, con válvula para jeringa.<br>Tipo: Foley de dos vías.<br>Calibre:<br>8 Fr. | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                  | 060.168.9607 | 10 Fr.<br>Pieza.<br><br>De látex, punta redonda.<br>Tipo: Nelaton.<br>Longitud: Calibre:  | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                  | 060.168.1752 | 40 cm 8 Fr.   |                         |
|                  | 060.168.6595 | 40 cm 10 Fr.  |                         |
|                  | 060.168.6611 | 40 cm 12 Fr.  |                         |
|                  | 060.168.6637 | 40 cm 14 Fr.  |                         |
|                  | 060.168.6652 | 40 cm 16 Fr.  |                         |
|                  | 060.168.6678 | 40 cm 18 Fr.  |                         |
|                  | 060.168.8302 | 40 cm 20 Fr.  |                         |
|                  | 060.168.8310 | 40 cm 22 Fr.  |                         |
|                  | 060.168.8328 | 40 cm 24 Fr.  |                         |
|                  | 060.167.4922 | 40 cm 26 Fr.  |                         |
|                  | 060.167.4930 | 40 cm 28 Fr.  |                         |
|                  | 060.167.4948 | 40 cm 30 Fr.<br>Pieza.  |                         |
| <b>SUTURAS</b>   | 060.841.1393 | Catgut simple con aguja.<br>Longitud de la hebra: 68 a 75 cm<br>Calibre de la sutura: 2-0<br>Características de la aguja: 1/2 círculo.                                      | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                  | 060.841.4264 | 68 a 75 cm 3-0<br>ahusada.<br>(25-27 mm).<br>Envase con 12 piezas.  |                         |
|                  | 060.841.1955 | Seda negra trenzada con aguja.<br>Longitud de la hebra: 75 cm<br>Calibre de la sutura: 1-0<br>Características de la aguja: 1/2 círculo ahusada                              | Médicas y Quirúrgicas.  |
|                  | 060.841.0627 | 75 cm 2-0<br>(25-26 mm).  |                         |
|                  | 060.841.0619 | 75 cm 3-0<br>1/2 círculo ahusada<br>(25-26 mm).   |                         |
|                  | 060.841.0601 | 75 cm 5-0<br>1/2 círculo ahusada<br>(20-25 mm).<br>Envase con 12 piezas.  |                         |



| GENERICO         | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>VASELINAS</b> | 060.939.0059 | Líquida.<br>Envase con 18 L. | Médicas y Quirúrgicas.  |

|               |   |   |                        |
|---------------|---|---|------------------------|
| <b>VENDAS</b> | 060.953.0209  | De gasa de algodón.<br>Longitud: Ancho:   | Médicas y Quirúrgicas. |
|               | 060.953.1603  | 2.7 M 5 cm.<br>2.7 M 10 cm.<br>Pieza.   |                        |
|               | 060.953.2858  | Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas.<br>Longitud: Ancho:                          | Médicas y Quirúrgicas. |
|               | 060.953.2866  | 5 M 5 cm.   |                        |
|               | 060.953.2874  | 5 M 10 cm.<br>5 M 15 cm.<br>Envase con 12 piezas.   |                        |
|               | 060.953.2825  | Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas.<br>Longitud: Ancho:                          | Médicas y Quirúrgicas. |
|               |   | 5 M 30 cm.<br>Envase con una pieza.   |                        |
|               | 060.953.0456  | Enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una capa uniforme de yeso grado médico.<br>Longitud: Ancho: | Médicas y Quirúrgicas. |
|               | 060.953.0555  | 2.75 M 5 cm.  |                        |
|               | 060.953.0571  | 2.75 M 10 cm.   |                        |
| 060.953.0597  | 2.75 M 15 cm.<br>2.75 M 20 cm.<br>Envase con 12 piezas.                       |   |                        |
| 060.953.3302  | Impregnada de óxido de zinc y gelatina.<br>Medidas de 7.5 cm x 6 M.<br>Pieza. | Médicas y Quirúrgicas.  |                        |

**MEDICINA PREVENTIVA**

|                 |              |   |                      |
|-----------------|--------------|---|----------------------|
| <b>JERINGAS</b> | 060.550.2640 | De plástico, para aplicar DPT y toxoide tetánico, capacidad 0.5 ml con dos agujas, una calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra 22 x 32 mm para aplicar la vacuna, cada jeringa con la leyenda "PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD DEL NIÑO" (según programa vigente).<br>Estéril y desechable.<br>Empaque protector individual y graduación.<br>Caja contenedora con 100 piezas. | Medicina Preventiva. |
|-----------------|--------------|---|----------------------|

| GENERICO                       | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO               |
|--------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| <b>JERINGAS<br/>(continúa)</b> | 060.550.2657 | De plástico, para aplicar BCG y antisarampión, capacidad 0.5 ml Con dos agujas, una calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra 27 x 13 mm para aplicar la vacuna, cada jeringa con la leyenda "PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD DEL NIÑO" (según programa vigente).<br>Estéril y desechable.<br>Empaque protector individual y graduación.<br>Caja contenedora con 100 piezas.   | Medicina Preventiva.                  |
|                                | 060.550.2699 | Jeringa desechable para aplicar vacuna contra Hepatitis "B", capacidad 1.0 ml, graduada en décimas de milímetros con dos agujas:<br>Una de calibre 20 x 32 para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 25 x 16 para aplicar la vacuna con émbolo que permite la inutilización de la misma después de su uso.<br>Con la leyenda "Vacunación Universal".<br>Caja incinerable con 50 jeringas.  | Medicina Preventiva.                  |
|                                | 060.550.2707 | Jeringa desechable para aplicar 0.25 ml de vacuna Antiinfluenza; capacidad de 0.5 ml, graduada en décimas de ml (0.25 ml), con dos agujas:<br>Una de calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 23 x 25 mm para aplicar la vacuna; con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso.<br>Con la leyenda "Vacunación Universal".<br>Caja incinerable con 50 ó 100 Piezas.   | Medicina Preventiva.                  |
|                                | 060.550.2715 | Jeringa desechable para aplicar 0.5 ml de las vacunas: Antiinfluenza en adultos; DPT + Hepatitis B + Hib; DPT, y Toxoide tetánico; capacidad de 0.5 ml, graduada en décimas de ml, con dos agujas:<br>Una de calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 22 x 32 mm para aplicar la vacuna; con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso.<br>Con la leyenda "Vacunación Universal".<br>Caja incinerable con 50 ó 100 Piezas. | Medicina Preventiva.                  |
| <b>PLANIFICACION FAMILIAR</b>  |              |  |                                       |
| <b>CONDON MASCULINO</b>        | 060.308.0177 | De hule látex.<br>Envase con 100 piezas.   | Planificación Familiar.               |
| <b>CONDON FEMENINO</b>         | 060.308.0227 | De poliuretano. con dos anillos flexibles en los extremos.<br>Envase con 1, 2 ó 3 piezas en empaque individual.  | Planificación Familiar y Ginecología. |

| GENERICO            | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO               |
|---------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| <b>DISPOSITIVOS</b> | 060.308.0029 | Intrauterino.<br>T de cobre, 380 A.<br>Anticonceptivo estéril con 380 mm <sup>2</sup> , de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo insertor.<br>Pieza.  | Planificación Familiar y Ginecología. |
|                     | 060.308.0151 | Intrauterino.<br>Cu 375 corto<br>Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm <sup>2</sup> , de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención cada uno, que le dan un ancho total de 16 a 20.5 mm.<br>Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical.<br>Pieza.    | Planificación Familiar y Ginecología. |
|                     | 060.308.0169 | Intrauterino.<br>Cu 375 estándar.<br>Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm <sup>2</sup> , de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención cada uno, que le da un ancho total de 16 a 20.5 mm.<br>Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical.<br>Pieza. | Planificación Familiar y Ginecología. |
|                     | 060.308.0193 | Intrauterino.<br>T de cobre, para nulíparas.<br>Anticonceptivo estéril, con 380 mm <sup>2</sup> de cobre, con filamento largo de 20 cm, con tubo insertor y aplicador montable.<br>Pieza.  | Planificación Familiar y Ginecología. |

|            |              |  |                                       |
|------------|--------------|--|---------------------------------------|
| <b>GEL</b> | 060.596.0137 | Lubricante a base de agua.<br>Envase con 5 a 10 g. | Planificación Familiar y Ginecología. |
|------------|--------------|--|---------------------------------------|

### CATALOGO

| <b>ANESTESIOLOGIA</b> |              |  |                 |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|
| <b>AGUJAS</b>         |              | Para anestesia epidural.<br>De paredes delgadas.<br>Tipo: Touhy.<br>Longitud:           Calibre: | Anestesiología. |
|                       | 060.040.0287 | 7.5 a 8.6 cm    16 G.  |                 |
|                       | 060.040.2028 | 7.5 a 8.6 cm    18 G.  |                 |
|                       |              | Pieza.   |                 |

| GENERICO                     | CLAVE                            | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO      |
|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| <b>AGUJAS<br/>(continúa)</b> | 060.040.9007                     | Para raquianestesia o bloqueo subaracnoideo.<br>De acero inoxidable, punta tipo lápiz, conector roscado luer hembra translúcido y mandril con botón.<br>Estéril y desechable.<br>Tipo: Whitacre.<br>Longitud:           Calibre:<br>8.7 a 9.1 cm       22 G.<br>Pieza.   | Anestesiología.              |
|                              | 060.040.0543                     | Para raquianestesia o bloqueo subaracnoideo.<br>De acero inoxidable, mandril con botón indicador de orientación de bisel y conector luer lock hembra translúcido.<br>Estéril y desechable.<br>Tipo: Whitacre.<br>Longitud:           Calibre:<br>11.6 a 11.9 cm   25 o 27 G.<br>Pieza.   | Anestesiología.              |
|                              |                                  | Para raquianestesia o punción lumbar.<br>Con mandril. Reesterilizables.<br>Tipo: Green.<br>Longitud:           Calibre:<br>7.5 cm           20 G.  | Anestesiología.              |
|                              | 060.040.3000                     | 7.5 cm           20 G.   |                              |
|                              | 060.040.1210                     | 8.2 cm           20 G.   |                              |
|                              | 060.040.2382                     | 8.2 cm           21 G.   |                              |
|                              | 060.040.2341                     | 11.5 cm         26 G.<br>Pieza.  |                              |
|                              |                                  | Para raquianestesia o punción lumbar.<br>Con mandril. Desechables estériles.<br>Longitud:           Calibre:<br>7.5 a 8.8 cm     20 G.   | Anestesiología y Neurología. |
|                              | 060.040.0303                     | 7.5 a 8.8 cm     20 G.   |                              |
|                              | 060.040.0352                     | 7.5 a 8.8 cm     21 G.   |                              |
| 060.040.0378                 | 7.5 a 8.8 cm     23 G.<br>Pieza. |  |                              |
| <b>CATETERES</b>             | 060.167.2884                     | Epidural con adaptador guía, estéril, desechable, calibre 18 o 19 G, de material plástico flexible, radiopaco, resistente a acodaduras con marcas indelebles cm a cm, iniciando a partir de 4.8 a 5.5 cm, del primer orificio proximal hasta 20 cm con punta roma sin orificio, con bordes uniformemente redondeados, con orificios laterales distribuidos en forma espiral en 1 1/2 cm a partir de la punta proximal y con longitud de 900 a 1050 mm.<br>Pieza. | Anestesiología.              |



| GENÉRICO                     | CLAVE        | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>EQUIPOS</b><br>(continúa) | 060.345.3424 | <p>Equipo para Anestesia Epidural, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aguja modelo Touhy calibre 17 G, longitud 75-91 mm.</li> <li>- Sujetador filtrante de 0.2 micras.</li> <li>- Catéter epidural, calibre 19 G, longitud 900 a 1050 mm, radiopacos, con adaptador luer macho.</li> <li>- 3 agujas hipodérmicas de calibre 18 G x 38 mm, 25 G x 16 mm y 21 G x 38 mm.</li> <li>- Jeringa para técnica de pérdida de resistencia de 10 ml.</li> <li>- Jeringa de 3 ml.</li> <li>- Jeringa de 20 ml.</li> <li>- 4 gasas secas de 10 x 10 cm.</li> <li>- Solución de iodopovidona, 40 ml.</li> <li>- 3 aplicadores.</li> <li>- Charola para antiséptico.</li> <li>- Campo hendido.</li> <li>- Campo de trabajo.</li> </ul> <p>Estéril y desechable.<br/>Equipo.</p>   | Anestesiología.         |
| <b>FILTROS</b>               | 060.422.0533 | <p>Epidural antibacteriano transparente de 0.2 micras, estéril y desechable, con volumen residual máximo de 0.75 ml, resistente a presiones de más de 5 bars con conector luer lock hembra en un extremo y conector luer lock macho en el otro extremo, con tapones.<br/>Pieza.</p>  | Anestesiología.         |
| <b>TUBOS</b>                 | 060.908.0460 | <p>Endobronquial para intubación de bronquio derecho, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de "S" y un orificio tipo Murphy que se acopla con la entrada del lóbulo superior derecho, con marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, de doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual estéril. Incluye: dos conectores de plástico en ángulo recto, con puerto de succión, adaptador de tubo tipo Carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 37 Fr, diámetro del lumen traqueal 6.5 mm, diámetro de lumen bronquial 6.5 mm.<br/>Pieza.</p> | Anestesiología.         |

| GENÉRICO                          | CLAVE        | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------------------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>TUBOS</b><br><b>(continúa)</b> | 060.908.0494 | <p>Endobronquial para intubación de bronquio derecho, de plástico grado médico, con diseño del globo en forma de "S" y orificio tipo Murphy, que se acopla con la entrada del lóbulo superior derecho con marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, de doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual, estéril. Incluye:</p> <p>Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo Carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 35 Fr, diámetro del lumen traqueal 6.0 mm, diámetro del lumen bronquial 6.0 mm.</p> <p>Pieza.</p> | Anestesiología.         |
|                                   | 060.908.0502 | <p>Endobronquial para intubación de bronquio izquierdo, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de "barril" que permite su sellado, marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, de doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual estéril. Incluye: Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo Carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 35 Fr, diámetro del lumen traqueal 6.0 mm, diámetro del lumen bronquial 6.0 mm.</p> <p>Pieza.</p>   | Anestesiología.         |

| GENÉRICO                          | CLAVE        | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------------------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>TUBOS</b><br><b>(continúa)</b> | 606.908.0544 | <p>Endobronquial para intubación de bronquio izquierdo, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de "barril" que permite su sellado, marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, de doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual, estéril. Incluye:</p> <p>Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo Carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 37 Fr, diámetro del lumen traqueal 6.5 mm, diámetro del lumen bronquial 6.5 mm.</p> <p>Pieza.</p>     | Anestesiología.         |
|                                   | 060.908.0536 | <p>Endobronquial para intubación de bronquio izquierdo, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de "barril" que permite su sellado, con marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, de doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual, estéril. Incluye:</p> <p>Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo Carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 28 Fr, diámetro del lumen traqueal 4.5 mm, diámetro del lumen bronquial 4.5 mm.</p> <p>Pieza.</p> | Anestesiología.         |

| GENÉRICO                          | CLAVE        | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------------------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>TUBOS</b><br><b>(continúa)</b> | 060.908.0486 | <p>Endobronquial para intubación de bronquio izquierdo, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de "barril" que permite su sellado con marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, con doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual, estéril. Incluye:</p> <p>Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo Carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 41 Fr, diámetro del lumen traqueal 7.4 mm, diámetro del lumen bronquial 7.4 mm.</p> <p>Pieza.</p>   | Anestesiología.         |
|                                   | 060.908.0528 | <p>Endobronquial para intubación de bronquio derecho, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de "S" y un orificio Tipo: Murphy, que se acopla con la entrada del lóbulo superior derecho, con marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, con doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual, estéril. Incluye:</p> <p>Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo Carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 39 Fr, diámetro del lumen traqueal 7.0 mm, diámetro del lumen bronquial 7.0 mm.</p> <p>Pieza.</p> | Anestesiología.         |

| GENÉRICO                          | CLAVE        | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------------------------|--------------|---|-------------------------|
| <b>TUBOS</b><br><b>(continúa)</b> | 060.908.0510 | <p>Endobronquial para intubación de bronquio derecho, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de "S" y un orificio tipo Murphy, que se acopla con la entrada del lóbulo superior derecho, con marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, con doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual, estéril. Incluye:</p> <p>Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo Carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 41 Fr, diámetro del lumen traqueal 7.4 mm, diámetro del lumen bronquial 7.4 mm.</p> <p>Pieza.</p> | Anestesiología.         |
|                                   | 060.908 0478 | <p>Endobronquial para intubación de bronquio izquierdo, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de "barril" que permite su sellado con marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, con doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual, estéril. Incluye:</p> <p>Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo Carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 39 Fr, diámetro del lumen traqueal 7.0 mm, diámetro del lumen bronquial 7.0 mm.</p> <p>Pieza.</p>  | Anestesiología.         |

| GENÉRICO                          | CLAVE        | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------------------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>TUBOS</b><br><b>(continúa)</b> |              | Endotraqueales, de plástico grado médico, transparente. Con globo y espiral de alambre, con balón y conector, opaco a los rayos X, estéril.  | Anestesiología.         |
|                                   | 060.167.8188 | Longitud: 28-30 cm      Calibre: 30 Fr.  |                         |
|                                   | 060.168.1422 | 28-30 cm      32 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.1315 | 28-30 cm      34 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.1406 | 28-30 cm      36 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.1604 | 28-30 cm      38 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.8196 | 28-30 cm      40 Fr.   |                         |
|                                   | 060.167.8204 | 28-30 cm      30 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.1430 | 32-36 cm      32 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.1844 | 32-36 cm      34 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.1893 | 32-36 cm      36 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.1943 | 32-36 cm      38 Fr.   |                         |
|                                   | 060.167.8212 | 32-36 cm      40 Fr.   |                         |
|                                   |              | Pieza.   |                         |
|                                   |              | Endotraqueales.  | Anestesiología.         |
|                                   |              | De plástico grado médico, con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. |                         |
|                                   |              | Con orificio.  |                         |
|                                   |              | Tipo: Murphy.  |                         |
|                                   |              | Empaque individual.  |                         |
|                                   |              | Diámetro interno:      Calibre:  |                         |
|                                   | 060.168.1356 | 5.0 mm      20 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.2214 | 5.5 mm      22 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.2446 | 6.0 mm      24 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.2495 | 6.5 mm      26 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.2511 | 7.0 mm      28 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.2529 | 7.5 mm      30 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.2537 | 8.0 mm      32 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.2552 | 8.5 mm      34 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.2560 | 9.0 mm      36 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.2578 | 9.5 mm      38 Fr.   |                         |
|                                   | 060.168.2594 | 10.0 mm      40 Fr.  |                         |
|                                   |              | Pieza.   |                         |
|                                   |              | Endotraqueales, sin globo.   | Anestesiología.         |
|                                   |              | De elastómero de silicón transparente, graduados, con marca radiopaca, estériles y desechables.  |                         |
|                                   |              | Calibre:   |                         |
|                                   | 060.167.8220 | 8 Fr.  |                         |
| 060.167.8238                      | 10 Fr.       |  |                         |
| 060.168.1455                      | 12 Fr.       |  |                         |
| 060.168.5340                      | 14 Fr.       |  |                         |
| 060.168.5365                      | 16 Fr.       |  |                         |
| 060.168.5381                      | 18 Fr.       |  |                         |
| 060.168.5399                      | 20 Fr.       |  |                         |
| 060.168.5407                      | 22 Fr.       |  |                         |
| 060.168.5431                      | 24 Fr.       |  |                         |
| 060.168.5456                      | 26 Fr.       |  |                         |
|                                   | Pieza.       |  |                         |

| GENERICICO                          | CLAVE        | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO      |
|-------------------------------------|--------------|---|------------------------------|
| <b>TUBOS<br/>(continúa)</b>         |              | Endotraqueales, sin globo.<br>De cloruro de polivinilo transparente, graduados, con marca radiopaca, estériles y desechables.<br>Calibre: | Anestesiología.              |
|                                     | 060.166.0228 | 12 Fr.  |                              |
|                                     | 060.166.0236 | 14 Fr.  |                              |
|                                     | 060.166.0244 | 16 Fr.  |                              |
|                                     | 060.166.0251 | 18 Fr.  |                              |
|                                     | 060.166.0269 | 20 Fr.  |                              |
|                                     | 060.166.0277 | 22 Fr.  |                              |
|                                     | 060.166.0285 | 24 Fr.  |                              |
| 060.166.0293                        | 26 Fr.       |   |                              |
|                                     |              | Pieza.  |                              |
| <b>CARDIOLOGIA INTERVENSIONISTA</b> |              |   |                              |
| <b>AGUJAS</b>                       |              | Para cateterismo transeptal.<br>Curva. Tipo: Brockenbrough.<br>Tamaño: Longitud: Calibre:   | Cardiología Intervencionista |
|                                     | 060.040.0063 | Adulto 71 cm 18 G.  |                              |
|                                     | 060.040.7696 | Infantil 56 cm 19 G.<br>Pieza.  |                              |
|                                     | 060.166.1317 | Con balón de muy bajo perfil, de 6 mm de diámetro, 8 cm de longitud, calibre 5 Fr y 100 cm de longitud del catéter.<br>Pieza.             | Cardiología Intervencionista |
| <b>CATETERES</b>                    | 060.166.2786 | Guía con orificios laterales.<br>Tipo: Amplatz, izquierdo.<br>Longitud: Calibre:<br>100 cm 8 Fr.<br>Pieza.                                | Cardiología Intervencionista |
|                                     | 060.166.2794 | Guía con orificios laterales.<br>Tipo: Judkins, izquierdo.<br>Longitud: Calibre: Asa:<br>100 cm 8 Fr 5.0.<br>Pieza.                       | Cardiología Intervencionista |
|                                     | 060.167.4906 | Guía con punta suave asa abierta.<br>Tipo: puente coronario.<br>Longitud: Calibre:<br>100 cm 8 Fr.<br>Pieza.                              | Cardiología Intervencionista |
|                                     | 060.167.4898 | Guía con punta suave, asa cerrada.<br>Tipo: puente coronario.<br>Longitud: Calibre:<br>100 cm 8 Fr.<br>Pieza.                             | Cardiología Intervencionista |

| GENERICO                        | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO         |
|---------------------------------|--------------|---|---------------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> | 060.167.5051 | Guía con punta suave marcada.<br>Tipo: mamaria interna.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm          8 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.7628 | Guía multipropósito punta curva "A".<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm          8 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.166.1432 | Guía para angioplastía coronaria derecha, punta radiopaca, suave, con dos orificios laterales, calibre 8 Fr, longitud 100 cm, diámetro interno 0.080", curva tipo II.<br>Tipo: Amplatz.<br>Pieza. | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.5275 | Guía para angioplastía coronaria izquierda, curva tipo III.<br>Tipo: Amplatz.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm          8 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.166.1457 | Guía para angioplastía coronaria, multipropósito, curva A, con orificios laterales.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm          8 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.166.1465 | Guía para angioplastía coronaria, multipropósito, curva B, con orificios laterales.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm          8 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.8097 | Guía para arteria coronaria derecha, asa 4 cm.<br>Tipo: Judkins.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm          8 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.7610 | Guía para arteria coronaria izquierda, asa 4 cm.<br>Tipo: Judkins.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm          8 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.7669 | Guía para arteriografía coronaria izquierda curva II, estéril.<br>Tipo: Amplatz.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm          7 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista |

| GENERICO                        | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO          |
|---------------------------------|--------------|--|----------------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> | 060.166.1473 | Guía para colocación de prótesis coronaria, con orificios laterales, curva 4, diámetro interno 0.086". Calibre 8 Fr.<br>Tipo: Judkins derecha.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista  |
|                                 | 060.166.1481 | Guía para colocación de prótesis coronaria, con orificios laterales, curva 4, diámetro interno 0.086". Calibre 8 Fr.<br>Tipo: Judkins izquierda.<br>Pieza. | Cardiología<br>Intervencionista  |
|                                 | 060.166.1507 | Guía, izquierda, asa 3.<br>Longitud: Calibre:<br>100 cm 8 Fr.<br>Tipo: Voda.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista. |
|                                 | 060.167.9608 | Guía, coronaria derecha con punta suave, marcada con 2 orificios laterales, asa de 3.5 mm 8 Fr, de 100 cm de largo.<br>Tipo: Judkins.<br>Pieza.            | Cardiología<br>Intervencionista  |
|                                 | 060.167.9616 | Guía, coronaria derecha, punta blanda marcada, curva Tipo I.<br>Longitud: Calibre:<br>100 cm 8 Fr.<br>Tipo: Amplatz.<br>Pieza.                             | Cardiología<br>Intervencionista  |
|                                 | 060.167.9624 | Guía, coronaria derecha, punta blanda marcada, curva Tipo II.<br>Longitud: Calibre:<br>100 cm 8 Fr.<br>Tipo: Amplatz.<br>Pieza.                            | Cardiología<br>Intervencionista  |
|                                 | 060.166.1341 | Guía, coronaria izquierda, punta blanda marcada. Dos orificios laterales curva tipo III.<br>Longitud: Calibre:<br>100 cm 8 Fr.<br>Tipo: Amplatz.<br>Pieza. | Cardiología<br>Intervencionista  |
|                                 | 060.167.9632 | Guía, coronaria derecha, punta blanda marcada y 2 orificios laterales curva tipo I.<br>Longitud: Calibre:<br>100 cm 8 Fr.<br>Tipo: Amplatz.<br>Pieza.      | Cardiología<br>Intervencionista  |
|                                 | 060.167.9657 | Guía, coronaria izquierda, punta blanda marcada y 2 orificios laterales curva tipo II.<br>Longitud: Calibre:<br>100 cm 8 Fr.<br>Tipo: Amplatz.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista  |

| GENERICO                        | CLAVE  | NOMBRE GENERIC O ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO         |
|---------------------------------|--|---|---------------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> | 060.167.9046   | Para angioplastía coronaria de bajo perfil, 3.9 Fr, para perfusión, intercambio rápido sobre guía 0.014", globo 20 mm de longitud y diámetro 3.0 mm.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.9053   | Para angioplastía coronaria de bajo perfil, 3.9 Fr, para perfusión, intercambio rápido sobre guía 0.014", globo 20 mm de longitud y diámetro 3.5 mm.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.9087   | Para angioplastía coronaria de ultrabajo perfil, 3.5 Fr, sistema sobre guía 0.014", globo de 30 mm de longitud.<br>Diámetro:<br>3.0 mm.<br>3.5 mm.<br>4.0 mm.<br>Pieza.                                   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.9095   |   |                                 |
|                                 | 060.167.9103   |   |                                 |
|                                 | 060.167.9210   | Para angioplastía coronaria de ultrabajo perfil, 3.5 Fr, sistema sobre guía 0.014", globo de 20 mm de longitud.<br>Diámetro:<br>2.0 mm.<br>2.5 mm.<br>3.0 mm.<br>3.5 mm.<br>4.0 mm.<br>Pieza.             | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.9228   |   |                                 |
|                                 | 060.167.9236   |   |                                 |
|                                 | 060.167.9244   |   |                                 |
|                                 | 060.167.9251   |   |                                 |
|                                 | 060.167.9269   | Para angioplastía coronaria, de ultrabajo perfil, 3.5 Fr, sistema sobre guía 0.010", globo de 20 mm de longitud y diámetro 2.0 mm.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.9301   | Para angioplastía coronaria, de ultrabajo perfil, 3.5 Fr, intercambio rápido sobre guía 0.014", globo de 20 mm de longitud.<br>Diámetro:<br>2.0 mm.<br>2.5 mm.<br>3.0 mm.<br>3.5 mm.<br>4.0 mm.<br>Pieza. | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.9319   |   |                                 |
| 060.167.9327                    |  |   |                                 |
| 060.167.9335                    |  |   |                                 |
| 060.167.9152                    |  |   |                                 |
| 060.166.1382                    | Para angioplastía coronaria con globo sobre la guía de 3 mm de diámetro y 40 mm de longitud.<br>Pieza. | Cardiología<br>Intervencionista   |                                 |

| GENERICICO                      | CLAVE        | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO   |                                 |
|---------------------------------|--------------|---|---|---------------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> | 060.166.1390 | Para angioplastía coronaria, con globo sobre la guía de 4 mm de diámetro y 40 mm de longitud.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista   |                                 |
|                                 | 060.166.1366 | Para angioplastía coronaria, con globo, de intercambio rápido, de 3 mm de diámetro y 40 mm de longitud.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista   |                                 |
|                                 | 060.166.1374 | Para angioplastía coronaria con globo, de intercambio rápido, de 4 mm de diámetro y 40 mm de longitud.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista   |                                 |
|                                 | 060.166.1408 | Para angioplastía coronaria, con globo sobre la guía, de alta presión, 3 mm de diámetro, 20 mm de longitud del balón y 100 cm de longitud del catéter.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista   |                                 |
|                                 | 060.166.1416 | Para angioplastía coronaria, con globo sobre la guía de alta presión, 3.5 mm de diámetro, 20 mm de longitud del balón y 100 cm de longitud del catéter.<br>Pieza. | Cardiología<br>Intervencionista   |                                 |
|                                 | 060.166.1424 | Para angioplastía coronaria, con globo sobre la guía de alta presión, 4 mm de diámetro, 20 mm de longitud del balón y 100 cm de longitud del catéter.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista   |                                 |
|                                 | 060.167.7388 | Para dilatación de arteria coronaria, con globo.<br>(2.5 mm x 20 mm de largo).<br>Longitud:      Calibre:<br>130 cm          4 Fr.<br>Pieza.                      | Cardiología<br>Intervencionista   |                                 |
|                                 |              |   | Para dilatación de arteria coronaria, de intercambio rápido. Calibre 2.7 Fr distal, longitud de 140 cm, con globo de alta presión, de material nylon 12. Radiopaco.<br>Diámetro del globo:                  Longitud del globo: | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.166.2448 | 3.0 mm  | 20 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2422 | 3.5 mm  | 15 mm   |                                 |
|                                 | 060.166.2455 | 3.5 mm  | 20 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2430 | 4.0 mm  | 15 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2463 | 4.0 mm  | 20 mm.  |                                 |
|                                 |              | Pieza.  |   |                                 |

| GENERICO                        | CLAVE  | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO         |
|---------------------------------|--|---|---------------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> |  | Para dilatación de arteria coronaria sobre la guía.<br>Calibre 2.7 Fr, distal, longitud 135 cm con globo de alta presión, de material nylon 12.<br>Diámetro del globo:                      Longitud del globo: | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.166.2547   | 1.5 mm                                      40 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2554   | 2.0 mm                                      40 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2471   | 2.5 mm                                      20 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2513   | 2.5 mm                                      30 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2562   | 2.5 mm                                      40 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2489   | 3.0 mm                                      20 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2521   | 3.0 mm                                      30 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2570   | 3.0 mm                                      40 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2497   | 3.5 mm                                      20 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2588   | 3.5 mm                                      40 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2505   | 4.0 mm                                      20 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2539   | 4.0 mm                                      30 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2596   | 4.0 mm                                      40 mm.  |                                 |
|                                 |  | Pieza.  |                                 |
|                                 |  | Para dilatación de arteria coronaria sobre la guía.<br>Calibre 3.3 Fr, distal, longitud 135 cm con globo de alta presión, de material nylon 12.<br>Diámetro del globo:                      Longitud del globo: | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.166.2604   | 3.0 mm                                      9 mm.   |                                 |
|                                 | 060.166.2653   | 3.0 mm                                      18 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2612   | 3.25 mm                                      9 mm.  |                                 |
|                                 | 060.166.2661   | 3.25 mm                                      8 mm.  |                                 |
| 060.166.2620                    | 3.50 mm                                      9 mm.   |   |                                 |
| 060.166.2679                    | 3.50 mm                                      18 mm.  |   |                                 |
| 060.166.2638                    | 3.75 mm                                      9 mm.   |   |                                 |
| 060.166.2687                    | 3 75 mm                                      18 mm.  |   |                                 |
| 060.166.2646                    | 4.0 mm                                      9 mm.  |   |                                 |
| 060.166.2695                    | 4.0 mm                                      18 mm.   |   |                                 |
|                                 | Pieza.   |   |                                 |
| 060.167.7511                    | Para dilatación de válvulas cardíacas con globo<br>15 mm x 80 mm de largo.<br>Longitud:                      Calibre:<br>100 cm                      9 Fr.<br>Pieza. | Cardiología<br>Intervencionista   |                                 |
| 060.167.7529                    | Para dilatación de válvulas cardíacas con globo<br>18 mm x 30 mm de largo.<br>Longitud:                      Calibre:<br>100 cm                      9 Fr.<br>Pieza. | Cardiología<br>Intervencionista   |                                 |
| 060.167.7545                    | Para dilatación de válvulas cardíacas con globo<br>18 mm x 80 mm de largo.<br>Longitud:                      Calibre:<br>100 cm                      9 Fr.<br>Pieza. | Cardiología<br>Intervencionista   |                                 |

| GENERICICO                      | CLAVE  | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO          |
|---------------------------------|--|---|----------------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> | 060.167.7552   | Para dilatación de válvulas cardiacas con globo.<br>Longitud:      Calibre:      Largo:   | Cardiología<br>Intervencionista  |
|                                 | 060.167.7560   | 100 cm      9 Fr      20 mm x 30 mm.  |                                  |
|                                 | 060.167.7578   | 100 cm      9 Fr      20 mm x 40 mm.<br>100 cm      9 Fr      20 mm x 80 mm.<br>Pieza.  |                                  |
|                                 | 060.167.9814   | Para dilatación de válvula mitral, con globo de 24 mm de diámetro.<br>Tipo: Inoue.<br>Longitud:      Calibre:<br>70 cm      12 Fr.<br>Pieza.      | Cardiología<br>Intervencionista  |
|                                 | 060.167.4914   | Para dilatación de válvula mitral con globo 30 mm x 25 mm de largo.<br>Tipo: Inoue.<br>Longitud:      Calibre:<br>70 cm      12 Fr.<br>Pieza.     | Cardiología<br>Intervencionista  |
|                                 | 060.167.6448   | Para dilatación de válvula mitral con globo 28 mm x 25 mm de largo.<br>Tipo: Inoue.<br>Longitud:      Calibre:<br>70 cm      12 Fr.<br>Pieza.     | Cardiología<br>Intervencionista  |
|                                 | 060.167.6455   | Para dilatación de válvula mitral con globo.<br>26 mm x 25 mm de largo.<br>Tipo: Inoue.<br>Longitud:      Calibre:<br>70 cm      12 Fr.<br>Pieza. | Cardiología<br>Intervencionista. |
|                                 |  | Para septostomía.<br>De poliéster, punta cerrada con globo y doble lumen, radiopaco.<br>Tipo: Rashkind.<br>Longitud:      Calibre:                | Cardiología<br>Intervencionista  |
|                                 | 060.168.0366   | 50 cm      4 Fr.  |                                  |
|                                 | 060.168.4194   | 50 cm      5 Fr.  |                                  |
| 060.168.7262                    | 50 cm      5.5 Fr.   |   |                                  |
| 060.168.7270                    | 50 cm      6.5 Fr.<br>Pieza.   |   |                                  |
| 060.167.4609                    | Para septostomía radiopaco, punta cerrada con globo y doble lumen de poliéster desechable.<br>Tipo: Rashkind.<br>Longitud:      Calibre:<br>50 cm      6.5 Fr.<br>Pieza. | Cardiología<br>Intervencionista   |                                  |

| GENERICICO                      | CLAVE        | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO         |
|---------------------------------|--------------|---|---------------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> | 060.167.4575 | Para septostomía auricular, con navaja de 1 cm desechable.<br>Longitud:      Calibre:<br>110 cm        5 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.8006 | Para septostomía auricular, con navaja de 1.3 cm desechable.<br>Longitud:      Calibre:<br>110 cm        7 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.9681 | Para valvuloplastía, con globo de 6.0 mm de diámetro.<br>Longitud:      Calibre:<br>30 mm        5 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.9699 | Para valvuloplastía, con globo de 8.0 mm de diámetro.<br>Longitud:      Calibre:<br>30 mm        5 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.9707 | Para valvuloplastía, con globo de 10.0 mm de diámetro.<br>Longitud:      Calibre:<br>20 mm        5 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.9715 | Para valvuloplastía, con globo de 12.0 mm de diámetro.<br>Longitud:      Calibre:<br>30 mm        5 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.9723 | Para valvuloplastía, con globo de 15.0 mm de diámetro.<br>Longitud:      Calibre:<br>30 mm        7 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.166.1358 | Para dilatación de arteria coronaria. Con globo de 3 mm de diámetro, con aterotomo direccional y ventana de 9 mm.<br>Pieza.                                       | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.6554 | Catéter para diagnóstico, tetrapolar, para registro del Haz de His, calibre 6 Fr, con distancia interelectrodo de 5 mm, curva.<br>Estéril y desechable.<br>Pieza. | Cardiología<br>Intervencionista |

| GENÉRICO                        | CLAVE                         | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO         |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> | 060.167.8022                  | Catéter para ablación por radiofrecuencia tetrapolar con electrodo de 4 mm y punta dirigitible, con sensor de temperatura.<br>Estéril y desechable.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm      7 Fr. | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.167.8030                  | 100 cm      5 Fr.<br>Pieza.   |                                 |
| <b>CONECTORES</b>               | 060.233.0383                  | En "Y", para catéteres de angioplastia.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |
| <b>CUERDAS</b>                  | 060.274.0524                  | Guía de recambio, recubierta de politetrafluoretileno, diámetro de 0.014" y 300 cm de longitud.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.274.0243                  | Guía recubierta de politetrafluoretileno para catéter, con punta en "J" de 3 mm, de 0.014" de diámetro y 175 cm de longitud.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.274.0375                  | Guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible, de 0.014" de diámetro y 175 cm de longitud.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.463.1861                  | Guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible. Radiopaca.<br>Diámetro:      Longitud:<br>0.014"      300 cm.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.463.1879                  | Guía para extensión.<br>Diámetro:      Longitud:<br>0.014"      145 cm.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.274.0557                  | Guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible suave. Radiopaca.<br>Diámetro:      Longitud:<br>0.014"      180 cm.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                 | 060.274.0565                  | 0.014"      300 cm.<br>Pieza.   |                                 |
|                                 | 060.274.0573                  | Guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible supersuave. Radiopaca.<br>Diámetro:      Longitud:<br>0.014"      180 cm.  | Cardiología<br>Intervencionista |
| 060.274.0581                    | 0.014"      300 cm.<br>Pieza. |   |                                 |

| GENERICO                      | CLAVE              | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO                         |
|-------------------------------|--------------------|--|---|
| <b>CUERDAS<br/>(continúa)</b> | 060.274.0599       | Guía para angioplastía coronaria, con punta recta flexible estándar. Radiopaca.<br>Diámetro: Longitud:<br>0.014" 300 cm.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista                 |
|                               | 060.274.0607       | Guía para angioplastía coronaria, de extra soporte, con punta recta flexible supersuave. Radiolúcida.<br>Diámetro: Longitud:<br>0.014" 180 cm.   | Cardiología<br>Intervencionista                 |
|                               | 060.274.0615       | 0.014" 300 cm.<br>Pieza.   |   |
|                               | 060.274.0623       | Guía para angioplastía coronaria, con marcas radiopacas cada 15 mm, en segmento distal, con punta recta flexible suave. Radiolúcida.<br>Diámetro: Longitud:<br>0.014" 180 cm.                | Cardiología<br>Intervencionista                 |
|                               | 060.274.0631       | 0.014" 300 cm.<br>Pieza.   |   |
|                               | 060.274.0383       | Guía para angioplastía coronaria, con punta recta muy flexible, de 0.014" de diámetro y 175 cm de longitud.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista.                |
|                               | 060.274.0391       | Guía para angioplastía coronaria, con punta recta estándar, de 0.014" de diámetro y 175 cm de longitud.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista                 |
|                               | 060.274.0482       | Guía con extremo distal espiral Inoue.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista                 |
|                               | 060.274.0367       | Rotador de cuerda guía para angioplastía coronaria de 0.014" de diámetro.<br>Tipo: Pin-Vice.<br>Desechable.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista                 |
|                               | <b>DILATADORES</b> | 060.299.0343   | Para globo Inoue para válvula mitral.<br>Pieza. |
| <b>ELONGADOR</b>              | 060.030.0131       | Para globo Inoue para válvula mitral.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista                 |
| <b>EQUIPOS</b>                | 060.345.2079       | Para dilatación de válvula mitral, incluye: Catéter con globo de 24 mm 12 Fr, longitud 70 cm, elongador de balón, dilatador, cuerda guía, estilete, jeringa y regla. Tipo: Inoue.<br>Equipo. | Cardiología<br>Intervencionista                 |

| GENERICO                      | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO         |
|-------------------------------|--------------|--|---------------------------------|
| <b>EQUIPOS<br/>(continúa)</b> | 060.345.2129 | Para dilatación de válvula mitral, incluye: Catéter con globo de 26 mm 12 Fr, longitud 70 cm, elongador de balón, dilatador, cuerda guía, estilete, jeringa y regla. Tipo: Inoue.<br>Equipo. | Cardiología<br>Intervencionista |
|                               | 060.343.2139 | Para dilatación de válvula mitral, incluye: Catéter con globo de 28 mm 12 Fr, longitud 70 cm, elongador de balón, dilatador, cuerda guía, estilete, jeringa y regla. Tipo: Inoue.<br>Equipo. | Cardiología<br>Intervencionista |
|                               | 060.343.2147 | Para dilatación de válvula mitral, incluye: Catéter con globo de 30 mm 12 Fr, longitud 70 cm, elongador de balón, dilatador, cuerda guía, estilete, jeringa y regla. Tipo: Inoue.<br>Equipo. | Cardiología<br>Intervencionista |
| <b>ESPIRALES</b>              | 060.370.0014 | De acero inoxidable, recubierta con poliéster para cierre de conducto arterioso.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                               | 060.370.0022 | Calibre: Asa:<br>5 mm 5.<br>8 mm 5.<br>Pieza.  |                                 |
| <b>ESTILETES</b>              | 060.272.0161 | Para introducción de catéter Inoue.<br>Pieza.  | Cardiología<br>Intervencionista |
| <b>JERINGAS</b>               | 060.551.2201 | De plástico para insuflar el globo del catéter de dilatación de arterias coronarias para mantener y medir la presión, con capacidad de 20 cc.<br>Pieza.                                      | Cardiología<br>Intervencionista |
|                               | 060.551.0015 | De plástico para insuflar el globo del catéter de dilatación de válvulas cardiacas y mantener la presión, capacidad 50 cc con manómetro integrado.<br>Pieza.                                 | Cardiología<br>Intervencionista |
| <b>OCLOSORES</b>              | 060.665.0026 | Para cierre de conducto arterioso, desechable, de 12 mm.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                               | 060.165.1250 | Dispositivo hemostático para cierre de punción vascular arterial periférica.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                               | 060.665.0034 | Para cierre de conducto arterioso, desechable, de 17 mm.<br>Pieza.   | Cardiología<br>Intervencionista |



| GENERICO                          | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO         |
|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------------|
| <b>SISTEMAS<br/>(continúa)</b>    | 060.820.0077 | Liberador de ocluser de conducto arterioso.<br>Desechable.<br>Longitud:      Calibre:<br>85 cm            8 Fr.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                   | 060.820.0085 | 85 cm            11 Fr.<br>Pieza.   |                                 |
| <b>VAINAS</b>                     | 060.933.0048 | Liberadora para sistema de cierre de conducto<br>arterioso haemaquet, desechable.<br>Longitud:      Calibre:<br>80 cm            11 Fr.   | Cardiología<br>Intervencionista |
|                                   | 060.933.0055 | 80 cm            8 Fr.<br>Pieza.  |                                 |
| <b>CARDIOLOGIA DE USO GENERAL</b> |              |   |                                 |
| <b>AGUJAS</b>                     | 060.040.8892 | Para punción de vasos arteriales y venosos, de<br>una sola pieza, pared delgada y bisel corto.<br>Longitud:      Calibre:<br>2.5 cm            21 G.<br>Para guía de 0.018" a 0.021".<br>Pieza. | Cardiología de Uso<br>General.  |
|                                   | 060.040.8900 | Para punción de vasos arteriales y venosos, de<br>una sola pieza, pared delgada y bisel corto.<br>Longitud:      Calibre:<br>5.1 cm            21 G.<br>Para guía de 0.018" a 0.021".<br>Pieza. | Cardiología de Uso<br>General   |
|                                   | 060.040.8926 | Para punción de vasos arteriales y venosos, de<br>una sola pieza, pared delgada y bisel corto.<br>Longitud:      Calibre:<br>7.0 cm            18 G.<br>Para guía de 0.032" a 0.038".<br>Pieza. | Cardiología de Uso<br>General   |
|                                   | 060.040.8918 | Para punción de vasos, de una sola pieza, pared<br>delgada y bisel corto.<br>Longitud:      Calibre:<br>5.7 cm            19 G.<br>Para guía de 0.025".<br>Pieza.                               | Cardiología de Uso<br>General   |
|                                   | 060.040.8801 | Para punción de vasos, desechables.<br>Tipo: Seldinger.<br>Longitud:      Calibre:<br>7-8 cm            18 G.<br>Pieza.   | Cardiología de Uso<br>General   |

| GENERICO                     | CLAVE            | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO    |
|------------------------------|------------------|---|----------------------------|
| <b>AGUJAS<br/>(continúa)</b> | 060.040.4818     | Para punción de vasos arteriales femorales por técnica percutánea.<br>Longitud: 38 mm      Calibre: 25 G.   | Cardiología de Uso General |
|                              | 060.040.8843     | 38 mm      21 G.<br>Pieza.  |                            |
| <b>CALBRADOR</b>             | 537.155.0087     | De presión con cinco domos de ajuste, desechable, con tubo de extensión macho-hembra.<br>Equipo.  | Cardiología de Uso General |
| <b>CANULAS</b>               | 060.167.6943     | De silicón, de un lumen, con tapón, estéril y desechable calibre 9.6 Fr y 75 cm de longitud, con cojinete de poliéster con conector luer lock, con pinza obturadora y con introductor de 10 Fr.<br>Tipo: Hickman.<br>Pieza.     | Cardiología de Uso General |
|                              | 060.167.6950     | De silicón, de dos lúmenes, con tapón, estéril y desechable calibre 12 Fr y 90 cm de longitud, con cojinete de poliéster con conector luer lock, con pinza obturadora y con introductor de 12.5 Fr.<br>Tipo: Hickman.<br>Pieza. | Cardiología de Uso General |
|                              |                  | Para drenar venas cavas.<br>Angulada.<br>Calibre:   | Cardiología de Uso General |
|                              | 060.166.0848     | 8 Fr.   |                            |
|                              | 060.166.1697     | 10 Fr.  |                            |
|                              | 060.166.1705     | 12 Fr.  |                            |
|                              | 060.166.1713     | 14 Fr.  |                            |
|                              | 060.166.1721     | 16 Fr.  |                            |
|                              | 060.166.1739     | 18 Fr.  |                            |
|                              | 060.166.1747     | 20 Fr.  |                            |
|                              | 060.166.1754     | 22 Fr.  |                            |
|                              | 060.166.1762     | 24 Fr.  |                            |
|                              | 060.166.1770     | 26 Fr.  |                            |
|                              | 060.166.1788     | 28 Fr.  |                            |
|                              | 060.166.1796     | 30 Fr.  |                            |
|                              | 060.166.1804     | 32 Fr.  |                            |
|                              | 060.166.1812     | 34 Fr.  |                            |
| 060.166.1820                 | 36 Fr.           |   |                            |
| 060.166.1838                 | 38 Fr.           |   |                            |
| 060.166.0830                 | 40 Fr.<br>Pieza. |   |                            |

| GENERICO         | CLAVE  | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO    |
|------------------|--|--|----------------------------|
| <b>CATETERES</b> |  | Angiográfico con balón de flotación, con orificios laterales, desechable. Tipo: Swan-Ganz.<br>Longitud:      Calibre:<br>65 cm          5 Fr.<br>110 cm        6 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología de Uso General |
|                  | 060.167.7677<br>060.167.7990   |  |                            |
|                  |  | Para registro de presión venosa, aurícula izquierda, presión arterial sistémica y pulmonar. De plástico con balón para flotación. Tipo: Swan-Ganz.<br>Longitud:      Calibre:<br>80 cm          5 Fr.<br>110 cm        5 Fr.<br>110 cm        6 Fr.<br>110 cm        7 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología de Uso General |
|                  | 060.167.1779<br>060.167.1787<br>060.167.1910<br>060.167.1977   |  |                            |
|                  |  | Biotomo para biopsia miocárdica, desechable.<br>Longitud:      Calibre:<br>104 cm        7 Fr.<br>45 cm         7 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología de Uso General |
|                  | 060.167.9905<br>060.167.9913   |  |                            |
|                  |  | Para ventriculografía. Con punta cerrada y cuatro orificios arreglados en pares. Tipo: Lehman.<br>Longitud:      Calibre:<br>50 cm         5 Fr.<br>80 cm         5 Fr.<br>80 cm         6 Fr.<br>100 cm        6 Fr.<br>100 cm        7 Fr.<br>100 cm        8 Fr.<br>125 cm        6 Fr.<br>125 cm        7 Fr.<br>125 cm        8 Fr.<br>Pieza.                                   | Cardiología de Uso General |
|                  | 060.168.0465<br>060.168.0374<br>060.167.2660<br>060.167.2777<br>060.167.2801<br>060.167.2850<br>060.167.2900<br>060.167.2934<br>060.167.2967 |  |                            |
|                  |  | Para registro de presión venosa, aurícula derecha, presión arterial sistémica y pulmonar, de plástico, con balón de flotación, con termistor para medir el gasto cardiaco por termodilución. Tipo: Swan-Ganz.<br>Longitud:      Calibre:<br>110 cm        7 Fr aurícula izquierda.<br>110 cm        8 Fr.<br>80 cm         5 Fr.<br>110 cm        5 Fr aurícula izquierda.<br>Pieza. | Cardiología de Uso General |
|                  | 060.167.2181<br>060.167.2223<br>060.167.3981<br>060.167.2124   |  |                            |

| GENERICICO                      | CLAVE                        | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO     |
|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> | 060.167.7958                 | De poliuretano con punta flexible terminado en "J" calibre 7 Fr longitud 20 cm, de triple lumen, con guía de alambre de 16 cm, con dilatador vascular calibre 8.5 Fr.<br>Pieza.                                    | Cardiología de Uso General  |
|                                 | 060.167.7966                 | De poliuretano calibre 7 Fr longitud 40 cm, doble lumen con guía de alambre de 32 cm, tunelizador y dilatador vascular calibre 8.5 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología de Uso General  |
|                                 |                              | De silicón, con tapón estéril desechable.<br>Tipo: Hickman.<br>Longitud:      Calibre:      Lumen:   | Cardiología de Uso General  |
|                                 | 060.167.7875                 | 90 cm      7 Fr      2.  |                             |
|                                 | 060.167.7883                 | 90 cm      7 Fr      3.<br>Pieza.  |                             |
|                                 | 060.167.9590                 | Guía, coronaria izquierda, con punta suave, marcada con 2 orificios laterales, asa 3.5 mm 8 Fr, de 100 cm de longitud.<br>Tipo: Judkins.<br>Pieza.   | Cardiología de Uso General  |
|                                 |                              | Para ultrasonido intracavitario.<br>Tipo: Judkins, izquierdo.<br>Calibre:  | Cardiología de Uso General. |
|                                 | 060.166.2802                 | 3.2 Fr.  |                             |
|                                 | 060.166.2810                 | 5.0 Fr.  |                             |
|                                 | 060.166.2828                 | 8.0 Fr.<br>Pieza.  |                             |
|                                 |                              | Para dilatación de arteria coronaria, de intercambio rápido. Calibre 2.6 Fr distal, longitud de 140 cm con globo de alta presión, de material nylon 12. Radiopaco.<br>Diámetro del globo:      Longitud del globo: | Cardiología de Uso General  |
|                                 | 060.166.2265                 | 1.5 mm      20 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2273                 | 2.0 mm      20 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2323                 | 2.0 mm      30 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2224                 | 2.5 mm      15 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2281                 | 2.5 mm      20 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2331                 | 2.5 mm      30 mm.   | Cardiología de Uso General  |
|                                 | 060.166.2372                 | 2.5 mm      40 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2190                 | 3.0 mm      10 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2232                 | 3.0 mm      15 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2299                 | 3.0 mm      20 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2349                 | 3.0 mm      30 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2380                 | 3.0 mm      40 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2208                 | 3.5 mm      10 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2240                 | 3.5 mm      15 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2307                 | 3.5 mm      20 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2356                 | 3.5 mm      30 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2398                 | 3.5 mm      40 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2216                 | 4.0 mm      10 mm.   |                             |
|                                 | 060.166.2257                 | 4.0 mm      15 mm.   |                             |
| 060.166.2315                    | 4.0 mm      20 mm.           |  |                             |
| 060.166.2364                    | 4.0 mm      30 mm.           |  |                             |
| 060.166.2406                    | 4.0 mm      40 mm.<br>Pieza. |  |                             |

| GENERICO          | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO    |
|-------------------|--------------|--|----------------------------|
| <b>CONECTORES</b> | 060.011.0464 | Rotador metálico para catéter (macho-hembra).<br>Pieza.  | Cardiología de Uso General |
| <b>CUERDAS</b>    | 060.274.0532 | Guía extrarrígida, cubierta de politetrafluoretileno, de 0.035" de diámetro y 260 cm de longitud.<br>Pieza.                              | Cardiología de Uso General |
|                   | 060.274.0540 | Guía recubierta de politetrafluoretileno, para catéter con punta recta, diámetro 0.014", superflexible, de 300 cm de longitud.<br>Pieza. | Cardiología de Uso General |
|                   | 060.274.0649 | Guía recubierta de politetrafluoretileno, para catéter con punta en "J" de 3 mm, diámetro 0.025".<br>Longitud:<br>260 cm.                | Cardiología de Uso General |
|                   | 060.274.0656 | 150 cm.<br>Pieza.  |                            |
|                   | 060.274.0664 | Guía recubierta de politetrafluoretileno, para catéter con punta en "J" de 7 mm, diámetro 0.025".<br>Longitud:<br>150 cm.<br>Pieza.      | Cardiología de Uso General |
|                   | 060.274.0185 | Guía para reemplazo de catéter, con punta flexible recta, de 0.025" de diámetro y 260 cm de longitud.<br>Pieza.                          | Cardiología de Uso General |
|                   | 060.274.0193 | Guía para reemplazo de catéter, con punta flexible recta, de 0.032" de diámetro y 260 cm de longitud.<br>Pieza.                          | Cardiología de Uso General |
|                   | 060.274.0201 | Guía para reemplazo de catéter, con punta flexible recta, de 0.035" de diámetro y 260 cm de longitud.<br>Pieza.                          | Cardiología de Uso General |
|                   | 060.274.0219 | Guía para reemplazo de catéter, con punta flexible recta, de 0.038" de diámetro y 260 cm de longitud.<br>Pieza.                          | Cardiología de Uso General |
|                   | 060.274.0235 | Guía recubierta de politetrafluoretileno para catéter, con punta en "J" de 3 mm, de 0.063" de diámetro y 160 cm de longitud.<br>Pieza.   | Cardiología de Uso General |

| GENÉRICO       | CLAVE        | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO     |
|----------------|--------------|--|-----------------------------|
|                | 060.274.0276 | Guía recubierta de politetrafluoretileno para catéter, con punta en "J" de 3 mm, de 0.035" de diámetro y 260 cm de longitud.<br>Pieza.       | Cardiología de Uso General  |
|                | 060.274.0284 | Guía recubierta de politetrafluoretileno para catéter, con punta en "J" de 3 mm, de 0.038" de diámetro y 260 cm de longitud.<br>Pieza.       | Cardiología de Uso General  |
|                | 060.274.0300 | Guía recubierta de politetrafluoretileno para catéter, con punta recta con alma móvil, de 0.038" de diámetro y 150 cm de longitud.<br>Pieza. | Cardiología de Uso General  |
|                | 060.274.0342 | Guía para reemplazo de catéter, con punta recta con alma móvil de 0.018" de diámetro y 150 cm de longitud.<br>Pieza.                         | Cardiología de Uso General. |
|                | 060.274.0326 | Guía para reemplazo de catéter, con punta flexible recta, de 0.018" de diámetro y 260 cm de longitud.<br>Pieza.                              | Cardiología de Uso General. |
|                | 060.274.0334 | Guía para reemplazo de catéter, con punta flexible recta, de 0.021" de diámetro y 260 cm de longitud.<br>Pieza.                              | Cardiología de Uso General  |
| <b>EQUIPOS</b> | 060.233.0318 | Domo de plástico para transductor, para medición de presión arterial y pulmonar, medida estándar.<br>Pieza.                                  | Cardiología de Uso General  |
|                | 060.345.2269 | Introduccion de catéter arterial a venoso, con válvula hemostática, pediátrico.<br>Longitud: 15 cm      Calibre: 5 Fr      Guía: 0.025".     | Cardiología de Uso General  |
|                | 060.345.2251 | 13 cm      4 Fr      0.021".<br>Equipo.  |                             |
|                | 060.345.1204 | Recuperador intravascular y componentes.<br>Tipo: Fórceps de filamento.<br>Longitud: 125 cm      Calibre: 5.5 Fr.<br>Pieza.                  | Cardiología de Uso General. |
|                | 060.345.1212 | Recuperador intravascular y componentes.<br>Tipo: Basket.<br>Longitud: 110 cm      Calibre: 7 Fr.<br>Pieza.                                  | Cardiología de Uso General. |

| GENERICO           | CLAVE   | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO    |
|--------------------|---|---|----------------------------|
| <b>EXTENSIONES</b> | 060.409.0019  | Angiográfica de alta presión (hasta 1200 p.s.i con terminales macho-hembra de 50 cm de longitud.<br>Pieza.      | Cardiología de Uso General |
|                    | 060.409.0027  | Para monitoreo de presión, flexible (hasta 500 p.s.i. con extremos macho-hembra de 90 cm de longitud.<br>Pieza. | Cardiología de Uso General |
| <b>GUIAS</b>       |   | Para catéteres, con punta recta flexible.<br>Longitud: Diámetro:  | Cardiología de Uso General |
|                    | 060.463.1416  | 150 cm 0.025".  |                            |
|                    | 060.463.1424  | 150 cm 0.032".  |                            |
|                    | 060.463.1432  | 150 cm 0.035".<br>Pieza.  |                            |
|                    |   | Para catéteres con punta recta flexible.<br>Longitud: Diámetro:   | Cardiología de Uso General |
|                    | 060.463.1291  | 100 cm 0.018".  |                            |
|                    | 060.463.1309  | 100 cm 0.021".  |                            |
|                    | 060.463.1317  | 100 cm 0.025".<br>Pieza.  |                            |
|                    |   | Para catéteres con punta en "J" curva de 3 mm.<br>Longitud: Diámetro:   | Cardiología de Uso General |
|                    | 060.463.0863  | 150 cm 0.025".  |                            |
|                    | 060.463.0889  | 150 cm 0.035".<br>Pieza.  |                            |
|                    |   | Para catéteres con punta en "J", curvada de 3 mm.<br>Longitud: Diámetro:  | Cardiología de Uso General |
|                    | 060.463.1804  | 150 cm 0.038".  |                            |
|                    | 060.463.1762  | 125 cm 0.025".  |                            |
|                    | 060.463.1770  | 125 cm 0.032".  |                            |
| 060.463.1788       | 125 cm 0.035".<br>Pieza.  |   |                            |
| 060.463.1754       | Para catéteres con punta en "J", curva de 3 mm, y 125 cm de longitud, diámetro 0.021".<br>Tipo: Soehendra<br>Pieza. | Cardiología de Uso General  |                            |
| 060.463.1085       | Punta en "J" curva de 6 mm.<br>Longitud: 150 cm.<br>Diámetro: 0.035".<br>Pieza.                                     | Cardiología de Uso General  |                            |

| GENERICO                    | CLAVE   | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO  |
|-----------------------------|---|--|--|
| <b>GUIAS<br/>(continúa)</b> | 060.527.0305  | Equipo introductor de catéter arterial, consta de:<br>Una guía metálica con dilatador de vaso, una funda o camisa con o sin válvula, calibres 5, 6, 7 y 8 Fr.<br>Equipo. | Cardiología de Uso General<br>Cardiología intervencionista                     |
|                             | 060.527.0347  | Equipo introductor de catéter venoso, consta de:<br>Una guía metálica con dilatador de vaso, una funda o camisa con válvula, calibres 5, 6, 7, 8, 9 y 12 Fr.<br>Equipo.  | Cardiología de Uso General   |
|                             | 060.483.0414  | Estilete ocluser desechable, para catéter transeptal, diámetro 0.045", longitud 135 cm.<br>Tipo: Brockenbrouhg.<br>Pieza.  | Cardiología de Uso General   |
| <b>INTRODUCTORES</b>        | 060.527.0461  | De catéter, consta de: una guía metálica con dilatador de vaso, una camisa con válvula de 14 Fr y longitud de 23 cm con extensión lateral y llave en "Y".<br>Pieza.      | Cardiología de Uso General   |
|                             | 060.527.0040  | De catéter arterial o venoso.<br>Por técnica percutánea.<br>Longitud:           Calibre:<br>11 a 11.4 cm      7 Fr.  | Cardiología de Uso General.<br>Cardiología Intervencionista.                   |
|                             | 060.527.0057  | 11 a 11.4 cm      8 Fr.<br>Pieza.  |  |
|                             | 060.527.0172  | De catéter arterial.<br>Por técnica percutánea.<br>Longitud:           Calibre:<br>11 a 11.4 cm      9 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología de Uso General<br>Cardiología Intervencionista                     |
|                             | 060.527.0420  | De catéter arterial. Consta de: Una guía metálica de 0.038" con dilatador de vaso, una funda o camisa con válvula hemostática y puerto lateral.<br>Calibre:<br>5 Fr.     | Cardiología de Uso General y Cardiología Intervencionista.<br>Radiodiagnóstico |
|                             | 060.527.0552  | 6 Fr.  |  |
|                             | 060.527.0560  | 7 Fr.  |  |
|                             | 060.527.0578  | 8 Fr.<br>Pieza.  |  |
| 060.527.0479                | De catéter.<br>Consta de: una guía metálica con dilatador de vaso, una camisa con válvula de 12 Fr y longitud de 23 cm, con extensión lateral y llave en "Y".<br>Pieza. | Cardiología de Uso General   |  |

| GENERICICO                          | CLAVE        | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO                   |
|-------------------------------------|--------------|--|---|
| <b>INTRODUCTORES<br/>(continúa)</b> | 060.527.0198 | Insertor guía para angioplastía coronaria, diámetro 0.014", longitud 7 cm, desechable.<br>Pieza.   | Cardiología de Uso General                |
|                                     |              | Largos con válvula para vasos arteriales.  | Cardiología de Uso General                |
|                                     | 060.527.0248 | Longitud: 23 cm      Calibre: 7 Fr.  | Cardiología                               |
|                                     | 060.527.0255 | 23 cm      8 Fr.   | Intervencionista                          |
|                                     | 060.527.0263 | 23 cm      9 Fr.<br>Pieza.   |   |
|                                     |              | Para cateterismo transeptal con dispositivo para evitar sangrado retrógrado, desechable.   | Cardiología de Uso General                |
|                                     |              | Longitud: 59 cm      Calibre: 8 Fr.  | Cardiología                               |
|                                     | 060.527.0495 | 44 cm      8 Fr.   | Intervencionista                          |
|                                     | 060.527.0180 | Pieza.<br>Para cateterismo transeptal, desechable.   | Cardiología de Uso General                |
|                                     |              | Tipo: Mullins.<br>Longitud: 44 cm      Calibre: 6 Fr (camisa y dilatador).   |   |
|                                     | 060.527.0065 | 44 cm      7 Fr (camisa y dilatador).  |   |
|                                     | 060.527.0073 | Pieza.   |   |
| <b>JERINGAS</b>                     | 060.550.1681 | Para insuflar globos de alta presión de los catéteres de dilatación, acoplables al manómetro de los equipos de angioplastía<br>Pieza.                  | Cardiología de Uso General.<br>Angiología |
| <b>MANIFOLD</b>                     | 060.598.0200 | Hilera de 5 vías, desechable.<br>Pieza.  | Cardiología de Uso General                |
| <b>SISTEMAS</b>                     | 060.820.0069 | Introduccion extra largo para fórceps de biopsia miocárdica con punta angulada. Desechable.<br>Longitud: 95 cm      Calibre: 7 Fr.<br>Pieza.           | Cardiología de Uso General                |
|                                     | 060.820.0051 | Introduccion extra largo para fórceps de biopsia miocárdica (biotomo) con punta angulada. Desechable.<br>Longitud: 45 cm      Calibre: 7 Fr.<br>Pieza. | Cardiología de Uso General                |
| <b>TRANSDUCTOR</b>                  | 060.409.0035 | De presión, con accesorios completos.<br>Desechable.<br>Pieza.   | Cardiología de Uso General                |
| <b>VALVULAS</b>                     | 060.932.5816 | De reemplazo, para manifold metálico.<br>Pieza.  | Cardiología de Uso General                |

| GENERICO                            | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO          |
|-------------------------------------|--------------|---|----------------------------------|
| <b>CARDIOLOGIA PARA DIAGNOSTICO</b> |              |   |                                  |
| <b>CATETERES</b>                    | 060.167.1100 | Amplatz modificado, coronaria derecha, curva.<br>Tipo: II. Estéril.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm      7 Fr.<br>Pieza.     | Cardiología para<br>Diagnóstico  |
|                                     | 060.166.2752 | Angiográfico, con globo de flotación.<br>Tipo: Berman.<br>Longitud:      Calibre:<br>110 cm      6 Fr.                            | Cardiología para<br>Diagnóstico  |
|                                     | 060.166.2760 | 110 cm      7 Fr.<br>Pieza.<br><br>Angiográfico NIH con dos marcas radiopacas a 1<br>cm de separación.<br>Longitud:      Calibre: | Cardiología para<br>Diagnóstico  |
|                                     | 060.167.9442 | 50 cm      5 Fr.  | Cardiología para<br>Diagnóstico  |
|                                     | 060.167.9475 | 100 cm      6 Fr.   |                                  |
|                                     | 060.167.9483 | 100 cm      7 Fr.   |                                  |
|                                     | 060.167.9491 | 100 cm      8 Fr.<br>Pieza.   |                                  |
|                                     | 060.167.6737 | Braquial para arteriografía coronaria curva I.<br>Tipo: Castillo.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm      7 Fr.<br>Pieza.       | Cardiología para<br>Diagnóstico. |
|                                     | 060.167.6760 | Braquial para arteriografía coronaria curva I.<br>Tipo: Castillo.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm      8 Fr.<br>Pieza.       | Cardiología para<br>Diagnóstico. |
|                                     | 060.167.6745 | Braquial para arteriografía coronaria curva II.<br>Tipo: Castillo.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm      7 Fr.<br>Pieza.      | Cardiología para<br>Diagnóstico. |
|                                     | 060.167.6778 | Braquial para arteriografía coronaria B3, curva II.<br>Tipo: Castillo.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm      8 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología para<br>Diagnóstico  |
|                                     | 060.167.6752 | Braquial para arteriografía coronaria curva III.<br>Tipo: Castillo.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm      7 Fr.<br>Pieza.     | Cardiología para<br>Diagnóstico  |

| GENERICO                        | CLAVE  | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO         |
|---------------------------------|--|---|---------------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> | 060.167.7107   | Coronaria izquierda curva I.<br>Tipo: Amplatz.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm      7 Fr.<br>Pieza.          | Cardiología para<br>Diagnóstico |
|                                 |  | Coronario de alto flujo para diagnóstico, longitud<br>100 cm.<br>Tipo: Judkins.<br>Calibre del catéter:      Asa: | Cardiología para<br>Diagnóstico |
|                                 | 060.166.2703   | 5 Fr      3.5 izquierdo.  |                                 |
|                                 | 060.166.2711   | 6 Fr      3.5 izquierdo.  |                                 |
|                                 | 060.166.2729   | 5 Fr      4.0 derecho.  |                                 |
|                                 | 060.166.2737   | 6 Fr      4.0 derecho.  |                                 |
|                                 | 060.166.2745   | 7 Fr      5.0 izquierdo.<br>Pieza.  |                                 |
|                                 | 060.167.6877   | Femoral visceral de 0.038" con un orificio, estéril.<br>Tipo: Cobra A I.  | Cardiología para<br>Diagnóstico |
|                                 | 060.167.7149   | Longitud:      Calibre:<br>65 cm      7 Fr.<br>65 cm      6 Fr.<br>Pieza.   |                                 |
|                                 |  | Femoral visceral asa I (0.038"), con un orificio,<br>estéril.<br>Tipo: Cobra.<br>Longitud:      Calibre:          | Cardiología para<br>Diagnóstico |
|                                 | 060.167.7230   | 65 cm      6 Fr.  |                                 |
|                                 | 060.167.7248   | 80 cm      6 Fr.  |                                 |
|                                 | 060.167.7255   | 80 cm      7 Fr.<br>Pieza.  |                                 |
| 060.167.6901                    | Multipropósito punta A2, estéril y desechable.<br>Longitud:      Calibre:<br>65 cm      5 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología para<br>Diagnóstico   |                                 |
| 060.166.2778                    | Multipropósito, con electrodo bipolar.<br>Tipo: Zucker o Lumelec.<br>Longitud:      Calibre:<br>125 cm      7 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología para<br>Diagnóstico   |                                 |
| 060.167.7172                    | Para angiografía y arteriografía por técnica<br>percutánea. De politetrafluoretileno, alto flujo<br>angulado a 145 grados.<br>Tipo: Pigtail.<br>Longitud:      Calibre:<br>110 cm      7 Fr.<br>Pieza. | Cardiología para<br>Diagnóstico   |                                 |

| GENERICO                        | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO      |
|---------------------------------|--------------|---|------------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> | 060.167.7685 | Para angiografía y arteriografía carotídea izquierda, por técnica percutánea. Con tres orificios, desechable.<br>Longitud: Calibre:<br>110 cm 6 Fr.<br>Pieza. | Cardiología para Diagnóstico |
|                                 | 060.167.7693 | Para angiografía y arteriografía carotídea izquierda, por técnica percutánea. Con tres orificios, desechable.<br>Longitud: Calibre:<br>110 cm 7 Fr.<br>Pieza. | Cardiología para Diagnóstico |
|                                 | 060.167.7701 | Para angiografía y tomografía cerebral. Con tres orificios, desechable.<br>Tipo: Head Hunter.<br>Longitud: Calibre:<br>110 cm 6 Fr.                           | Cardiología para Diagnóstico |
|                                 | 060.167.7719 | 110 cm 7 Fr.<br>Pieza.  |                              |
|                                 | 060.167.7727 | Para angiografía tóraco-abdominal, de alto flujo y pared delgada.<br>Tipo: Aortiflush.<br>Longitud: Calibre:<br>110 cm 6 Fr.<br>Pieza.                        | Cardiología para Diagnóstico |
|                                 | 060.167.8055 | Para angiografía transvascular aórtico.<br>Longitud: Calibre:<br>125 cm 7 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología para Diagnóstico |
|                                 | 060.167.6794 | Para arteriografía coronaria vía femoral, coronaria derecha, curva I, estéril.<br>Tipo: Amplatz modificado.<br>Longitud: Calibre:<br>100 cm 7 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología para Diagnóstico |
|                                 | 060.167.6802 | Para arteriografía coronaria vía femoral, coronaria izquierda, curva III estéril.<br>Tipo: Amplatz.<br>Longitud: Calibre:<br>100 cm 7 Fr.<br>Pieza.           | Cardiología para Diagnóstico |
|                                 | 060.167.7214 | Para arteriografía coronaria y ventriculografía, multiuso.<br>Tipo: Shoemaker.<br>Longitud: Calibre:<br>100 cm 7 Fr.  | Cardiología para Diagnóstico |
|                                 | 060.167.7222 | 100 cm 8 Fr.<br>Pieza.  |                              |

| GENERICO                        | CLAVE                      | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO       |
|---------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> | 060.168.1257               | Para cateterización de arteria coronaria derecha, con técnica percutánea, con punta angulada<br>Tipo: I, asa 3.5 mm.<br>Tipo: Judkins.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm      7 Fr.<br>Pieza. | Cardiología para Diagnóstico. |
|                                 | 060.167.4633               | Para cateterización de arteria coronaria derecha.<br>Cuello de botella, curva de 4 cm, calibre 7 Fr, longitud de 100 cm.<br>Tipo Judkins.<br>Pieza.  | Cardiología para Diagnóstico  |
|                                 | 060.167.1852               | Para cateterización de arteria coronaria izquierda, con técnica percutánea, asa de 3.0 a 3.5 cm, calibre 7 Fr, longitud 100 a 110 cm.<br>Tipo: Judkins.<br>Pieza.                                | Cardiología para Diagnóstico  |
|                                 | 060.167.1886               | Para cateterización de arteria coronaria izquierda, asa 4, calibre 7 Fr, longitud de 100 cm.<br>Tipo: Judkins.<br>Pieza.   | Cardiología para Diagnóstico  |
|                                 |                            | Para cateterización de arterias.<br>De poliéster.<br>Tipo: Sones.<br>Longitud:      Calibre:      Punta curvada de:  | Cardiología para Diagnóstico  |
|                                 | 060.168.3246               | 80 cm      5.2 Fr      2.5 cm.   |                               |
|                                 | 060.168.6827               | 80 cm      6.5 Fr      2.5 cm.   |                               |
|                                 | 060.168.6835               | 80 cm      7.0 Fr      2.5 cm.   |                               |
|                                 | 060.168.0267               | 80 cm      7.5 Fr      2.5 cm.   |                               |
|                                 | 060.168.7338               | 80 cm      8.0 Fr      2.5 cm.   |                               |
|                                 | 060.168.7346               | 100 cm      6.5 Fr      2.5 cm.  |                               |
|                                 | 060.168.7353               | 100 cm      7.0 Fr      2.5 cm.  |                               |
|                                 | 060.168.7361               | 100 cm      7.5 Fr      2.5 cm.  |                               |
|                                 | 060.168.7379               | 100 cm      8.0 Fr      2.5 cm.<br>Pieza.  |                               |
|                                 |                            | Para cateterización de arterias coronarias, carotídea, mamaria interna y vasos renales, radiopaco, de poliéster, con punta curva de 2.5 cm tres orificios.<br>Longitud:      Calibre:            | Cardiología para Diagnóstico  |
| 060.167.7198                    | 110 cm      7 Fr.          |  |                               |
| 060.167.7206                    | 65 cm      6 Fr.<br>Pieza. |  |                               |

| GENÉRICO                        | CLAVE  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO          |
|---------------------------------|--|---|----------------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> | 060.167.7263   | Para cateterización del corazón derecho, para tomar presiones y muestras sanguíneas.<br>Tipo: Cournand.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm        7 Fr.<br>Pieza. | Cardiología para<br>Diagnóstico  |
|                                 | 060.167.7354   | Para cateterización de puentes aortocoronarios izquierdos.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm        7 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología para<br>Diagnóstico. |
|                                 | 060.167.7362   | Para cateterización de puentes aortocoronarios derechos.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm        7 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología para<br>Diagnóstico. |
|                                 |  | Para cateterización de arterias coronarias.<br>De poliéster, punta recta.<br>Tipo: Sones.<br>Longitud:      Calibre:  | Cardiología para<br>Diagnóstico. |
|                                 | 060.168.3287   | 80 cm        5.2 Fr.  |                                  |
|                                 | 060.168.0424   | 80 cm        7 Fr.  |                                  |
|                                 | 060.168.6793   | 80 cm        8 Fr.  |                                  |
|                                 | 060.168.6801   | 125 cm       7 Fr.  |                                  |
|                                 | 060.168.6819   | 125 cm       8 Fr.<br>Pieza.  |                                  |
|                                 | 060.167.6695   | Para coronarias, estéril calibre 7.5 Fr y 100 cm de longitud.<br>Tipo: Sones Positrol.<br>Pieza.  | Cardiología para<br>Diagnóstico. |
| 060.167.6729                    | Para coronarias, con núcleo de nylon curva A, Tipo I, estéril calibre 7.5 Fr y 100 cm de longitud.<br>Tipo: Sones Positrol.<br>Pieza.  | Cardiología para<br>Diagnóstico.  |                                  |
| 060.167.6703                    | Para coronarias, con núcleo de nylon curva B, Tipo I, estéril, calibre 7.5 Fr y 100 cm de longitud.<br>Tipo: Sones Positrol.<br>Pieza.   | Cardiología para<br>Diagnóstico.  |                                  |
| 060.167.1498                    | Para registro de presiones y toma de muestras sanguíneas, con orificio distal y dos laterales.<br>Tipo: Goodale Lubin.<br>Longitud:      Calibre:<br>125 cm        7 Fr.<br>Pieza. | Cardiología para<br>Diagnóstico.  |                                  |

| GENERICO                        | CLAVE                        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO       |
|---------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> | 060.167.4831<br>060.167.6422 | Para registro de presiones y toma de muestras sanguíneas de cavidades derechas, con dos orificios laterales y uno distal.<br>Tipo: Goodale Lubin.<br>Longitud:      Calibre:<br>50 cm          5 Fr.<br>100 cm         6 Fr.<br>Pieza.  | Cardiología para Diagnóstico. |
|                                 | 060.167.9665<br>060.167.9673 | Para sondear arteria pulmonar.<br>Tipo: Mc Carney.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm         5 Fr.<br>100 cm         6 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología para Diagnóstico. |
|                                 | 060.167.2710                 | Para ventriculografía.<br>Con punta cerrada y cuatro orificios arreglados en pares.<br>Tipo: Lehman.<br>Longitud:      Calibre:<br>100 cm         5 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología para Diagnóstico. |
|                                 | 060.168.0127                 | Radiopaco, de Longitud, paredes Longitud.<br>Tipo: Cournand.<br>Longitud:      Calibre:<br>50 cm          5 Fr.<br>Pieza.   | Cardiología para Diagnóstico. |
| <b>DILATADORES</b>              | 060.299.0350<br>060.299.0368 | Vascular radiopaco de nylon o politetrafluoretileno.<br>Longitud:      Calibre:      Guía:<br>15 cm          4 Fr          0.035".<br>15 cm          5 Fr          0.038".<br>Pieza.<br>En la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cardiología para Diagnóstico. |
| <b>INTRODUCTORES</b>            | 060.165.0724                 | De elastómero de silicón de 1 lumen, calibre 4 Fr y 65 cm de longitud, con cojinete de poliéster, con conector luer lock, pinza obturadora y con introductor calibre 2.5 a 3.0 Fr<br>Estéril y desechable.<br>Tipo: Hickman.<br>Pieza.  | Cardiología para Diagnóstico. |
|                                 | 060.165.0732                 | De elastómero de silicón, de 2 lúmenes, calibre 6 Fr y 65 cm de longitud, con cojinete de poliéster, con conector luer lock, pinza obturadora y con introductor.<br>Estéril y desechable.<br>Tipo: Hickman.<br>Pieza.   | Cardiología para Diagnóstico. |



| GENERICO                                       | CLAVE  | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO                  |
|--|--|--|--|
| <b>DETERGENTES O LIMPIADORES</b>               | 060.066.0930                                 | Detergente o limpiador polienzimático no iónico o catiónico, a base de alcohol isopropílico o derivados del amonio cuaternario, con pH que asegure el efecto óptimo de las enzimas. Para uso manual y/o lavadora automática. Envase con 1 a 5 L de solución concentrada. | Central de Equipos y Esterilización.     |
|  | 060.291.0168                                 | Para lavadora ultrasónica. Neutro, líquido. Envase con 3.785 L.  | Central de Equipos y Esterilización.     |
|  | 060.833.0296                                 | Solución removedora para eliminar costras y manchas de oxidación del instrumental quirúrgico. Envase con 1 a 5 L.  | Central de Equipos y Esterilización.     |
| <b>GOMA</b>                                    | 060.440.0010                                 | De Karaya. En polvo. Envase con 1 K.   | Central de Equipos y Esterilización.     |
| <b>PAPELES</b>                                 | 060.685.0873<br>060.685.0881                 | Bobinas de papel grado médico (blanco o crepado) impresos con indicador(es) para esterilizar en gas o vapor.<br>Ancho:           Peso:<br>11 cm           10 K.  | Central de Equipos y Esterilización.     |
|  |  | 30 cm           10 K.<br>Rollo   |  |
|  | 060.685.0899<br>060.685.0907<br>060.685.0915 | Pliegos de papel grado médico (blanco o crepado) impresos con indicador(es) para esterilizar en gas o vapor.<br>Ancho:           Largo:<br>50 cm           50 cm.  | Central de Equipos y Esterilización.     |
|  |  | 90 cm           90 cm.   |  |
|  |  | 110 cm       110 cm.<br>Envase con 250 hojas cada uno.   |  |
| <b>POLIETILENO</b>                             | 370.733.0100                                 | Para envoltura en esterilización con gas. Espesor de 0.3 mm.<br>Longitud:       Ancho:<br>45 M           30 cm<br>Rollo.   | Central de Equipos y Esterilización.     |
| <b>CIRUGIA CARDIOTORACICA Y CARDIOVASCULAR</b> |  |  |  |
| <b>BALONES</b>                                 | 060.110.0068<br>060.110.0076<br>060.110.0084 | Intraaórtico de contrapulsación. Para aplicación percutánea.<br>Volúmenes de:<br>30 -34 ml.<br>40 ml.<br>50 ml.<br>Pieza.  | Cirugía Cardiotorácica y Cardiovascular. |
|  |  | Intraaórtico de contrapulsación.<br>Para distensión arterial.<br>Volúmenes de:<br>30 ml.<br>40 ml.<br>50 ml.<br>Pieza.   | Cirugía Cardiotorácica y Cardiovascular. |

| GENÉRICO                      | CLAVE        | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-------------------------------|--------------|---|-------------------------|
| <b>BALONES<br/>(continúa)</b> | 060.110.0159 | Intraaórtico de contrapulsación para uso pediátrico.<br>Volumen de:<br>8 ml.  | Cirugía Cardiorrástica. |
|                               | 060.110.0167 | 10 ml.<br>Pieza.  |                         |
| <b>CANULAS</b>                | 060.166.2950 | Cubierta con poliuretano no trombogénico, con funda de velour de poliéster.<br>Longitud: 30 cm      Diámetro interno: 13 mm.<br>Pieza.        | Cirugía Cardiorrástica. |
|                               | 060.167.5978 | Para cardioplejía anterógrada, calibre 12 Fr, Longitud 20 cm.<br>Pieza.   | Cirugía Cardiorrástica. |
|                               | 060.167.8741 | Para cardioplejía con línea de aspiración, longitud 20 cm, calibre 12 Fr.<br>Pieza.   | Cirugía Cardiorrástica. |
|                               | 060.166.1598 | Para administración de solución cardiopléjica por vía retrógrada con luer lock, para medición de presión y balón ajustable. Adulto.<br>Pieza. | Cirugía Cardiorrástica. |
|                               | 060.166.1580 | Para administración de solución cardiopléjica. Por vía anterógrada. Calibre 14 G.<br>Pieza.   | Cirugía Cardiorrástica. |
|                               | 060.166.1606 | Para administración selectiva de solución cardiopléjica, en osteum. Coronaria derecha.  | Cirugía Cardiorrástica. |
|                               | 060.166.1614 | Coronaria izquierda.<br>Pieza.  |                         |
|                               | 060.166.1622 | Para drenaje torácico. Angulada con marca radiopaca. Longitud: 45 cm      Calibre: 20 Fr.   | Cirugía Cardiorrástica. |
|                               | 060.166.1630 | 45 cm      28 Fr.   |                         |
|                               | 060.166.1648 | 45 cm      36 Fr.   |                         |
|                               | 060.166.1655 | 45 cm      40 Fr.<br>Pieza.   |                         |
|                               | 060.166.1663 | Para drenaje torácico. Recta con marca radiopaca. Longitud: 45 cm      Calibre: 20 Fr.  | Cirugía Cardiorrástica. |
|                               | 060.166.1671 | 45 cm      36 Fr.   |                         |
|                               | 060.166.1689 | 45 cm      40 Fr.<br>Pieza.   |                         |

| GENÉRICO                      | CLAVE                          | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO                     |   |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| <b>CANULAS<br/>(continúa)</b> | 060.167.3726                   | Para drenaje torácico.<br>Con marca radiopaca.<br>Longitud:      Calibre:<br>45 cm            28 Fr.<br>Pieza. | Cirugía Cardiotorácica.                     |   |
|                               |                                | Para drenar venas cavas.<br>Angulada con punta metálica.<br>Calibre:   | Cirugía Cardiotorácica<br>y Cardiovascular. |   |
|                               | 060.166.1010                   | 8 Fr.  |   |   |
|                               | 060.166.0855                   | 10 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.0863                   | 12 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.0871                   | 14 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.0889                   | 16 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.0897                   | 18 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.0905                   | 20 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.0913                   | 22 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.0921                   | 24 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.0939                   | 26 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.0947                   | 28 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.0954                   | 30 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.0962                   | 32 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.0970                   | 34 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.0988                   | 36 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.0996                   | 38 Fr.   |   |   |
|                               | 060.166.1002                   | 40 Fr.<br>Pieza.   |   |   |
|                               |                                |  | Para drenar venas cavas.                    | Cirugía Cardiotorácica<br>y Cardiovascular. |
|                               |                                |  | Recta.<br>Calibre:                          |   |
|                               | 060.166.1036                   | 8 Fr.  |   |   |
|                               | 060.166.1028                   | 10 Fr.   |   |   |
|                               | 060.167.6570                   | 12 Fr.   |   |   |
|                               | 060.167.6588                   | 14 Fr.   |   |   |
|                               | 060.167.3742                   | 16 Fr.   |   |   |
|                               | 060.167.3759                   | 18 Fr.   |   |   |
|                               | 060.167.3767                   | 20 Fr.   |   |   |
|                               | 060.167.3775                   | 22 Fr.   |   |   |
|                               | 060.167.3783                   | 24 Fr.   |   |   |
|                               | 060.167.3791                   | 26 Fr.   |   |   |
|                               | 060.167.3809                   | 28 Fr.   |   |   |
|                               | 060.167.3817                   | 30 Fr.   |   |   |
| 060.167.3825                  | 32 Fr.                         |  |   |   |
| 060.167.3833                  | 34 Fr.                         |  |   |   |
| 060.167.3841                  | 36 Fr.                         |  |   |   |
| 060.167.3858                  | 38 Fr.                         |  |   |   |
| 060.167.3866                  | 40 Fr.<br>Envase con 5 Piezas. |  |   |   |

| GENERICICO                    | CLAVE  | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |  |
|-------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| <b>CANULAS<br/>(continúa)</b> |  | Para perfusión aórtica.<br>Recta.<br>Calibre:<br>8 Fr.<br>10 Fr.<br>12 Fr.<br>14 Fr.<br>16 Fr.<br>18 Fr.<br>20 Fr.<br>22 Fr.<br>24 Fr.<br>Envase con 5 Piezas.              | Cirugía Cardiotorácica. |  |
|                               |  | Para perfusión aórtica.<br>Angulada.<br>Calibre:<br>8 Fr.<br>10 Fr.<br>12 Fr.<br>14 Fr.<br>16 Fr.<br>18 Fr.<br>20 Fr.<br>22 Fr.<br>24 Fr.<br>26 Fr.<br>Envase con 5 piezas. | Cirugía Cardiotorácica. |  |
|                               |  | 060.166.1051<br>060.166.1044<br>060.167.5820<br>060.167.5838<br>060.167.5846<br>060.167.5853<br>060.167.5861<br>060.167.5879<br>060.167.5887<br>060.167.0653                |                         |  |
|                               | 060.166.1218   | Para soporte ventricular, auricular angulada.<br>Calibre:<br>46 Fr.<br>Pieza.   | Cirugía Cardiotorácica. |  |
|                               | 060.166.1200   | Para soporte ventricular, auricular, angulada, con alma metálica maleable.<br>Calibre:<br>36 Fr.<br>Pieza.  | Cirugía Cardiotorácica. |  |
|                               | 060.166.1226   | Para soporte ventricular, con injerto de poliéster ecubierto en el extremo distal.<br>Calibre:<br>46 Fr.<br>Pieza.  | Cirugía Cardiotorácica. |  |
|                               |  | Para soporte cardiovascular de arteria femoral, sin tratamiento de heparina.<br>Calibre:<br>15 Fr.<br>16 Fr.<br>17 Fr.<br>18 Fr.<br>19 Fr.<br>20 Fr.<br>21 Fr.<br>Pieza.    | Cirugía Cardiovascular. |  |
|                               | 060.166.1135<br>060.166.1143<br>060.166.1150<br>060.166.1168<br>060.166.1176<br>060.166.1184<br>060.166.1192 |   |                         |  |

| GENÉRICO                      | CLAVE  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO                          |
|-------------------------------|--|---|--|
| <b>CANULAS<br/>(continúa)</b> | 060.166.1077<br>060.166.1085<br>060.166.1093<br>060.166.1101<br>060.166.1119<br>060.166.1127 | Para soporte cardiovascular de arteria femoral, con introductor percutáneo con tratamiento de heparina.<br>Calibre:<br>16 Fr.<br>17 Fr.<br>18 Fr.<br>19 Fr.<br>20 Fr.<br>21 Fr.<br>Pieza.                   | Cirugía Cardiovascular.                          |
|                               | 060.167.3940<br>060.167.3007<br>060.167.3015<br>060.167.3023                                 | Para succión intracardiaca ventricular.<br>Larga-pediátrica.<br>Corta-adulto.<br>Larga-adulto.<br>Corta-pediátrica.<br>Pieza.   | Cirugía Cardiotorácica.                          |
| <b>CATETERES</b>              | 060.165.0856<br>060.165.0864<br>060.165.0872   | Para drenaje torácico, con introductor y marca radiopaca. Estéril y desechable.<br>Calibre:<br>9.6 Fr.<br>12.0 Fr.<br>14.0 Fr.<br>Pieza.  | Cirugía Cardiotorácica.                          |
|                               | 060.167.3387<br>060.167.3403<br>060.167.4419<br>060.167.3429<br>060.167.3437                 | Para embolectomía.<br>Estérides y desechables.<br>Modelo: Fogarty.<br>Longitud:      Calibre:<br>80 cm      3 Fr.<br>80 cm      4 Fr.<br>80 cm      5 Fr.<br>80 cm      6 Fr.<br>80 cm      7 Fr.<br>Pieza. | Cirugía Cardiotorácica y Cirugía Cardiovascular. |
|                               | 060.167.4625   | Femoral visceral con dos orificios laterales y uno distal, calibre 7 Fr, longitud 65 cm.<br>Tipo: Renal.<br>Pieza.  | Cirugía Cardiotorácica.                          |
|                               | 060.167.7330   | Femoral para puentes de mamaria interna, extremo abierto, calibre 7 Fr, longitud 100 cm.<br>Pieza.  | Cirugía Cardiotorácica.                          |
|                               | 060.165.0765   | Para dilatación de válvulas cardiacas, de bajo perfil, con globo de 10 mm x 30 cm, estéril y desechable.<br>Longitud 70 a 90 cm, calibre 5.5 Fr.<br>Pieza.  | Cirugía Cardiotorácica.                          |

| GENÉRICO                             | CLAVE  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO                  |
|--------------------------------------|--|---|--|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b>      | 060.165.0773   | Para dilatación de válvulas cardíacas, de bajo perfil, con globo de 12 mm x 30 cm, estéril y desechable.<br>Longitud 70 a 90 cm, calibre 5.5 Fr.<br>Pieza.  | Cirugía Cardiorrástica.                  |
|                                      | 060.165.0781   | 3.5.  | Cirugía Cardiorrástica.                  |
|                                      | 060.165.0799   | 4.0.  |  |
|                                      | 060.165.0807   | 5.0.<br>Pieza.  |  |
| 060.167.4880                         | Para infusión coronaria, con 40 orificios laterales, diámetro de 4.3 Fr, longitud de 135 cm.<br>Pieza. | Cirugía Cardiorrástica.   |  |
| <b>DEFIBRILADOR<br/>CARDIOVERSOR</b> | 060.309.0010   | Implantable, multiprogramable, definitivo, para implante pectoral o abdominal, para el tratamiento de taquiarritmias cardíacas, con capacidad de realizar estudios electrofisiológicos no invasivos y funciones de marcapasos.<br>Conectores: Bipolar IS-1 para estimulación/sensada. DF-1 para los electrodos de alto voltaje. Funciones programables: voltaje de marcapasos, ancho de pulso del marcapaso. Frecuencia, histéresis, periodo de cegamiento, terapias de cardioversión, desfibrilación y estimulación anti-taquicardia, electro gramas almacenados, sensibilidad, intervalos de detección para taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, etc.<br>Telemetría: Sí<br>Peso: Menor a 132 gramos.<br>Grosor: Menor a 20 mm.<br>Fuente de alimentación: Oxido de litio, plata y vanadio.<br>Voltaje de la batería: 6.4 V.<br>Pieza. | Cardiología Médica y Quirúrgica.         |
| <b>EQUIPOS</b>                       | 060.345.0123   | Para aplicación de filtro intracaval femoral. Ferromagnético. Consta de aplicador y filtro.<br>Tipo: Greenfield.<br>Equipo.   | Cirugía Cardiorrástica y Cardiovascular. |
|                                      | 060.345.0131   | Para aplicación de filtro intracaval yugular. Ferromagnético. Consta de aplicador y filtro.<br>Tipo: Greenfield.<br>Equipo.   | Cirugía Cardiorrástica y Cardiovascular. |

| GENERICICO                    | CLAVE  | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO                     |
|-------------------------------|--|---|---|
| <b>EQUIPOS<br/>(continúa)</b> | 060.345.0164   | Para oclusión definitiva de vena cava.<br>Desechable. Consta de aplicador y balón.<br>Tipo: Hunter.<br>Pieza. | Cirugía<br>Cardiovascular.                  |
| <b>INJERTOS</b>               | 060.506.1506   | Tubulares precoagulados.<br>6 mm x 60 cm.   | Cirugía Cardiotorácica<br>y Cardiovascular. |
|                               | 060.506.1514   | 8 mm x 60 cm.<br>Pieza.   |   |
|                               | 060.506.1225   | Tubulares, microvel. Doble velour.<br>Porosidad: Cero.<br>8 mm.   | Cirugía Cardiotorácica<br>y Cardiovascular. |
|                               | 060.506.1233   | 10 mm.  |   |
|                               | 060.506.1241   | 20 mm.  |   |
|                               | 060.506.1258   | 24 mm.<br>Pieza.  |   |
|                               | 060.506.1845   | Tubulares, rectos, de pared regular.<br>6 mm x 70 cm.   |   |
|                               | 060.506.1852   | 7 mm x 70 cm.   | Cirugía Cardiotorácica<br>y Cardiovascular. |
|                               | 060.506.1860   | 8 mm x 70 cm.   |   |
|                               | 060.506.1878   | 10 mm x 80 cm.<br>Pieza.  |   |
|                               | 060.506.0912   | Tubulares.<br>Porosidad baja de 50 cc x min x cm <sup>2</sup> .<br>8 mm.                                      |   |
|                               | 060.506.0920   | 10 mm.  | Cirugía Cardiotorácica<br>y Cardiovascular  |
|                               | 060.506.0938   | 18 mm.  |   |
|                               | 060.506.1159   | 20 mm.  |   |
|                               | 060.506.1167   | 23 mm.<br>Pieza.  |   |
|                               | 060.506.1175   | Tubulares.<br>Prótesis para aorta torácica.<br>Porosidad de 50 cc x min x cm <sup>2</sup> .<br>18 mm.         |   |
|                               | 060.506.1183   | 20 mm.  | Cirugía Cardiotorácica<br>y Cardiovascular  |
|                               | 060.506.1191   | 22 mm.  |   |
|                               | 060.506.1209   | 24 mm.  |   |
|                               | 060.506.1217   | 30 mm.<br>Pieza.  |   |
| 060.506.2371                  | Vascular valvulado pulmonar.<br>Tubular, cero porosidad, valvulado biológico, de<br>bovino o porcino.<br>Calibre:<br>18. | Cirugía Cardiotorácica<br>y Cardiovascular  |   |
| 060.506.2389                  | 20.  |   |   |
| 060.506.2397                  | 22.  |   |   |
| 060.506.2405                  | 25.<br>Pieza.  |   |   |

| GENERICICO                     | CLAVE  | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO                  |
|--------------------------------|--|--|--|
| <b>INJERTOS<br/>(continúa)</b> | 060.506.2744   | Tubulares, rectos de pared delgada, de 4 mm x 70 cm, de politetrafluoretileno.<br>Pieza. | Cirugía Cardiotorácica y Cardiovascular  |
|                                |  | Aórtico valvulado bivalvo, tubular, porosidad cero.<br>Calibre:                          | Cirugía Cardiotorácica y Cardiovascular. |
|                                | 060.506.2504   | 21.  |  |
|                                | 060.506.2413   | 23.  |  |
|                                | 060.506.2421   | 25.  |  |
|                                | 060.506.2439   | 27.  |  |
|                                | 060.506.2447   | 29.  |  |
|                                | 060.506.2454   | 31.<br>Pieza.  |  |
|                                |  | Bifurcados precoagulados.  | Cirugía Cardiotorácica y Cardiovascular  |
|                                | 060.506.1522   | 16 x 6 mm o 16 x 8 mm.   |  |
|                                | 060.506.1530   | 19 x 8 mm o 18 x 9 mm.   |  |
|                                | 060.506.1548   | 20 x 10 mm o 18 x 10 mm.   |  |
|                                | 060.506.1555   | 22 x 10 mm o 22 x 11 mm.   |  |
|                                | 060.506.1464   | 12 x 6 mm.   |  |
|                                | 060.506.1498   | 22 x 11 mm.<br>Pieza.  |  |
|                                |  | Bifurcados microvel.<br>Doble velour. Porosidad cero.                                    | Cirugía Cardiotorácica y Cardiovascular. |
|                                | 060.506.1431   | 19 x 8 mm.   |  |
|                                | 060.506.1449   | 20 x 10 mm.  |  |
|                                | 060.506.1456   | 22 x 10 mm.<br>Pieza.  |  |
|                                |  | Bifurcados, corto, femoral con rama renal o visceral entre 20° y 90°.                    | Cirugía Cardiotorácica y Cardiovascular. |
|                                | 060.506.1647   | 18 x 9 rama de 6 mm.   |  |
|                                | 060.506.1654   | 20 x 10 rama de 8 mm.  |  |
|                                | 060.506.1662   | 22 x 11 rama de 10 mm.<br>Pieza.   |  |
|                                | Bifurcados, doble velour, microvel.<br>Porosidad 500 mm/cm <sup>2</sup> .<br>Fuerza de tensión 80 kg/cm <sup>2</sup> .<br>Tipo: Oshsner. | Cirugía Cardiotorácica y Cardiovascular.   |  |
| 060.506.1563                   | 16 x 8 mm.   |  |  |
| 060.506.1571                   | 19 x 8 mm.   |  |  |
| 060.506.1589                   | 20 x 10 mm.  |  |  |
| 060.506.1597                   | 21 x 10 mm.  |  |  |
| 060.506.1605                   | 24 x 11 mm.<br>Pieza.  |  |  |
|                                | Bifurcados, velour sencillo.<br>Porosidad 200 ml/cm <sup>2</sup> .<br>Fuerza de tensión 100 kg/cm <sup>2</sup> .<br>Tipo: Oshsner.       | Cirugía Cardiotorácica y Cardiovascular.   |  |
| 060.506.1613                   | 19 x 8 mm.   |  |  |
| 060.506.1621                   | 20 x 10 mm.  |  |  |
| 060.506.1639                   | 22 x 10 mm.<br>Pieza.  |  |  |

| GENÉRICO                       | CLAVE        | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO                   |   |
|--------------------------------|--------------|---|---|---|
| <b>INJERTOS<br/>(continúa)</b> | 060.506.1886 | Cónicos, de pared delgada.<br>7 a 4 mm x 70 cm.   | Cirugía Cardiorácica<br>y Cardiovascular. |   |
|                                | 060.506.1894 | 8 a 5 mm x 70 cm.<br>Pieza.   |   |   |
|                                | 060.506.1902 | Cónicos regulares.<br>7 a 4 mm x 40 cm.   | Cirugía Cardiorácica<br>y Cardiovascular. |   |
|                                | 060.506.1910 | 7 a 4 mm x 70 cm.   |   |   |
|                                | 060.506.1928 | 8 a 5 mm x 80 cm.<br>Pieza.   |   |   |
|                                | 060.506.2017 | Cónicos todos anillados.<br>7 a 4 mm x 70 cm.   | Cirugía Cardiorácica<br>y Cardiovascular. |   |
|                                | 060.506.2025 | 8 a 5 mm x 70 cm.<br>Pieza.   |   |   |
|                                | 060.506.1779 | De poliéster especial.<br>Para uso específico, axilo bifemoral, recto con<br>rama.<br>Tipo: Oschsner.<br>8 mm 100 cm x 50 cm. | Cirugía Cardiorácica<br>y Cardiovascular. |   |
|                                | 060.506.1787 | 10 mm 100 cm x 50 cm.<br>Pieza.   |   |   |
|                                | 060.506.2520 | De poliéster, tubular, recubierto.<br>Diámetro:                   Longitud:<br>12 mm                       15 cm.             | Cirugía Cardiorácica<br>y Cardiovascular. |   |
|                                | 060.506.2546 | 16 mm                       15 cm.  |   |   |
|                                | 060.506.2553 | 16 mm                       30 cm.  |   |   |
|                                | 060.506.2561 | 18 mm                       15 cm.  |   |   |
|                                | 060.506.2579 | 18 mm                       30 cm.  |   |   |
|                                | 060.506.2587 | 20 mm                       15 cm.  |   |   |
|                                | 060.506.2595 | 20 mm                       30 cm.  |   |   |
|                                | 060.506.2603 | 22 mm                       15 cm.  |   |   |
|                                | 060.506.2611 | 24 mm                       15 cm.  |   |   |
|                                | 060.506.2629 | 24 mm                       30 cm.  |   |   |
|                                | 060.506.2538 | 12 mm                       30 cm.<br>Pieza.  |   |   |
|                                | 060.506.1795 | De politetrafluoretileno.<br>Tubulares, rectos, de pared delgada.<br>5 mm x 70 cm.  |   | Cirugía Cardiorácica<br>y Cardiovascular. |
|                                | 060.506.1803 | 6 mm x 70 cm.   |   |   |
|                                | 060.506.1811 | 8 mm x 70 cm.   |   |   |
|                                | 060.506.1829 | 8 mm x 80 cm.   |   |   |
|                                | 060.506.1837 | 10 mm x 80 cm.<br>Pieza.  |   |   |
|                                | 060.506.2298 | De politetrafluoretileno.<br>Bifurcados de pared regular.<br>8 mm x 19 cm.  | Cirugía Cardiorácica<br>y Cardiovascular. |   |
|                                | 060.506.2306 | 10 mm x 20 cm.<br>Pieza.  |   |   |

| GENÉRICO                       | CLAVE   | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO                     |
|--------------------------------|---|---|---|
| <b>INJERTOS<br/>(continúa)</b> | 060.506.1977  | De politetrafluoroetileno.<br>Rectos, todos anillados.<br>6 mm x 70 cm.   | Cirugía Cardiorráctica<br>y Cardiovascular. |
|                                | 060.506.1985  | 8 mm x 70 cm.<br>Pieza.   |   |
|                                | 060.506.2462  | Homoinjertos valvulares aórticos con la raíz de la aorta.<br>Calibre:<br>19.  | Cirugía Cardiorráctica<br>y Cardiovascular. |
|                                | 060.506.2470  | 21.   |   |
|                                | 060.506.2488  | 23.   |   |
|                                | 060.506.2496  | 25.<br>Pieza.   |   |
|                                | 060.506.1738  | Intraluminales.<br>De baja porosidad 500 ml con anillo de polipropileno rígido unido a los extremos.<br>20 mm x 4 mm. | Cirugía Cardiorráctica<br>y Cardiovascular. |
|                                | 060.506.1746  | 22 mm x 4 mm.   |   |
|                                | 060.506.1753  | 24 mm x 4 mm.   |   |
|                                | 060.506.1761  | 26 mm x 4 mm.<br>Pieza.   |   |
|                                | 060.506.0813  | Para prótesis vascular.<br>De poliéster.<br>Doble velour.<br>Tubulares.<br>6 mm.                                      | Cirugía Cardiorráctica<br>y Cardiovascular. |
|                                | 060.506.0821  | 8 mm.   |   |
|                                | 060.506.0896  | 10 mm.  |   |
|                                | 060.506.0904  | 12 mm.<br>Pieza.  |   |
|                                | 060.506.1936  | Para prótesis vascular.<br>Rectos de pared delgada, anillados al centro.<br>6 mm x 40 cm.                             | Cirugía Cardiorráctica<br>y Cardiovascular. |
|                                | 060.506.1944  | 6 mm x 50 cm.   |   |
|                                | 060.506.1951  | 8 mm x 40 cm.   |   |
|                                | 060.506.1969  | 8 mm x 60 cm.<br>Pieza.   |   |
|                                | 060.506.1688  | Para reemplazo de arco aórtico.<br>20 mm tubular y 2 ramas.   | Cirugía Cardiorráctica<br>y Cardiovascular. |
|                                | 060.506.1670  | 20 mm tubular y 3 ramas.  |   |
| 060.506.1696                   | 22 mm tubular y 3 ramas.                                    |   |   |
| 060.506.1704                   | 22 mm tubular y 2 ramas.                                    |   |   |
| 060.506.1712                   | 24 mm tubular y 3 ramas.                                    |   |   |
| 060.506.1720                   | 24 mm tubular y 2 ramas.<br>Pieza.                          |   |   |
| 060.506.1993                   | Rectos, todos anillados, de pared delgada.<br>6 mm x 70 cm. | Cirugía Cardiorráctica<br>y Cardiovascular.   |   |
| 060.506.2009                   | 6 mm x 80 cm.<br>Pieza.                                     |   |   |

| GENERICICO                     | CLAVE                           | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO                |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|
| <b>INJERTOS<br/>(continúa)</b> |                                 | Injerto vascular de poliéster con recubrimiento antibacteriano.<br>Recto.<br>Estéril.<br>Longitud en cm:                      Diámetro en mm: | Cirugía Cardiorácica y Cardiovascular. |
|                                | 060.506.2801                    | 15.0                      12.0.   |  |
|                                | 060.506.2819                    | 15.0                      14.0.   |  |
|                                | 060.506.2827                    | 15.0                      16.0.   |  |
|                                | 060.506.2835                    | 15.0                      18.0.   |  |
|                                | 060.506.2843                    | 15.0                      20.0.   |  |
|                                | 060.506.2850                    | 15.0                      22.0.   |  |
|                                | 060.506.2868                    | 15.0                      24.0.   |  |
|                                | 060.506.2876                    | 15.0                      26.0.   |  |
|                                | 060.506.2884                    | 15.0                      28.0.   |  |
|                                | 060.506.2892                    | 15.0                      30.0.   |  |
|                                | 060.506.2900                    | 15.0                      32.0.   |  |
|                                | 060.506.2918                    | 15.0                      34.0.   |  |
|                                | 060.506.2926                    | 15.0                      36.0.   |  |
|                                | 060.506.2934                    | 15.0                      38.0.   |  |
|                                | 060.506.2942                    | 20.0                      10.0.   |  |
|                                | 060.506.2959                    | 20.0                      12.0.   |  |
|                                | 060.506.2967                    | 20.0                      14.0.   |  |
|                                | 060.506.2975                    | 20.0                      16.0.   |  |
|                                | 060.506.2983                    | 20.0                      18.0.   |  |
|                                | 060.506.2991                    | 20.0                      20.0.   | Cirugía Cardiorácica y Cardiovascular  |
|                                | 060.506.3007                    | 20.0                      22.0.   |  |
|                                | 060.506.3015                    | 20.0                      24.0.   |  |
|                                | 060.506.3023                    | 30.0                      8.0.  |  |
|                                | 060.506.3031                    | 30.0                      10.0.   |  |
|                                | 060.506.3049                    | 30.0                      12.0.   |  |
|                                | 060.506.3056                    | 30.0                      14.0.   |  |
|                                | 060.506.3064                    | 30.0                      16.0.   |  |
|                                | 060.506.3072                    | 30.0                      18.0.   |  |
|                                | 060.506.3080                    | 30.0                      20.0.   |  |
|                                | 060.506.3098                    | 30.0                      22.0.   |  |
|                                | 060.506.3104                    | 30.0                      24.0.   |  |
|                                | 060.506.3114                    | 30.0                      26.0.   |  |
|                                | 060.506.3122                    | 30.0                      28.0.   |  |
|                                | 060.506.3130                    | 30.0                      30.0.   |  |
|                                | 060.506.3148                    | 30.0                      32.0.   |  |
|                                | 060.506.3155                    | 30.0                      34.0.   |  |
|                                | 060.506.3163                    | 30.0                      36.0.   |  |
|                                | 060.506.3171                    | 30.0                      38.0.   |  |
|                                | 060.506.3189                    | 40.0                      10.0.   |  |
|                                | 060.506.3197                    | 40.0                      12.0.   |  |
|                                | 060.506.3205                    | 40.0                      14.0.   |  |
|                                | 060.506.3213                    | 40.0                      16.0.   |  |
|                                | 060.506.3221                    | 40.0                      18.0.   |  |
|                                | 060.506.3239                    | 40.0                      20.0.   |  |
|                                | 060.506.3247                    | 40.0                      22.0.   |  |
|                                | 060.506.3254                    | 40.0                      24.0.   |  |
|                                | 060.506.3262                    | 70.0                      10.0.   |  |
|                                | 060.506.3270                    | 70.0                      12.0.   |  |
|                                | 060.506.3288                    | 70.0                      14.0.   |  |
| 060.506.3296                   | 70.0                      16.0. |   |  |
| 060.506.3304                   | 70.0                      18.0. |   |  |
| 060.506.3312                   | 70.0                      20.0. |   |  |
| 060.506.3320                   | 70.0                      22.0. |   |  |
| 060.506.3338                   | 70.0                      24.0. |   |  |
|                                |                                 | Pieza.  |  |

| GENERICO  | CLAVE              | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO                 |   |   |
|---|--------------------|--|---|---|---|
| <b>MEDIDORES</b>  | 537.609.0105       | Para válvula cardiaca aórtica y mitral, Calibre 17 a 33.<br>Juego.                   | Cirugía Cardiorábrica.                  |   |   |
| <b>SISTEMA DE ENDOPROTESIS PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS</b> |                    | Endoprótesis abdominal bifurcada, con accesorios.<br>Estéril.<br>Diámetro: Longitud: | Cirugía Cardiorábrica y Cardiovascular. |   |   |
|   | 060.747.9813       | 24 x 12 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9821       | 24 x 12 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9839       | 24 x 14 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9847       | 24 x 14 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9854       | 26 x 12 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9862       | 26 x 12 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9870       | 26 x 14 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9888       | 26 x 14 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9896       | 26 x 16 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9904       | 26 x 16 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9912       | 28 x 14 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9920       | 28 x 14 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9938       | 28 x 16 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9946       | 28 x 16 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9953       | 30 x 14 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9961       | 30 x 14 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9979       | 30 x 16 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9987       | 30 x 16 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   | 060.747.9995       | 30 x 18 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.748.6222       | 30 x 18 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   | 060.748.6230       | 32 x 14 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.748.6248       | 32 x 14 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   | 060.748.6255       | 32 x 16 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.748.6263       | 32 x 16 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   | 060.748.6271       | 32 x 18 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.748.6289       | 32 x 18 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   | 060.748.6297       | 34 x 16 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.748.6305       | 34 x 16 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   | 060.748.6313       | 34 x 18 mm 155 mm.   |   |   |   |
|   | 060.748.6321       | 34 x 18 mm 170 mm.   |   |   |   |
|   |                    | Pieza.   |   | Endoprótesis abdominal aortounifáca, con accesorios.<br>Estéril.<br>Diámetro: Longitud: | Cirugía Cardiorábrica y Cardiovascular. |
|   | 060.748.6339       | 22 x 14 mm 155 mm.   |   |   |   |
| 060.748.6347  | 24 x 14 mm 155 mm. |  |   |   |   |
| 060.748.6354  | 26 x 14 mm 155 mm. |  |   |   |   |
| 060.748.6362  | 28 x 16 mm 170 mm. |  |   |   |   |
| 060.748.6370  | 30 x 16 mm 170 mm. |  |   |   |   |
| 060.748.6388  | 32 x 16 mm 170 mm. |  |   |   |   |
| 060.748.6396  | 34 x 16 mm 170 mm. |  |   |   |   |
|   | Pieza.             |  |   |   |   |

| GENÉRICO   | CLAVE              | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO                  |
|--|--------------------|--|--|
| <b>SISTEMA DE ENDOPROTESIS PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS (continúa)</b> |                    | Endoprótesis contralateral para abdominal, bifurcada.<br>Estéril.<br>Diámetro: Longitud:             | Cirugía Cardiorrástica y Cardiovascular. |
|  | 060.748.6404       | 14 x 12 mm 105 mm.   |  |
|  | 060.748.6412       | 14 x 12 mm 75 mm.  |  |
|  | 060.748.6420       | 14 x 12 mm 90 mm.  |  |
|  | 060.748.6438       | 14 x 14 mm 105 mm.   |  |
|  | 060.748.6446       | 14 x 14 mm 75 mm.  |  |
|  | 060.748.6453       | 14 x 14 mm 90 mm.  |  |
|  | 060.748.6461       | 14 x 16 mm 105 mm.   |  |
|  | 060.748.6479       | 14 x 16 mm 75 mm.  |  |
|  | 060.748.6487       | 14 x 16 mm 90 mm.  |  |
|  | 060.748.6495       | 14 x 18 mm 105 mm.   |  |
|  | 060.748.6503       | 14 x 18 mm 75 mm.  |  |
|  | 060.748.6511       | 14 x 18 mm 90 mm.  |  |
|  | 060.748.6529       | 14 x 20 mm 105 mm.   |  |
|  | 060.748.6537       | 14 x 20 mm 75 mm.  |  |
|  | 060.748.6545       | 14 x 20 mm 90 mm.  |  |
|  |                    | Pieza.<br>Endoprótesis torácica segmento proximal con accesorios.<br>Estéril.<br>Diámetro: Longitud: | Cirugía Cardiorrástica y Cardiovascular. |
|  | 060.748.6552       | 22 x 22 mm 116 mm.   |  |
|  | 060.748.6560       | 24 x 24 mm 116 mm.   |  |
|  | 060.748.6578       | 26 x 26 mm 116 mm.   |  |
|  | 060.748.6586       | 28 x 28 mm 116 mm.   |  |
|  | 060.748.6594       | 30 x 30 mm 115 mm.   |  |
|  | 060.748.6602       | 32 x 32 mm 115 mm.   |  |
|  | 060.748.6610       | 34 x 34 mm 115 mm.   |  |
|  | 060.748.6628       | 36 x 36 mm 114 mm.   |  |
|  | 060.748.6636       | 38 x 38 mm 114 mm.   |  |
|  | 060.748.6644       | 40 x 40 mm 114 mm.   |  |
|  | 060.748.6651       | 42 x 42 mm 113 mm.   |  |
|  | 060.748.6669       | 44 x 44 mm 113 mm.   |  |
|  | 060.748.6677       | 46 x 46 mm 112 mm.   |  |
|  |                    | Pieza.<br>Endoprótesis torácica segmento distal con accesorios.<br>Estéril.<br>Diámetro: Longitud:   |  |
|  | 060.748.6693       | 26 x 22 mm 114 mm.   |  |
|  | 060.748.6701       | 28 x 24 mm 113 mm.   |  |
|  | 060.748.6719       | 30 x 26 mm 113 mm.   |  |
|  | 060.748.6727       | 32 x 28 mm 113 mm.   |  |
|  | 060.748.6735       | 34 x 30 mm 113 mm.   |  |
|  | 060.748.6743       | 36 x 32 mm 112 mm.   |  |
|  | 060.748.6750       | 38 x 34 mm 112 mm.   |  |
|  | 060.748.6768       | 40 x 36 mm 112 mm.   |  |
| 060.748.6776   | 42 x 38 mm 112 mm. |  |  |
| 060.748.6784   | 44 x 40 mm 111 mm. |  |  |
| 060.748.6792   | 46 x 42 mm 110 mm. |  |  |
| 060.748.6800   | 46 x 44 mm 110 mm. |  |  |
|  | Pieza.             |  |  |

| GENERICO   | CLAVE  | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO                                   | ESPECIALIDAD O SERVICIO                |
|--|--|--|--|
| <b>SISTEMA DE ENDOPROTESIS PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS (continúa)</b> |  | Extensión abdominal. Estéril.<br>Diámetro: Longitud:         | Cirugía Cardiorádica y Cardiovascular. |
|  | 060.748.6818   | 20 x 20 mm 30 mm.  |  |
|  | 060.748.6826   | 22 x 22 mm 30 mm.  |  |
|  | 060.748.6834   | 24 x 24 mm 30 mm.  |  |
|  | 060.748.6842   | 26 x 26 mm 30 mm.  |  |
|  | 060.748.6859   | 28 x 28 mm 29 mm.  |  |
|  | 060.748.6867   | 30 x 30 mm 28 mm.  |  |
|  | 060.748.6875   | 32 x 32 mm 28 mm.  |  |
|  | 060.748.6883   | 34 x 34 mm 28 mm.  |  |
|  | 060.748.6891   | 36 x 36 mm 26 mm.<br>Pieza.                                  |  |
|  |  | Extensión ilíaca. Estéril.<br>Diámetro: Longitud:            | Cirugía Cardiorádica y Cardiovascular. |
|  | 060.748.6909   | 8 x 8 mm 81 mm.  |  |
|  | 060.748.6917   | 10 x 10 mm 81 mm.  |  |
|  | 060.748.6925   | 12 x 8 mm 75 mm.   |  |
|  | 060.748.6933   | 12 x 12 mm 81 mm.  |  |
|  | 060.748.6941   | 14 x 10 mm 75 mm.  |  |
|  | 060.748.6958   | 14 x 14 mm 80 mm.  |  |
|  | 060.748.6966   | 16 x 12 mm 75 mm.  |  |
|  | 060.748.6974   | 16 x 16 mm 80 mm.  |  |
|  | 060.748.6982   | 18 x 14 mm 75 mm.  |  |
|  | 060.748.6990   | 18 x 18 mm 80 mm.  |  |
|  | 060.748.7006   | 20 x 16 mm 74 mm.  |  |
|  | 060.748.7014   | 20 x 20 mm 79 mm.  |  |
|  | 060.748.7022   | 22 x 18 mm 74 mm.  |  |
|  | 060.748.7030   | 22 x 22 mm 79 mm.<br>Pieza.                                  |  |
|  |  | Extensión torádica proximal. Estéril.<br>Diámetro: Longitud: | Cirugía Cardiorádica y Cardiovascular. |
|  | 060.748.7048   | 26 x 26 mm 50 mm.  |  |
|  | 060.748.7055   | 28 x 28 mm 49 mm.  |  |
|  | 060.748.7063   | 30 x 30 mm 48 mm.  |  |
|  | 060.748.7071   | 32 x 32 mm 48 mm.  |  |
|  | 060.748.7089   | 34 x 34 mm 48 mm.  |  |
|  | 060.748.7097   | 36 x 36 mm 46 mm.  |  |
|  | 060.748.7104   | 40 x 40 mm 46 mm.  |  |
|  | 060.748.7113   | 42 x 42 mm 54 mm.  |  |
|  | 060.748.7121   | 44 x 44 mm 54 mm.  |  |
|  | 060.748.7139   | 46 x 46 mm 52 mm.<br>Pieza.                                  |  |
|  | Extensión torádica distal. Estéril.<br>Diámetro: Longitud: | Cirugía Cardiorádica y Cardiovascular.                       |  |
| 060.748.7147   | 26 x 26 mm 50 mm.  |  |  |
| 060.748.7154   | 28 x 28 mm 49 mm.  |  |  |
| 060.748.7162   | 30 x 30 mm 48 mm.  |  |  |
| 060.748.7170   | 32 x 32 mm 48 mm.  |  |  |
| 060.748.7188   | 34 x 34 mm 48 mm.  |  |  |
| 060.748.7196   | 36 x 36 mm 46 mm.  |  |  |
| 060.748.7204   | 38 x 38 mm 46 mm.  |  |  |
| 060.748.7212   | 40 x 40 mm 46 mm.  |  |  |
| 060.748.7220   | 42 x 42 mm 54 mm.  |  |  |
| 060.748.7238   | 44 x 44 mm 54 mm.  |  |  |
| 060.748.7246   | 46 x 46 mm 52 mm.<br>Pieza.                                |  |  |

| GENERICICO             | CLAVE   | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------|---|---|-------------------------|
| <b>SONDAS</b>          | 060.166.1952  | De aspiración para cardiotoromía, flexible.<br>Desechable.<br>Adulto.   | Cirugía Cardiotorácica. |
|                        | 060.166.1960  | Pediátrica.<br>Pieza.   |                         |
|                        | 060.166.1978  | De aspiración para cardiotoromía, rígida.<br>Desechable.<br>Adulto.   | Cirugía Cardiotorácica. |
|                        | 060.166.1986  | Pediátrica.<br>Pieza.   |                         |
| 060.166.1853           | Para medición de temperatura rectal y/o esofágica, adulto. Desechable.<br>*(Indicar la marca del equipo con el cual se usará esta clave).<br>Pieza. | Cirugía Cardiotorácica.   |                         |
|                        | 060.166.1929  | Para medición de temperatura rectal y/o esofágica, pediátrica. Desechable.<br>*(Indicar la marca del equipo con el cual se usará esta clave).<br>Pieza. | Cirugía Cardiotorácica. |
| <b>SOPORTES</b>        | 537.825.0079  | Para válvula cardiaca aórtica y mitral.<br>Calibre 17 a 33.<br>Juego.   | Cirugía Cardiotorácica. |
| <b>CIRUGIA GENERAL</b> |   |   |                         |
| <b>AGUJAS</b>          | 060.040.0956  | Para biopsia.<br>Reesterilizable, con mandril.<br>Tipo: Silverman.<br>Longitud:      Calibre:<br>8.5 cm          14 G.<br>Envase con 12 piezas.         | Cirugía General.        |
|                        | 060.040.0295  | Para biopsia.<br>Reesterilizables, con estilete y tope deslizable.<br>Tipo: Menghini.<br>Longitud:      Calibre:<br>70 mm          16 G.                | Cirugía General.        |
|                        | 060.040.0337  | 70 mm          18 G.<br>Pieza.  |                         |
|                        | 060.040.0949  | Para sutura.<br>Medio círculo. Ojo automático. Punta redonda.<br>Tipo: Intestinal.<br>Longitud:      Calibre:<br>26 a 30 mm    4 G.                     | Cirugía General.        |
| 060.040.0964           | 22 a 24 mm    5 G.<br>Envase con 12 piezas.   |   |                         |

| GENERICO                  | CLAVE  | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>BARRERA ABSORBIBLE</b> | 060.603.0070   | Para reducir la reproducción de adherencias postoperatorias, de malla satinada, de celulosa oxidada, regenerada, de 7.6 cm x 10.2 cm.<br>Pieza.  | Cirugía General.   |
| <b>CAMPOS QUIRURGICOS</b> | 060.155.0155<br>060.155.0304<br>060.155.0015   | Impregnados o no con iodopovidona en una de sus caras. En empaque individual.<br>Estériles y desechables de:<br>15 x 20 cm.<br>60 x 35 cm.<br>90 x 45 cm.<br>Envase con 10 piezas.   | Cirugía General.   |
| <b>CANULAS</b>            | 060.167.6489<br><br>060.167.7941<br><br>060.167.6497<br><br>060.167.6463<br>060.167.6471<br><br>060.167.6893 | Para dilatación de papila de Vater, de politetrafluoretileno transparente, calibre 3.5 Fr en los 12 mm distales y calibre 5 Fr y 200 cm de longitud<br>Pieza.<br><br>Para dilatación de papila de Vater, de politetrafluoretileno transparente, calibre 5 Fr, longitud 200 cm.<br>Pieza.<br><br>Para dilatación de papila menor, de politetrafluoretileno transparente, calibre 5 Fr, longitud 200 cm, con punta metálica calibre 23 G.<br>Pieza.<br><br>Para extracción de cálculos de vías biliares, con doble vía.<br>Longitud:    Calibre:    Balón:<br>200 cm    4.8 Fr    2 ml.<br>200 cm    6.8 Fr    2 ml.<br>Pieza.<br><br>Para nutrición parenteral, vía subclavia de silicón, calibre 18 G, longitud 30 cm, con guía y aguja calibre 16 G. Radiopaco, estéril y desechable.<br>Pieza. | Cirugía General.<br><br>Cirugía General.<br><br>Cirugía General.<br><br>Cirugía General.<br><br>Cirugía General y Médicas y Quirúrgicas. |
| <b>CATETERES</b>          | 060.165.0013<br>060.165.0021   | Catéter para extracción de cálculos de vías biliares, con doble lumen, calibre 6.8 Fr, con punta distal de 5 Fr y 200 cm de longitud.<br>Estéril y desechable.<br>Balón:<br>12 ml.<br>15 ml.<br>Pieza.   | Cirugía General.   |

| GENÉRICO                        | CLAVE   | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---------------------------------|---|---|-------------------------|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> |   | Catéter para extracción de cálculos de vías biliares, con triple lumen, calibre 8.8 Fr, con punta distal de 5 Fr y 200 cm de longitud.<br>Estéril y desechable. | Cirugía General.        |
|                                 | 060.165.0039  | Balón:<br>1.5 ml.   |                         |
|                                 | 060.165.0047  | 3.0 ml.   |                         |
|                                 | 060.165.0054  | 4.0 ml.<br>Pieza.   |                         |
|                                 |   | Catéter dilatador de vías biliares, de 3 cm de longitud, con balón de 3 cm de longitud.<br>Estéril y desechable.<br>Diámetro del balón:                         | Cirugía General.        |
|                                 | 060.165.0062  | 4 mm.   |                         |
|                                 | 060.165.0070  | 6 mm.   |                         |
|                                 | 060.165.0088  | 8 mm.   |                         |
|                                 | 060.165.0096  | 10 mm.<br>Pieza.  |                         |
|                                 |   | Catéter dilatador de vías biliares, de 200 cm de longitud, con banda radiopaca. Estéril y desechable.<br>Tipo: Soehendra.<br>Calibre:                           | Cirugía General.        |
|                                 | 060.165.0104  | 6.0 Fr.   |                         |
|                                 | 060.165.0112  | 7.0 Fr.   |                         |
|                                 | 060.165.0120  | 8.5 Fr.   |                         |
|                                 | 060.165.0138  | 9.0 Fr.   |                         |
|                                 | 060.165.0146  | 10.0 Fr.  |                         |
| 060.165.0153                    | 11.5 Fr.<br>Pieza.  |   |                         |
|                                 | Catéter dilatador de vías biliares, de 200 cm de longitud. Estéril y desechable.<br>Tipo: Cotton.<br>Calibre: | Cirugía General.  |                         |
| 060.165.0161                    | 8.5 Fr.   |   |                         |
| 060.165.0179                    | 10.0 Fr.<br>Pieza.  |   |                         |
|                                 | Catéter para dilatación del conducto pancreático, de 200 cm de longitud. Estéril y desechable.<br>Calibre:    | Cirugía General.  |                         |
| 060.165.0187                    | 3.0 Fr.   |   |                         |
| 060.165.0195                    | 4.0 Fr.   |   |                         |
| 060.165.0203                    | 5.0 Fr.   |   |                         |
| 060.165.0211                    | 6.0 Fr.<br>Pieza.   |   |                         |

| GENERICICO                     | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |                  |
|--------------------------------|--------------|---|-------------------------|------------------|
| <b>CATETERES</b><br>(continúa) | 060.165.0229 | Catéter para canulación por vía retrógrada, calibre 6 Fr, con punta ahusada calibre 5 Fr y 100 cm de longitud total. Estéril y desechable.<br>Pieza.                  | Cirugía General.        |                  |
|                                |              | Catéter para canulación por vía retrógrada, calibre 5.5 Fr y 100 cm de longitud total. Estéril y desechable.<br>Tipo de punta:                      Calibre en punta: | Cirugía General.        |                  |
|                                | 060.165.0237 | Ahusada graduada  | 3.0 Fr.                 |                  |
|                                | 060.165.0245 | Ahusada corta   | 3.5 Fr.                 |                  |
|                                | 060.165.0252 | Ahusada larga   | 3.5 Fr.                 |                  |
|                                | 060.165.0260 | Ahusada   | 4.0 Fr.                 |                  |
|                                | 060.165.0278 | Ahusada larga   | 4.0 Fr.                 |                  |
|                                | 060.165.0286 | Ahusada   | 4.5 Fr.                 |                  |
|                                | 060.165.0294 | Ahusada angulada  | 5.0 Fr.                 |                  |
|                                | 060.165.0302 | Estándar  | 5.0 Fr.                 |                  |
|                                |              | Pieza.  |                         |                  |
|                                |              | Catéter para canulación por vía retrógrada, calibre 5.5 Fr y 200 cm de longitud total. Estéril y desechable.<br>Tipo de punta:  |                         | Cirugía General. |
|                                | 060.165.0310 | Biselada.   |                         |                  |
|                                | 060.165.0328 | Estándar.   |                         |                  |
|                                | 060.165.0336 | Ahusada.  |                         |                  |
|                                | 060.165.0344 | Cónica.   |                         |                  |
|                                | 060.165.0351 | Balón.  |                         |                  |
|                                |              | Pieza.  |                         |                  |
|                                |              | Catéter para dilatación de píloro, de 180 cm de longitud y balón de 5.5 cm de longitud.<br>Estéril y desechable.<br>Tipo: Quantum TTC.<br>Calibre del catéter:        |                         | Cirugía General. |
|                                | 060.165.0443 | 18 Fr.  |                         |                  |
| 060.165.0450                   | 24 Fr.       |   |                         |                  |
| 060.165.0468                   | 30 Fr.       |   |                         |                  |
| 060.165.0476                   | 36 Fr.       |   |                         |                  |
| 060.165.0484                   | 42 Fr.       |   |                         |                  |
| 060.165.0492                   | 48 Fr.       |   |                         |                  |
| 060.165.0500                   | 54 Fr.       |   |                         |                  |
| 060.165.0518                   | 60 Fr.       |   |                         |                  |
|                                | Pieza.       |   |                         |                  |

| GENÉRICO                              | CLAVE   | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |  |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| <b>CATETERES</b><br><b>(continúa)</b> |   | Catéter para dilatación de esófago, de 180 cm de longitud y balón de 8 cm de longitud.  | Cirugía General.        |  |
|                                       |   | Estéril y desechable.   |                         |  |
|                                       |   | Tipo: Quantum TTC.  |                         |  |
|                                       |   | Calibre del catéter:  |                         |  |
|                                       | 060.165.0369  | 18 Fr.  |                         |  |
|                                       | 060.165.0377  | 24 Fr.  |                         |  |
|                                       | 060.165.0385  | 30 Fr.  |                         |  |
|                                       | 060.165.0393  | 36 Fr.  |                         |  |
|                                       | 060.165.0401  | 42 Fr.  |                         |  |
|                                       | 060.165.0419  | 48 Fr.  |                         |  |
|                                       | 060.165.0427  | 54 Fr.  |                         |  |
|                                       | 060.165.0435  | 60 Fr.  |                         |  |
|                                       |   | Pieza.  |                         |  |
|                                       |   | Catéter con cepillo para citología por gastroscopía, calibre del catéter 5 Fr y 180 cm de longitud del catéter. Estéril y desechable. | Cirugía General.        |  |
|                                       |   | Diámetro del cepillo:   |                         |  |
|                                       | 060.165.0922  | 2 mm.   |                         |  |
| 060.165.0930                          | 3 mm.   |   |                         |  |
|                                       | Envase con 10 piezas.   |   |                         |  |
|                                       | Catéter con cepillo para citología por colonoscopia, calibre del catéter 7 Fr y 240 cm de longitud del catéter. Estéril y desechable. | Cirugía General.  |                         |  |
|                                       | Diámetro del cepillo:   |   |                         |  |
| 060.165.0542                          | 3 mm.   |   |                         |  |
|                                       | Envase con 10 piezas.   |   |                         |  |
|                                       | Catéter para manometría esofágica, calibre 3.5 mm y 140 cm de longitud, tamaño pediátrico.  | Cirugía General.  |                         |  |
|                                       | Estéril y desechable.   |   |                         |  |
|                                       | No. de canales: Separación entre  |   |                         |  |
|                                       | cada puerto:  |   |                         |  |
| 060.165.0559                          | 3 3 cm.   |   |                         |  |
| 060.165.0567                          | 3 5 cm.   |   |                         |  |
| 060.165.0575                          | 4 3 cm.   |   |                         |  |
| 060.165.0583                          | 5 5 cm.   |   |                         |  |
|                                       | Pieza.  |   |                         |  |
|                                       | Catéter para manometría esofágica, calibre 4.5 mm y 140 cm de longitud.   | Cirugía General.  |                         |  |
|                                       | Estéril y desechable.   |   |                         |  |
|                                       | No. de canales: Radiales: Separación  |   |                         |  |
|                                       | entre cada puerto:  |   |                         |  |
| 060.165.0591                          | 6 3 5 cm.   |   |                         |  |
| 060.165.0609                          | 8 4 5 cm.   |   |                         |  |
|                                       | Pieza.  |   |                         |  |

| GENERICO                        | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO                  |
|---------------------------------|--------------|--|--|
| <b>CATETERES<br/>(continúa)</b> | 060.165.0617 | Catéter para manometría esofágica, calibre 4.5 mm y 140 cm de longitud.<br>No. de canales: Separación entre cada puerto:<br>6 1 cm.  | Cirugía General.                         |
|                                 | 060.165.0625 | 6 5 cm.  |  |
|                                 | 060.165.0633 | 8 1 cm.<br>Pieza.  |  |
|                                 | 060.165.0641 | Catéter para manometría, calibre 4.5 Fr y 140 cm de longitud, con balón y conexión luer lock para cada canal, con separación de 1 cm entre ellos.<br>Estéril y desechable.<br>No. de canales: Tamaño:<br>4 Adulto. | Cirugía General.                         |
|                                 | 060.165.0658 | 8 Adulto.  |  |
|                                 | 060.165.0666 | 4 Pediátrico.  |  |
|                                 | 060.165.0674 | 8 Pediátrico.<br>Pieza.  |  |
|                                 | 060.167.8063 | Para subclavia, de silicón, doble lumen, estéril y desechable.<br>Longitud: Calibre:<br>30 cm 7 Fr.<br>Pieza.  | Cirugía General.                         |
| <b>CLIPS</b>                    | 060.215.0021 | Hemostáticos, planos, de politetrafluoretileno.<br>Tipo: Moretz.   | Cirugía General.                         |
|                                 | 060.215.0112 | Chico.   |  |
|                                 | 060.215.0120 | Mediano.<br>Grande.<br>Pieza.  |  |
| <b>CONECTORES</b>               | 060.233.0037 | De dos vías en (Y)<br>De plástico, desechable.<br>Pieza.   | Cirugía General y Médicas y Quirúrgicas. |
|                                 | 060.233.0011 | De una vía.<br>De plástico, desechables.<br>Tipo: Sims.<br>Delgado.  | Cirugía General y Médicas y Quirúrgicas. |
|                                 | 060.233.0052 | Grueso.<br>Pieza.  |  |
|                                 | 060.233.0326 | De plástico con transparencia de cristal, en "Y", de 8 mm en sus 3 entradas.<br>Pieza.   | Cirugía General y Médicas y Quirúrgicas. |
|                                 | 060.233.0292 | De plástico con transparencia de cristal, en "Y", de 10 mm en sus 3 entradas.<br>Pieza.  | Cirugía General y Médicas y Quirúrgicas. |
|                                 | 060.233.0300 | De plástico con transparencia de cristal, en "Y", de 12 mm en sus 3 entradas.<br>Pieza.  | Cirugía General y Médicas y Quirúrgicas. |

| GENERICICO     | CLAVE        | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|----------------|--------------|---|-------------------------|
| <b>EQUIPOS</b> | 060.345.1915 | Para citología biliar incluye: camisa para el cepillo, cepillo con diámetro de 3 mm, punta flexible de 3.5 cm.<br>Longitud: 200 cm<br>Calibre: 6 Fr.<br>Juego.                | Cirugía General.        |
|                | 060.345.1790 | Para drenaje naso-biliar incluye: cable guía, catéter de drenaje, tubo nasal, tubo de conexión de drenaje.<br>Longitud: 250 cm<br>Calibre: 5 Fr.                              | Cirugía General.        |
|                | 060.345.1808 | 250 cm<br>7 Fr.<br>Juego.   |                         |
|                | 060.345.1907 | Para drenaje naso-pancreático incluye: cable guía, catéter de drenaje, tubo nasal, tubo de conexión de drenaje.<br>Longitud: 250 cm<br>Calibre: 5 Fr.<br>Juego.               | Cirugía General.        |
|                | 060.345.1485 | Para litotripsia de vías biliares, incluye: mango, cable de acero, canastilla de multifilamento suave estándar.<br>Juego.   | Cirugía General.        |
|                | 060.345.1246 | Para prótesis biliares que incluye: cable guía, catéter guía, catéter posicionador.<br>Tipo: Cotton Leung.<br>Calibre: 10 Fr<br>Prótesis: 7, 10 y 15 cm.                      | Cirugía General.        |
|                | 060.345.1261 | 8.5 Fr<br>7, 10 y 15 cm.<br>Juego.  |                         |
|                | 060.345.1337 | Para prótesis biliares que incluyen: cable guía, catéter guía, catéter empujador, catéter posicionador, calibre 10 Fr, con dos prótesis con longitud de 12 y 15 cm.<br>Juego. | Cirugía General.        |
|                | 060.345.1881 | Para prótesis pancreática incluye: cable guía, catéter posicionador y prótesis.<br>Tipo: Geenen.<br>Calibre: 5 Fr.  | Cirugía General.        |
|                | 060.345.1899 | 7 Fr.<br>Juego.   |                         |

| GENÉRICO                      | CLAVE  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO  |
|-------------------------------|--|--|--|
| <b>EQUIPOS<br/>(continúa)</b> | 060.345.1469<br>060.345.1477                 | Para retirar prótesis biliares, con cable guía de 0.35 mm.<br>Tipo: Soehendra.<br>Longitud:      Calibre:<br>180 cm      8.5 Fr.<br>180 cm      10 Fr.<br>Juego.   | Cirugía General.   |
|                               | 060.345.3200<br>060.345.3218<br>060.345.3226 | Equipo introductor de prótesis biliares en un solo paso, incluye catéter guía y catéter empujador, de 208 cm de longitud.<br>Estéril y desechable.<br>Calibre:<br>8.5 Fr.<br>10.0 Fr.<br>11.5 Fr.<br>Equipo.             | Cirugía General.   |
|                               | 060.345.3234<br>060.345.3242<br>060.345.3259 | Equipo de drenaje naso-biliar, incluye: cable guía, tubo nasal, tubo de conexión de drenaje y catéter de drenaje de 250 cm de longitud.<br>Estéril y desechable.<br>Calibre:<br>6.0 Fr.<br>6.5 Fr.<br>8.5 Fr.<br>Equipo. | Cirugía General.   |
|                               | 060.345.3291                                 | Equipo para dilatación del conducto pancreático.<br>Incluye:<br>Catéter calibre 5 Fr y 200 cm de longitud.<br>Catéter guía calibre 3 Fr y Guía metálica de 0.018 de pulgada.<br>Tipo: Vennes.<br>Equipo.                 | Cirugía General.   |
|                               | 060.345.3309                                 | Equipo para ligar várices esofágicas y rectales.<br>Equipo.  | Cirugía General  |
|                               | <b>ESFINTEROTOMOS</b>                        | 060.345.3267<br>060.345.3275<br>060.345.3283   | Esfinterotomo para vías biliares de doble lumen, calibre del catéter 6 Fr con punta distal de 5 Fr y 200 cm de longitud.<br>Tipo: Canulatome II.<br>Estéril y desechable.<br>Con área de corte de:<br>20 mm.<br>25 mm.<br>30 mm.<br>Pieza. |

| GENERICO                             | CLAVE  | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------|
| <b>ESFINTEROTOMOS<br/>(continúa)</b> | 060.346.0015<br>060.346.0023                                 | Esfinterotomo para vías biliares de triple lumen, calibre del catéter 7 Fr con punta distal de 5 Fr y 200 cm de longitud.<br>Tipo: Tri Tome.<br>Estéril y desechable.<br>Con área de corte de:<br>25 mm.<br>30 mm.<br>Pieza.  | Cirugía General.        |
|                                      | 060.346.0031   | Esfinterotomo para vías biliares de precorte con punta distal en forma de "J", calibre del catéter 6 Fr, con punta distal de 4.5 Fr y 200 cm de longitud que acepta guía de 0.035".<br>Tipo: Huibregtse-Katon.<br>Estéril y desechable.<br>Con área de corte de 4 mm.<br>Pieza. | Cirugía General.        |
| <b>GRAPAS</b>                        | 060.446.0014<br>060.446.0022<br>060.446.0030                 | Hemostáticas.<br>De titanium, ferronomagnéticas, con pinza desechable y cartucho con grapas.<br>Tamaños:<br>Chico (con 20 grapas).<br>Mediano (con 20 grapas).<br>Grande (con 15 grapas).<br>Juego o estuche.   | Cirugía General.        |
| <b>GUIAS</b>                         | 060.463.1820   | Cable guía, para vías biliares con recubrimiento de politetrafluoretileno, diámetro 0.035 mm, longitud 480 cm.<br>Tipo: Soehendra.<br>Pieza.  | Cirugía General.        |
|                                      | 060.463.1838   | Cable guía, para vías biliares, con recubrimiento de politetrafluoretileno, diámetro 0.035 mm, longitud 480 cm.<br>Tipo: Tracer.<br>Pieza.  | Cirugía General.        |
|                                      | 060.463.1887<br>060.463.1895<br>060.463.1903<br>060.463.1911 | Guías metálicas para procedimientos biliares con recubrimiento aislante y 480 cm de longitud.<br>Calibre:<br>0.018".<br>0.021".<br>0.025".<br>0.035".<br>Pieza.   | Cirugía General.        |

| GENERICO        | CLAVE            | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|-----------------|------------------|--|-------------------------|
| <b>PROTESIS</b> |                  | Prótesis para conducto biliar.<br>Tipo: Cotton-Leung.<br>Estéril y desechable.                         | Cirugía General.        |
|                 | 060.748.3963     | Longitud: 5 cm      Calibre: 7.0 Fr.   |                         |
|                 | 060.748.3971     | 7 cm      7.0 Fr.  |                         |
|                 | 060.748.3989     | 9 cm      7.0 Fr.  |                         |
|                 | 060.748.3997     | 12 cm      7.0 Fr.   |                         |
|                 | 060.748.4003     | 15 cm      7.0 Fr.   |                         |
|                 | 060.748.4011     | 5 cm      8.5 Fr.  |                         |
|                 | 060.748.4029     | 7 cm      8.5 Fr.  |                         |
|                 | 060.748.4037     | 9 cm      8.5 Fr.  |                         |
|                 | 060.748.4045     | 12 cm      8.5 Fr.   |                         |
|                 | 060.748.4052     | 15 cm      8.5 Fr.   |                         |
|                 | 060.748.4060     | 5 cm      10.0 Fr.   |                         |
|                 | 060.748.4078     | 9 cm      10.0 Fr.   |                         |
|                 | 060.748.3708     | 12 cm      10.0 Fr.  |                         |
|                 |                  | Pieza.   |                         |
|                 |                  | Prótesis para conducto biliar.<br>Estéril y desechable.<br>Tipo: Zimmon.                               |                         |
|                 | 060.748.3716     | Longitud: 4 cm      Calibre: 5 Fr.   |                         |
|                 | 060.748.3724     | 7 cm      5 Fr.  |                         |
|                 | 060.748.3732     | 10 cm      5 Fr.   |                         |
|                 | 060.748.3740     | 4 cm      7 Fr.  |                         |
|                 | 060.748.3757     | 7 cm      7 Fr.  |                         |
|                 | 060.748.3765     | 10 cm      7 Fr.   |                         |
|                 |                  | Pieza.   |                         |
|                 |                  | Prótesis para conducto biliar.<br>Estéril y desechable.<br>Tipo: Soehendra Tannenbaum, calibre 8.5 Fr. |                         |
|                 | 060.748.3773     | Longitud: 5 cm.  |                         |
|                 | 060.748.3781     | 6 cm.  |                         |
|                 | 060.748.3799     | 7 cm.  |                         |
|                 | 060.748.3807     | 8 cm.  |                         |
|                 | 060.748.3815     | 9 cm.  |                         |
|                 | 060.748.3823     | 10 cm.   |                         |
|                 | 060.748.3831     | 11 cm.   |                         |
|                 | 060.748.3849     | 12 cm.   |                         |
|                 | 060.748.3856     | 15 cm.   |                         |
|                 |                  | Pieza.   |                         |
|                 |                  | Prótesis para conducto pancreático.<br>Tipo: Geenen.   |                         |
|                 |                  | Estéril y desechable.  |                         |
|                 | 060.748.3864     | Longitud: 3 cm      Calibre: 5 Fr.   |                         |
|                 | 060.748.3872     | 5 cm      5 Fr.  |                         |
|                 | 060.748.3880     | 7 cm      5 Fr.  |                         |
|                 | 060.748.3898     | 9 cm      5 Fr.  |                         |
|                 | 060.748.3906     | 12 cm      5 Fr.   |                         |
|                 | 060.748.3914     | 3 cm      7 Fr.  |                         |
| 060.748.3922    | 5 cm      7 Fr.  |  |                         |
| 060.748.3930    | 7 cm      7 Fr.  |  |                         |
| 060.748.3948    | 9 cm      7 Fr.  |  |                         |
| 060.748.3955    | 12 cm      7 Fr. |  |                         |
|                 | Pieza.           |  |                         |
|                 |                  |  |                         |

| GENERICO                    | CLAVE  | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO                            |
|-----------------------------|--|---|--|
|                             | 060.747.2412<br>060.747.2420   | Esofágica diámetro externo 17 mm, diámetro interno 11 mm.<br>Longitud:<br>6.4 cm.<br>10.4 cm.<br>Pieza.   | Cirugía General.                                   |
|                             | 060.747.2339<br>060.747.2404   | Para conducto biliar.<br>Tipo: Cotton Huibregtse.<br>Longitud:      Calibre:<br>15 cm           10 Fr.<br>12 cm           10 Fr.<br>Pieza.                            | Cirugía General.                                   |
|                             | 060.747.2347<br>060.747.2354<br>060.747.2362                                 | Para conducto biliar.<br>Tipo: Cotton Leung.<br>Longitud:      Calibre:<br>7 cm            10 Fr.<br>10 cm           10 Fr.<br>15 cm           10 Fr.<br>Pieza.       | Cirugía General.                                   |
|                             | 537.718.0020   | Posicionador de prótesis esofágica, diámetro 11 mm, longitud 100 cm, reusable.<br>Tipo: Dumon Gilliard.<br>Pieza.   | Cirugía General.                                   |
| <b>SOLUCIONES</b>           | 060.543.0149   | Colodión elástico.<br>Envase con 1 L.   | Cirugía General y Médicas y Quirúrgicas.           |
| <b>SONDAS</b>               | 060.168.3238<br>060.168.9417<br>060.168.9425<br>060.168.9433<br>060.168.9441 | Para drenaje.<br>En forma de T.<br>De látex.<br>Tipo: Kehr.<br>Calibre:<br>10 Fr.<br>12 Fr.<br>14 Fr.<br>16 Fr.<br>18 Fr.<br>Pieza.                                   | Cirugía General.                                   |
| <b>CIRUGIA MAXILOFACIAL</b> |  |   |  |
| <b>ALAMBRES</b>             | 060.046.0083<br><br>060.046.0141<br>060.046.0166<br>060.046.0190             | Alambre de acero inoxidable, número 0 (0.46 mm).<br>Rollo.<br><br>Alambre de acero inoxidable pulido. (Ligadura).<br>Calibre:<br>0.016.<br>0.020.<br>0.022.<br>Rollo. | Cirugía Maxilofacial.<br><br>Cirugía Maxilofacial. |

| GENERICICO                     | CLAVE  | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO               |
|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| <b>ALAMBRES<br/>(continúa)</b> | 060.046.0216   | Alambre trenzado.<br>0.015 mm.  | Cirugía Maxilofacial.                 |
|                                | 060.046.0224   | 0.017 mm.<br>(10 alambres en cada tubo).<br>Tubo.   |                                       |
| <b>ARCOS</b>                   | 060.622.0150   | Extraoral con dobles omega en mesial de molares.<br>Tamaños:<br>Grande.                               | Cirugía Maxilofacial.                 |
|                                | 060.622.0168   | Mediano.<br>Pieza.  |                                       |
|                                | 060.622.0127   | Facial inverso para protracción de segmento maxilar inferior.<br>Pieza.                               | Cirugía Maxilofacial y Estomatología. |
|                                | 060.622.0176   | Preformado de nitinol, inferior.<br>0.014 mm.   | Cirugía Maxilofacial.                 |
|                                | 060.622.0192   | 0.016 mm.<br>Envase con 10 piezas.  |                                       |
|                                | 060.622.0184   | Preformado de nitinol, superior.<br>0.014 mm.   | Cirugía Maxilofacial.                 |
|                                | 060.622.0200   | 0.016 mm.<br>Envase con 10 piezas.  |                                       |
|                                | 060.622.0218   | Preformado de acero inoxidable, inferior.<br>0.016 mm x 0.022 mm.                                     | Cirugía Maxilofacial.                 |
|                                | 060.622.0242   | 0.017 mm x 0.025 mm.<br>Envase con 10 piezas.   |                                       |
|                                | 060.622.0226   | Preformado de acero inoxidable, superior.<br>0.016 mm x 0.022 mm.                                     | Cirugía Maxilofacial.                 |
|                                | 060.622.0234   | 0.017 mm x 0.025 mm.<br>Envase con 10 piezas.   |                                       |
|                                | 060.622.0259   | Preformado 0.018 mm de nitinol.<br>Inferior.  | Cirugía Maxilofacial.                 |
|                                | 060.622.0267   | Superior.<br>Envase con 10 piezas.  |                                       |
|                                | 060.622.0275   | Preformado de acero inoxidable extraduro (hit) superior 0.017 mm x 0.025 mm.<br>Envase con 10 piezas. | Cirugía Maxilofacial.                 |
| 060.622.0283                   | Preformado nitinol con curva inversa 0.016 mm inferior.<br>Envase con 10 piezas. | Cirugía Maxilofacial.   |                                       |

| GENERICICO                  | CLAVE                        | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO   |
|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| <b>ARCOS<br/>(continúa)</b> | 060.622.0291                 | Preformado nitinol con curva inversa 0.016 mm superior.<br>Envase con 10 piezas.   | Cirugía Maxilofacial.   |
|                             | 060.622.0317                 | Preformado rectangular trenzado 0.017 mm x 0.025 mm superior.<br>Envase con 10 piezas.   | Cirugía Maxilofacial.   |
|                             | 060.622.0309                 | Preformado rectangular trenzado 0.017 mm x 0.025 mm inferior.<br>Envase con 10 piezas.   | Cirugía Maxilofacial.   |
|                             | 060.622.0325<br>060.622.0341 | Preformado de acero inoxidable, inferiores.<br>0.014 mm.<br>0.016 mm.<br>Envase con 10 piezas.   | Cirugía Maxilofacial.   |
|                             | 060.622.0333<br>060.622.0358 | Preformados de acero inoxidable, superiores.<br>0.014 mm.<br>0.016 mm.<br>Envase con 10 piezas.  | Cirugía Maxilofacial.   |
|                             | 060.622.0366                 | Preformados 0.018 mm de acero inoxidable, inferiores.<br>Envase con 10 piezas.   | Cirugía Maxilofacial.   |
|                             | 060.622.0408                 | Preformados para cerrar espacios, de acero inoxidable con loop de bola 0.016 mm x 0.022 mm inferior, 0.018 mm x 0.025 mm superior.<br>Estuche con 70 piezas. | Cirugía Maxilofacial.   |
|                             | 060.622.0374                 | Preformados 0.018 mm de acero inoxidable, superiores.<br>Envase con 10 piezas.   | Cirugía Maxilofacial.   |
|                             | <b>BANDAS</b>                | 060.622.0440   | Material para bandas 0.004 mm x 0.0150 mm.<br>Envase con 10 piezas. |
| 060.108.0062                |                              | Preformada inferior derecha e izquierda para molares.<br>Estuche.  | Cirugía Maxilofacial.   |
| 060.108.0070                |                              | Preformada inferior derecha e izquierda para premolares con bracket soldado.<br>Estuche.   | Cirugía Maxilofacial.   |
| 060.108.0096                |                              | Preformada superior derecha e izquierda para molares.<br>Estuche.  | Cirugía Maxilofacial.   |
| 060.108.0088                |                              | Preformada superior derecha e izquierda para premolares con bracket soldado.<br>Estuche.   | Cirugía Maxilofacial.   |

| GENERICO         | CLAVE  | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO   |
|------------------|--|---|---|
| <b>BARRAS</b>    | 060.113.0057   | Barra metálica de Erick.<br>Para ferulización interdentaria.<br>Rollo de 1 M.   | Cirugía Maxilofacial y<br>Estomatología.  |
| <b>BOTONES</b>   | 060.622.0382   | Botones linguales para soldar curvas.<br>Envase con 10 piezas.  | Cirugía Maxilofacial.   |
| <b>COJINES</b>   | 060.216.0038<br>060.216.0053                         | Cervical de tracción con medidor.<br>Cervical de tracción sin medidor.<br>Pieza.  | Cirugía Maxilofacial.   |
| <b>ELASTICOS</b> | 060.400.0265<br>060.400.0273<br><br>060.400.0281     | Intermaxilares de:<br>3/16 8 oz.<br>5/16 3.5 oz.<br>Envase con 100 piezas.<br><br>Separadores para piezas posteriores.<br>Envase con 1000 piezas.               | Cirugía Maxilofacial.<br><br><br>Cirugía Maxilofacial.                          |
| <b>FERULAS</b>   | 060.421.0153<br><br>060.437.0981                     | Arco de Erick, para inmovilización interdento-<br>maxilo mandibular.<br>Pieza.<br><br>En forma de corbata (Kobayashi) 0.14 mm.<br>Envase con 100 piezas.        | Cirugía Maxilofacial.<br><br>Cirugía Maxilofacial.                              |
| <b>GANCHOS</b>   | 060.437.0999   | Disector con punta "L" con cubierta térmica hasta<br>la base de la "L". Reutilizable.<br>Pieza.   | Cirugía Maxilofacial.   |
| <b>GORROS</b>    | 060.439.0062   | De tracción alta con medidor.<br>Pieza.   | Cirugía Maxilofacial.   |
| <b>LIGAS</b>     | 060.570.0012<br><br>060.797.0027<br><br>060.622.0424 | Elástica (0'S).<br>Envase con 1000 piezas.<br><br>Elástica mediana.<br>Rollo.<br><br>Linguales horizontales sin tope calibre 0.036 mm.<br>Envase con 10 piezas. | Cirugía Maxilofacial.<br><br>Cirugía Maxilofacial.<br><br>Cirugía Maxilofacial. |
| <b>MANDRIL</b>   | 060.622.0432   | Mandril universal para pieza de mano de baja<br>velocidad, de uso dental.<br>Pieza.   | Cirugía Maxilofacial.   |
| <b>MASCARA</b>   | 060.621.0219   | Ortopédica de tracción inversa (delaire).<br>Pieza.   | Cirugía Maxilofacial.   |

| GENERICO                      | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO  | ESPECIALIDAD O SERVICIO                  |
|-------------------------------|--------------|---|--|
| <b>POSTE</b>                  | 060.623.0027 | Poste quirúrgico.<br>Envase con 10 piezas.  | Cirugía Maxilofacial.                    |
| <b>REGLA</b>                  | 060.817.0049 | Medidora de cefalometrías (protractor).<br>Pieza.   | Cirugía Maxilofacial.                    |
| <b>RESINAS</b>                | 060.791.0015 | Resina para Bonding de Brackets fotocurable.<br>(Con luz halógena).<br>Estuche.   | Cirugía Maxilofacial.                    |
| <b>RETENEDORES</b>            | 060.793.0039 | Lingual ajustable 3 a 3 bordeables.<br>Pieza.   | Cirugía Maxilofacial.                    |
| <b>SEPARADOR</b>              | 060.166.0772 | Labial inferior (Lip Bumper) sin omega 0.036 mm.<br>Envase con 10 piezas.   | Cirugía Maxilofacial.                    |
| <b>TOPES</b>                  | 060.622.0481 | Removible para arcos auxiliares.<br>Tipo: Miller Lock.<br>Pieza.  | Cirugía Maxilofacial y<br>Estomatología. |
| <b>TORNILLOS</b>              | 060.898.0744 | Tornillo de expansión con agarradera de plástico.<br>Pieza.   | Cirugía Maxilofacial.                    |
|                               | 060.898.0751 | Tornillo de expansión rápida (mino expander) con<br>antenas.<br>Pieza.  | Cirugía Maxilofacial.                    |
| <b>TUBOS</b>                  | 060.908.0361 | Convertible con gancho en mesial calibre 0.18<br>mm para molares inferiores.<br>Pieza.                                      | Cirugía Maxilofacial.                    |
|                               | 060.908.0379 | Doble convertible con gancho en mesial calibre<br>0.18 mm para molares superiores.<br>Pieza.                                | Cirugía Maxilofacial.                    |
| <b>CIRUGIA RECONSTRUCTIVA</b> |              |   |  |
| <b>EXPANSORES DE PIEL</b>     | 060.400.0091 | Expansores de piel, de silicón grado médico.<br>Forma rectangular, con válvula remota.<br>Volumen:<br>480-500 ml.<br>Pieza. | Cirugía<br>Reconstructiva.               |
|                               | 060.400.0125 | Expansores de piel, de silicón grado médico.<br>Forma redonda, con válvula remota.<br>Volumen:<br>300 ml.                   | Cirugía<br>Reconstructiva.               |
|                               | 060.400.0133 | 450 - 500 ml.   |  |
|                               | 060.400.0141 | 650 - 700 ml.<br>Pieza.   |  |

| GENERICICO                     | CLAVE  | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO                                      |
|--------------------------------|--|--|--|
|                                | 060.400.0174<br>060.400.0182<br>060.400.0190 | Expansores de piel, de silicón grado médico.<br>Forma redonda. Intraoperatorio, válvula remota y conector de metal.<br>Volumen:<br>1 ml.<br>6 ml.<br>50 ml.<br>Pieza.          | Cirugía<br>Reconstructiva.                                   |
|                                | 060.400.0208                                 | Expansores de piel, de silicón grado médico.<br>Diseño de otoplastía, válvula remota y conector de metal.<br>Volumen:<br>35 ml.<br>Pieza.                                      | Cirugía<br>Reconstructiva.                                   |
|                                | 060.400.0067                                 | Expansores de piel, de silicón grado médico, tejido PH diseño semilunar 4 de 250 ml con válvula remota y conector de metal.<br>Pieza.  | Cirugía<br>Reconstructiva.                                   |
| <b>INJERTOS</b>                | 060.506.2736                                 | De epidermis humana, cultivado in vitro, congelado.<br>Estéril.<br>Tamaño 7 x 8 cm.<br>Pieza.  | Cirugía<br>Reconstructiva.                                   |
| <b>PLANTILLA</b>               | 060.032.0014<br>060.400.0232                 | Para estirar injertos (mallar, 3 x 1cm.<br>Envase con 20 piezas.<br>Para injertos de piel.<br>Para dermatomo Tonner.<br>Laminillas de:<br>3 a 1.<br>4 a 1.<br>5 a 1.<br>Pieza. | Cirugía<br>Reconstructiva.<br><br>Cirugía<br>Reconstructiva. |
| <b>ESTOMATOLOGIA</b>           |  |  |  |
| <b>ACEITES</b>                 | 060.016.0253                                 | Aceite lubricante para turbina de pieza de mano de alta velocidad. Aplicador en forma de jeringa.<br>Envase con 2 ml.  | Estomatología.   |
| <b>BRACKETS<br/>(Soportes)</b> | 060.138.0017                                 | Para ortodoncia.<br>Juego de 10 para cada pieza.   | Estomatología.   |

| GENERICICO             | CLAVE        | NOMBRE GENERICICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|------------------------|--------------|--|-------------------------|
| <b>CEMENTOS</b>        | 060.182.1424 | Ionómero de vidrio I.<br>Para cementaciones definitivas.<br>Polvo 35 g.<br>Vidrio de silicato de aluminio tratado con silano 98%.<br>Polímero de celulosa < 1.5%.<br>Dióxido de titanio < 1%.<br>Catalizador para polimerización <1%.<br>Líquido 22.5 ml.<br>Copolímero de ácido acrílico y ácido Itacónico 35%.<br>Agua 35%.<br>2-hidroxietyl-metacrilato 30%.<br>Acido dicarboxílico 1%.<br>Juego. | Estomatología.          |
|                        | 060.182.1283 | Dental para uso quirúrgico, para sellar conductos radiculares.<br>Polvo de óxido de zinc y sulfato de calcio (resina).<br>Líquido: 7 ml (Eugenol).<br>Juego.   | Estomatología.          |
| <b>CERAS</b>           | 060.622.0390 | Blanca para ortodoncia.<br>Envase con 100.   | Estomatología.          |
| <b>FORMAS DE ACERO</b> | 060.424.0051 | De acero inoxidable para coronas, en la reconstrucción de molares primarios y primer molar permanente juego superior e inferior.<br>Juego con 216 Piezas.  | Estomatología.          |
| <b>FRESONES</b>        | 060.431.0516 | Metálicos para rebajar acrílico, juego que incluye uno de bola, uno de flama y otro de fresa.<br>Juego.  | Estomatología.          |
| <b>GANCHOS</b>         | 060.437.0031 | De Adams para ortodoncia, de 10 mm.<br>Pieza.  | Estomatología.          |
|                        | 060.437.0049 | De Adams para ortodoncia, de 11 mm.<br>Pieza.  | Estomatología.          |
|                        | 060.437.0056 | De bola para ortodoncia, de 0.70 mm.<br>Pieza.   | Estomatología.          |
|                        | 060.437.0064 | De bola para ortodoncia de 0.80 mm.<br>Pieza.  | Estomatología.          |
| <b>LIGAS</b>           | 060.570.0053 | Para ortodoncia.<br>Para colocación en la reducción de fracturas, fijación del arco superior al inferior, tracción media.<br>Diámetro: 1/8".   | Estomatología.          |
|                        | 060.570.0079 | 3/16".<br>Envase con 100 Piezas.   |                         |

| GENERICICO  | CLAVE        | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
|---|--------------|--|-------------------------|
| <b>LIGAS<br/>(continúa)</b>                         |              | Para ortodoncia:<br>De hule látex.   | Estomatología.          |
|   | 060.570.0061 | Extrabucales de 9.5 mm o 3/8".   |                         |
|   | 060.570.0087 | Extrabucales de 12.7 mm o 1/2".  |                         |
|   | 060.570.0095 | Extrabucales de 16.0 mm o 5/8".<br>Envase con 100 Piezas.  |                         |
| <b>MATERIAL PARA<br/>IMPRESION Y<br/>ACCESORIOS</b> | 060.622.0010 | Alginato para impresiones dentales.<br>Envase con 450 g.   | Estomatología.          |
|   | 060.622.0093 | Anclaje para la aplicación de fuerza temporal, con dos medidores para unir a la mentonera.<br>Pieza. | Estomatología.          |
|   | 060.196.0065 | Cera rosa del No.7, para uso dental.<br>Envase con 10 tabletas.                                      | Estomatología.          |
|   | 060.274.0177 | Cuerda de algodón para motor de baja velocidad, medida estándar.<br>Pieza.                           | Estomatología.          |
|   | 060.303.0115 | Disco abrasivo carborundum, para mandril de pieza de mano.<br>Envase con 100 piezas.                 | Estomatología.          |
|   | 060.749.0810 | Disco de manta, de uso dental, para pulir acrílico, de 12 cm de diámetro.<br>Pieza.                  | Estomatología.          |
|   | 060.622.0416 | Flux para soldar ortodóncico.<br>Envase con 2 onzas.   | Estomatología.          |
|   | 060.622.0085 | Fundente para soldadura de plata de uso dental.<br>Envase con 90 g.                                  | Estomatología.          |
|   | 060.749.0828 | Pasta pulidora de metales, rojo inglés.<br>Barra de 250 g.   | Estomatología.          |
|   | 060.709.0065 | Piedra montada rosa de forma cilíndrica, para rebajar acrílico.<br>Pieza.                            | Estomatología.          |
|   | 060.727.0022 | Polvo de piedra pómez para uso dental, para pulir acrílico.<br>Envase con 1 K.                       | Estomatología.          |
|   | 060.622.0051 | Resina acrílica, autopolimerizable, líquida.<br>Envase de 1 L.                                       | Estomatología.          |
|   | 060.622.0044 | Resina acrílica, autopolimerizable rosa, polvo.<br>Envase con 1 K.                                   | Estomatología.          |

| GENÉRICO   | CLAVE        | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO   | ESPECIALIDAD O SERVICIO               |
|--|--------------|--|---------------------------------------|
| <b>MATERIAL PARA IMPRESION Y ACCESORIOS (continúa)</b> | 060.813.0035 | Separador líquido, para yeso y acrílico.<br>Envase con 1 L.  | Estomatología.                        |
|  | 060.622.0077 | Soldadura de plata, para uso dental, de 0.40 mm.<br>Rollo de 10 g.   | Estomatología.                        |
|  | 060.797.0035 | Soldadura de plata.<br>Rollo.  | Estomatología.                        |
|  | 060.622.0069 | Taza de hule para batir yeso, capacidad de 250 ml.<br>Pieza.   | Estomatología.                        |
|  | 060.697.0317 | Pasta Trípoli para pulir acrílico y metal.<br>Envase con 250 g.  | Estomatología.                        |
|  | 060.622.0028 | Yeso piedra blanco, para ortodoncia.<br>Envase con 1 K.  | Estomatología.                        |
| <b>MENTONERAS</b>                                      | 060.622.0101 | De acrílico forrada en fieltro, con cuatro ganchos: dos para sujeción y dos para elásticos intraorales.<br>Pieza.  | Estomatología.                        |
|  | 060.622.0119 | De acrílico forrada en fieltro, con dos ganchos de sujeción.<br>Pieza.   | Estomatología.                        |
| <b>MODULOS</b>   | 060.622.0457 | Elástico para corregir rotaciones tamaño B2.<br>Envase con 100 piezas.   | Estomatología y Cirugía Máxilofacial. |
|  | 060.622.0465 | Elástico para corregir rotaciones tamaño B3.<br>Envase con 100 piezas.   | Cirugía Máxilofacial y Estomatología. |
|  | 060.622.0473 | Elástico para corregir rotaciones tamaño B4.<br>Envase con 100 piezas.   | Cirugía Máxilofacial y Estomatología. |
| <b>POLVOS</b>  | 060.727.0030 | Bicarbonato de sodio en polvo, contenido de 99 a 100%.<br>Envase con 1 K.  | Estomatología.                        |
| <b>PRUEBA</b>  | 060.711.0079 | Para identificación semicuantitativa de <i>Streptococo mutans</i> , en saliva. En agar o caldo y mitis salivarius, con bacitracina activado mediante telurito de potasio.<br>Estuche con medio de cultivo y activador. | Estomatología.                        |

(Continúa en la Tercera Sección)